



# Kullanma Talimatları

## RadiForce® MX216

Renkli LCD Monitör

### Önemli

Kendinizi güvenli ve etkili kullanıma alıştırmak için “Kullanma Talimatları” ve Kurulum Kılavuzunu (ayrı cilt) dikkatli bir şekilde okuyun.

- Monitör düzenleme ve ayarları için Kurulum Kılavuzu’na bakın.
- En güncel “Kullanma Talimatları” web sitemizden indirilebilir durumdadır:

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## GÜVENLİK SİMGELERİ

Bu kılavuzda ve bu üründe aşağıdaki güvenlik simgeleri kullanılmaktadır. Önemli bilgileri belirtir. Lütfen bunları dikkatle okuyun.

| <b>UYARI</b><br> UYARI bölümündeki bilgilere uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olup ölüm tehlikesine yol açabilir. | <b>DİKKAT</b><br> DİKKAT bölümündeki bilgilere uyulmaması orta seviyede yaralanmalara, mal veya ürün hasarına neden olabilir.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Dikkat edilmesi gereken bir hususu gösterir. Örneğin  simgesi “elektrik çarpması riski” gibi tehlike türlerini gösterir.                        |
|                                                                                                                       | Yasaklanmış bir eylemi belirtir. Örneğin  simgesi “Parçalarına ayırmayın” gibi belirli bir yasaklanmış eylemi gösterir.                         |
|                                                                                                                       | Uygulanması zorunlu bir eylemi belirtir. Örneğin  simgesi “Cihazı topraklama” gibi çeşitli konulardaki genel yasaklama bildirimlerini gösterir. |

Bu ürün başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır. Bu bölge dışında kullanılması halinde ürün, özellikler bölümünde belirtildiği gibi çalışmayabilir.

EIZO Corporation’ın önceden yazılı izni alınmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü herhangi bir biçimde, herhangi bir yöntemle elektronik, mekanik veya başka şekilde veya herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, bir geri çağırma sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz.


Önceden yapılan düzenlemeler söz konusu bilgilerin EIZO Corporation’ın sahip olduğu belgelerine sadık kalınarak yapılmazsa, EIZO Corporation’ın gönderilen materyalleri ya da bilgileri gizli tutma zorunluluğu yoktur. Her girişim bu kılavuzun güncel bilgiler vermesini sağlamak için yapılsa da, lütfen EIZO monitör özelliklerinin önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.

# ÖNLEMLER

## ÖNEMLİ

- Bu ürün başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır. Ürün bu bölge dışında kullanılırsa özellikler bölümünde belirtildiği şekilde çalışmayabilir.
- Kişisel güvenlik ve uygun bakım işlemleri için lütfen bu bölümü ve monitördeki dikkat açıklamalarını dikkatlice okuyun.

### Dikkat Açıklamasının Yeri



**⚡ ⚠**  
**WARNING**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.  
**AVERTISSEMENT**  
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.  
**WARNUNG**  
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.  
**警告**  
触电危険，请勿打开后盖。  
**警告**  
感電の恐れあり，カバーをあけないでください。  
The equipment must be connected to a grounded main outlet.  
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.  
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.  
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.  
设备必须连接到接地的电源插座。  
電源コードのアースは必ず接地してください。

### Cihaz üzerindeki simgeler

| Simge  | Bu simgenin anlamı                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○      | Şebeke Güç Anahtarı: Monitörün şebeke gücünü kapatmak için basın.                                                                                                                             |
|        | Şebeke Güç Anahtarı: Monitörün şebeke gücünü açmak için basın.                                                                                                                                |
| ⏻      | Güç düğmesi: Monitörü açıp kapatmak için basın.                                                                                                                                               |
| ~      | Alternatif akım                                                                                                                                                                               |
| ⚡      | Elektrik tehlikesi uyarısı                                                                                                                                                                    |
| ⚠      | DİKKAT: Bkz. "GÜVENLİK SİMGELERİ" (sayfa 2).                                                                                                                                                  |
| ♻      | WEEE işareti: Ürün ayrı olarak atılmalıdır ; materyaller geri dönüştürülebilir.                                                                                                               |
| CE     | CE işareti: 93/42/EEC ve 2011/65/EU Konsey Direktiflerinin hükümleri gereğince AB uyumluluk işareti.                                                                                          |
| 🏭      | Üretici                                                                                                                                                                                       |
| 📅      | Üretim tarihi                                                                                                                                                                                 |
| RXonly | Dikkat: Federal yasalar (ABD) uyarınca bu aygıt yalnızca lisanslı bir sağlık hizmetleri pratisyeni tarafından veya lisanslı bir sağlık hizmetleri pratisyeninin siparişi üzerine satılabilir. |

## UYARI

**Cihazdan duman çıkarsa, yanık kokusu gelirse ya da cihaz tuhaf sesler çıkarırsa, tüm güç bağlantılarını derhal kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun.**

Arızalı bir ürünü kullanmayı denemek yangına, elektrik çarpmasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir.

**Cihazı parçalarına ayırmayın veya değişiklik yapmayın.**

Kabinin açılması veya cihazda değişiklik yapılması yangına, elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.



**Tüm servis işlemlerini kalifiye bir servis personeline yaptırın.**

Kapakların açılması ve çıkarılması yangına, elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabileceğinden cihazın servisini kendiniz yapmaya çalışmayın.

**Küçük cisimleri ya da sıvıları cihazdan uzak tutun.**

Kabin içine havalandırma deliklerinden kazara küçük cisimlerin düşmesi ya da sıvı dökülmesi yangına, elektrik çarpmasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Kabin içine bir cisim ya da sıvı düşerse/dökülürse derhal cihazın fişini çekin. Tekrar kullanmadan önce cihazı bir yetkili servis mühendisine kontrol ettirin.



**Cihazı sağlam ve dengeli bir yere koyun.**

Düzgün olmayan bir yüzeye koyulan cihaz düşebilir ve yaralanmaya ve cihazın hasar görmesine neden olabilir. Cihaz düşerse gücü hemen kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı cihazı kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**Cihazı uygun bir yerde kullanın.**

Aksi halde yangına, elektrik çarpmasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilirsiniz.

- Dış mekana koymayın.
- Taşıma sistemine koymayın (gemi, uçak, tren, otomobil vb.).
- Tozlu ya da nemli yerlere koymayın.
- Suyun ekrana sıçrayacağı bir yere koymayın (banyo, mutfak vb.).
- Buharın doğrudan ekrana geldiği bir yere koymayın.
- Isı veren cihazların ya da bir nemlendiricinin yakınına koymayın.
- Ürünün doğrudan güneş ışığı alacağı bir yere koymayın.
- Tutuşabilir gazın bulunduğu ortama yerleştirmeyin.
- Korozyon gazları (örneğin sülfür dioksit, hidrojen sülfür, nitrojen dioksit, klorür, amonyak ve ozon) içeren ortamlara yerleştirmeyin.
- Toz, atmosferde korozyonu hızlandıran bileşenler (örneğin sodyum klorür ve sülfür), iletken metaller vb. içeren ortamlara yerleştirmeyin.



**Boğulma tehlikesini önlemek için plastik ambalaj torbalarını bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.**

**Ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanarak ürünü ülkenizdeki standart elektrik prizine bağlayın.**

Güç kablosunun belirlenmiş voltajı dahilinde kaldığınızdan emin olun. Aksi halde yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.


Güç beslemesi: 100–240 Vac 50/60 Hz

**Güç kablosunun bağlantısını kesmek için fişi sıkıca tutun ve çekin.**

Kabloya asılmak hasar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



OK



**Cihaz, topraklı bir prize bağlanmalıdır.**

Aksi halde yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.





## UYARI

---

### Doğru voltajı kullanın.

- Cihaz yalnızca belirli bir voltajda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu “Kullanma Talimatları” nda belirtilenden başka bir voltaja bağlantı, yangına, elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.  
Güç beslemesi: 100–240 Vac 50/60 Hz
- Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç devrenizi aşırı yüklemeyin.

---

### Güç kablosunu dikkatle tutun.

- Kabloyu cihazın veya başka ağır nesnelerin altına koymayın.
- Kabloyu çekmeyin veya düğümlemeyin.

Güç kablosu hasar görürse kullanmayı bırakın. Hasarlı bir kablonun kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



---

### Operatör ürüne dokunurken hastaya dokunmamalıdır.

Bu ürün hastalara dokundurmak amacıyla tasarlanmamıştır.

---

### Gök gürültüsü başlaması halinde fişe ve güç kablosuna asla dokunmayın.

Bunlara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.



---

### Bir kol standı takarken lütfen kol standının kullanıcı kılavuzuna bakın ve cihazı emniyetli bir şekilde takın.

Aksi takdirde cihaz takılamayabilir ve yaralanmaya ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Kurulum öncesi kol standının takılacağı masaların, duvarların ve diğer yerlerin uygun mekanik güce sahip olduğundan emin olun. Cihaz düştüğünde öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı cihazı kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Tilt standını tekrar takarken aynı vidaları kullanın ve bunları sıkı bir şekilde sıkın.

---

### Hasar görmüş bir LCD panele çıplak ellerle doğrudan dokunmayın.

Panelden sızabilecek sıvı kristal gözlere ve ağza girerse zehirleyebilir. Cildin veya vücudun herhangi bir parçası panelle doğrudan temasa girerse lütfen tamamen yıkayın. Bazı fiziksel semptomlar meydana gelirse lütfen doktorunuza başvurun.



## DİKKAT


### **Cihazı taşıırken dikkatli tutun.**

Cihazı taşıırken güç kablosu ve diğer kabloları çıkarın. Cihazın kablo takılı halde taşınması tehlikelidir. Yaralanmaya neden olabilir.

### **Cihazı belirtilen doğru yöntemlerle taşıyın ve yerleştirin.**

- Ürünü taşıırken, monitörün tabanını sıkıca tutun.
- 30 inç ve üzerindeki monitörler ağırdır. Monitörü paketinden çıkarırken ve/veya taşıırken en az iki kişi çalışın.
- Monitörünüzün arkasında bir tutacak varsa, monitörün tabanını ve tutacağı sıkıca tutun.

Cihazın düşürülmesi yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.



### **Kabin üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.**

- Havalandırma deliklerinin üzerine herhangi bir cisim koymayın.
- Cihazı kapalı bir alana kurmayın.
- Cihazı yatık ya da ters şekilde kullanmayın.

Havalandırma deliklerini kapatmak uygun hava akışını önler ve yangına, elektrik çarpmasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir.



### **Fişe ıslak ellerle dokunmayın.**

Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.



### **Kolayca erişebileceğiniz bir elektrik prizi kullanın.**

Bu sayede, bir sorun olması durumunda gücü hızlı bir şekilde kesme imkanınız olur.

### **Elektrik fişinin etrafındaki bölgeyi ve monitörün havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin.**

Fişte toz, su veya yağ yangına neden olabilir.

### **Temizlemeden önce cihazın fişini çekin.**

Cihazın elektrik prizine takılı haldeyken temizlenmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

### **Cihazı uzun bir süre kullanmadan bırakmayı planlıyorsanız güvenlik ve enerji korunması nedeniyle güç anahtarını kapattıktan sonra güç kablosunu prizden çekin.**

Bu ürünü, ikamet ettiğiniz bölge ya da ülkenin yasalarına uygun olarak imha edin.

# Bu monitör için uyarı

## Kullanım amacı

Bu Ürün, eğitimli hekimler tarafından incelenecek, analiz edilecek ve teşhis edilecek radyolojik görüntüleri görüntülemek için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ekran mamografi için tasarlanmamıştır.

### Dikkat

- Bu ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışında başka amaçlarla kullanımı garanti kapsamında olmayabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen özellikler yalnızca aşağıdakiler kullanıldığında geçerlidir:
  - Ürünle birlikte verilen güç kabloları
  - Bizim tarafımızdan belirtilmiş sinyal kabloları
- Bu ürünle birlikte yalnızca bizim tarafımızdan üretilmiş veya belirtilmiş isteğe bağlı ürünleri kullanın.

## Kurulum Şartları

- Parçalar (LCD paneli veya fan gibi) uzun vadede bozulabilir. Bunların normal şekilde çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Uzun süre aynı görüntü görüntülendikten sonra ekran görüntüsü değiştirildiğinde ardıl görüntü belirebilir. Aynı görüntünün uzun süre görüntülenmesinden kaçınmak için ekran koruyucu veya güç tasarrufu fonksiyonunu kullanın. Görüntüye bağlı olarak, kısa bir süre görüntülendikten sonra bile bir ardıl görüntü belirebilir. Böyle bir durumu önlemek için, görüntüyü değiştirin veya gücü birkaç saat kapalı tutun.
- Görüntü kalitesinin kabul edilebilir düzeye ulaşması birkaç dakika alacaktır. Monitör açıldıktan veya güç tasarruf modundan çıkarıldıktan sonra, lütfen birkaç dakika veya daha fazla bekleyin ve ardından tanılama işlemi yürütün.
- Monitör, uzun süre boyunca sürekli görüntüleme yaparsa koyu lekeler veya ısınma görülebilir. Monitörün ömrünün mümkün olduğunca uzatılması için, monitörün düzenli olarak kapatılmasını öneririz.
- Ekrandaki görüntüye bağlı olarak kısa bir süre geçtikten sonra bile ardıl görüntü belirebilir. Bu durumda, görüntünün değiştirilmesi veya cihazın gücünün birkaç saat kapalı bırakılması sorunu çözebilir.
- LCD panelin arka aydınlatması sabit bir kullanım ömrüne sahiptir. Uzun süre sürekli kullanmak gibi kullanım davranışlarına bağlı olarak, arka aydınlatmanın ömrü kısalabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekran kararmaya veya titremeye başladığında lütfen yerel EIZO temsilcinize başvurun.
- Ekranda kusurlu pikseller veya az sayıda ışık noktaları olabilir. Bu, panelin kendi özelliklerinden kaynaklanmaktadır; ürünün arızalandığını göstermez.
- LCD panele veya çerçevenin kenarına kuvvetle basmayın; aksi takdirde parazit desenleri gibi ekran sorunları oluşabilir. LCD panelin yüzeyine sürekli baskı uygulanırsa, sıvı kristal bozulabilir veya LCD panel zarar görebilir. (Panel üzerinde basınç izleri kalırsa, monitörü siyah veya beyaz ekranda bırakın. Belirti kaybolabilir.)
- LCD panelin hasar görmesine neden olabileceğinden, LCD paneli keskin bir nesne ile çizmeyin veya üzerine bastırmayın. Paneli çizebileceğinden, kağıt mendil ile ovmaya çalışmayın.
- Yerleşik kalibrasyon sensörüne (Entegre Ön Sensörü) dokunmayın. Aksi halde ölçüm doğruluğu azalabilir veya ekipman hasar görebilir.
- Ortama bağlı olarak yerleşik aydınlık sensörüyle ölçülen değer, bağımsız bir aydınlık ölçerde gösterilen değerden farklı olabilir.
- Monitör soğuksa ve sıcak bir odaya getirilirse ya da oda sıcaklığı hızlı bir şekilde yükseltirse monitörün iç ve dış yüzeylerinde çığ yoğunlaşması meydana gelebilir. Bu durumda monitörü açmayın. Çığ yoğunlaşması kaybolana kadar bekleyin; aksi takdirde monitörün hasar görmesine neden olabilir.

# Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçin

## ● Kalite kontrolü

- Monitörlerin ekran kalitesi, giriş sinyalleri kalite seviyesi ve ürün bozulmasından etkilenir. Uygulamanıza yönelik tıbbi standartlara / yönergeler uymak için günlük kontroller, görsel kontroller ve periyodik sağlamlık testleri yapın ve gerekirse kalibrasyon uygulayın. RadiCS monitör kalitesi kontrol yazılımının kullanılması, tıbbi standartlara / yönergelere uygun yüksek düzeyde kalite kontrolü gerçekleştirmenizi sağlar.
- Monitör ekranının dengelenmesi yaklaşık 15 dakika sürer (ölçüm koşullarında). Kalite kontrolü, kalibrasyon veya monitörün ekran ayarlaması için çeşitli ayarları gerçekleştirmeden önce monitör açıldıktan veya güç tasarruf modundan çıkarıldıktan sonra lütfen 15 dakika veya daha fazla bekleyin.
- Monitörlerin, aydınlatma gücündeki uzun süreli kullanımdan kaynaklı değişiklikleri azaltmak ve stabil bir parlaklık elde etmek için önerilen veya daha düşük bir seviyeye ayarlanmasını öneririz.
- Entegre kalibrasyon sensörünün (Entegre Ön Sensör) ölçüm sonuçlarını ayrıca satılan bir EIZO harici sensör (UX1 veya UX2 sensörü) ile uygun şekilde ayarlamak için RadiCS / RadiCS LE kullanarak Entegre Ön Sensör ile harici sensör arasında korelasyon oluşturun. Düzenli korelasyon, Entegre Ön Sensörün ölçüm doğruluğunu harici sensöre eşdeğer bir düzeyde tutabilmenize yardımcı olacaktır.

### Dikkat

- Bir çalışma hatası veya beklenmedik ayar değişikliği nedeniyle monitörün görüntüleme durumu beklenmedik şekilde değişebilir. Kontrol düğmeleri kilitli halde monitörü kullanma monitörün ekranı ayarlandıktan sonra önerilir. Ayarlamayla ilgili ayrıntılar için Kurulum Kılavuzu'na (CD-ROM'da bulunur) bakınız.

## ● Temizleme

Monitörün yeni görünmesini sağlamak ve çalışma süresini uzatmak için periyodik temizleme önerilir. Kabin veya panel yüzeyindeki kiri az miktarda suyla veya aşağıda listelenen kimyasallardan biriyle ıslatılmış yumuşak bir bezle nazikçe silerek temizleyin.

### Temizlik için kullanılacak kimyasallar

| Materyal adı           | Ürün adı        |
|------------------------|-----------------|
| Etanol                 | Etanol          |
| İzopropil alkol        | izopropil alkol |
| Klorheksidin           | Hibitane        |
| Sodyum hipoklorit      | Purelox         |
| Benzalkonyum klorür    | Welpas          |
| Alkildiaminoetilglisin | Tego 51         |
| Glutaral               | Sterihyde       |
| Glutaral               | Cidex Plus28    |

### Dikkat

- Kimyasalları sık kullanmayın. Alkol ve antiseptik çözelti gibi kimyasallar, kabin veya panelde parlaklık değişikliğine, kararmaya, renk atmasına ve ayrıca görüntü kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Kabin veya panele zarar verebileceğinden asla tiner, benzen, cila ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Kimyasalların monitörle doğrudan temas etmesine izin vermeyin.

### Not

- Kabin ve LCD panel yüzeyini temizlemek için ScreenCleaner (isteğe bağlıdır) kullanılabilir.

## Monitörü rahatça kullanmak için

- Monitöre uzun bir süre bakmak gözlerinizi yorar. Saat başı 10 dakika dinlenin.
- Ekranı uygun bir mesafeden ve uygun bir açıyla bakın.

# İÇERİK

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÖNLEMLER .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>ÖNEMLİ.....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>Bu monitör için uyarı .....</b>              | <b>7</b>  |
| Kullanım amacı .....                            | 7         |
| Kurulum Şartları .....                          | 7         |
| Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçin .....         | 8         |
| ● Kalite kontrolü.....                          | 8         |
| ● Temizleme .....                               | 8         |
| Monitörü rahatça kullanmak için.....            | 9         |
| <b>İÇERİK .....</b>                             | <b>10</b> |
| <b>Bölüm 1 Giriş.....</b>                       | <b>11</b> |
| 1-1. Özellikler .....                           | 11        |
| 1-2. Paket İçeriği .....                        | 12        |
| ● EIZO LCD Utility Disk .....                   | 12        |
| 1-3. Kontroller ve İşlevler .....               | 14        |
| <b>Bölüm 2 Kurulum / Bağlantı.....</b>          | <b>15</b> |
| 2-1. Ürünü Kurmadan Önce .....                  | 15        |
| ● Kurulum Şartları .....                        | 15        |
| 2-2. Bağlantı Kabloları .....                   | 16        |
| 2-3. Gücü Açma .....                            | 19        |
| 2-4. Ekran Yüksekliği ve Açısını Ayarlama ..... | 19        |
| <b>Bölüm 3 Görüntü Yok Sorunu.....</b>          | <b>20</b> |
| <b>Bölüm 4 Teknik Özellikler.....</b>           | <b>21</b> |
| 4-1. Teknik Özellikler Listesi .....            | 21        |
| 4-2. Uyumlu Çözünürlükler .....                 | 22        |
| 4-3. İsteğe Bağlı Aksesuarlar.....              | 22        |
| <b>Ek Bölüm.....</b>                            | <b>23</b> |
| Tıbbi Standart .....                            | 23        |
| EMC Bilgileri .....                             | 24        |

# Bölüm 1 Giriş

Bir EIZO renkli LCD monitör tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

## 1-1. Özellikler

### ● Hibrit tek renkli ve renkli ekran

Hybrid Gamma PXL (Hibrit Gama PXL) işlevi etkinleştirildiğinde, bu ürün bir görselin siyah-beyaz ve renkli kısımları arasında piksel düzeyinde otomatik olarak ayırım yaparak, bunları en iyi geçişlerle gösterebilir.

### ● Basit kablolama

DisplayPort giriş terminaline ek olarak, bir çıkış terminali de sağlanmıştır.

Çıkış terminalinden (  ) farklı monitöre bir sinyal çıkarılabilir.

### ● Fare ile klavyeden monitörü çalıştırma

RadiCS / RadiCS LE monitör kalite kontrol yazılımı kullanarak, fare ve klavye ile aşağıdaki monitör işlemlerini yapabilirsiniz:

- CAL Switch modlarına geçiş yapma
- Giriş sinyalleri arasında geçiş yapma
- Herhangi bir CAL Geçiş modunu ekranın bir kısmına atayarak resmi görüntüleyen işlev (Seç ve Odakla)

### ● Kalite kontrolü

- Bu monitörde yerleşik bir kalibrasyon sensörü (Entegre Ön Sensör) bulunmaktadır. Bu sensör, monitörün kalibrasyonu (SelfCalibration) ve Gri Ölçeği Kontrolünü bağımsız olarak yapmasını sağlar.
- Monitöre takılı RadiCS LE'yi kullanarak monitörle ilgili geçmiş ve SelfCalibration hedefi ile yürütme çizelgesini yönetebilirsiniz.
- RadiCS monitör kalite kontrol yazılımı, tıbbi standartlara/yönergelere uygun kalite kontrolü gerçekleştirmenizi sağlar.


## 1-2. Paket İerięi

Ařaęıdaki tm paraların ambalaj kutusunda bulunup bulunmadıęını kontrol edin. Bunlardan herhangi biri eksik veya hasarlıysa, bayiniz veya ekteki sayfada listelenen yerel EIZO temsilcinizle temasa gein.


### Not

- Kutu ve ambalaj malzemelerinin bu rn tařıyacak veya nakliye etmek iin kullanılabilir ęekilde saklamanız nerilir.


- Monitr
- G kablosu



- Dijital sinyal kablosu: PP300 x 1  
DisplayPort - DisplayPort



- USB kablosu: UU300 x 1



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Instructions for Use (Kullanma Talimatları)

### ● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM ařaęıdaki ğeleri ierir. Yazılım alıřtırma prosedrleri veya dosya bařvurusu prosedrleri iin diskteki "Readme.txt" dosyasına bakın.

- Readme.txt dosyası
- RadiCS LE monitr kalite kontrol yazılımı (Windows iin)
- Kullanıcı Kılavuzu  
Monitr Kurulum Kılavuzu  
RadiCS LE Kullanıcı Kılavuzu
- Dıř Boyutlar

### RadiCS LE

RadiCS LE, ařaęıdaki kalite kontrol ve monitr iřlemlerini gerekleřtirmenizi saęlar. Yazılım veya kurulum prosedrleri hakkında daha fazla bilgi iin, RadiCS LE Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

#### Kalite kontrol

- Kalibrasyon yrtme
- Test sonularını bir listede grntleme ve test raporu oluřturma
- SelfCalibration hedef ve yrtme izelgesini ayarlama

#### Monitr iřlemleri

- CAL Switch modlarına geiř yapma
- Giriř sinyalleri arasında geiř yapma
- Herhangi bir CAL Geiř modunu ekranın bir kısmına atayarak resmi grntleyen iřlev (Se ve Odakla)
- G tasarruf moduna girme (Backlight Saver)

### Dikkat


- RadiCS LE teknik zellikleri nceden bildirilmeksizin deęiřiklięe tabidir. RadiCS LE'nin son srm web sitemizden indirilebilir: [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## **RadiCS LE'yi kullanmak için**

RadiCS LE'nin kurulum ve kullanımıyla ilgili bilgi için RadiCS LE Kullanıcı Kılavuzuna (CD-ROM'da) bakın.

RadiCS LE'yi kullanırken, monitörü birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Monitörü bağlamayla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [“2-2. Bağlantı Kabloları” \(sayfa 16\)](#).

## 1-3. Kontroller ve İşlevler



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Entegre Ön Sensör (Hareket ettirilebilir) | Kalibrasyon ve Gri Ölçeği Kontrolü yapmak için bu sensör kullanılır.                                                                                                                                                                   |
| 2. Ortam Işık Sensörü                        | Bu sensör ortam aydınlığını ölçer. Ortam aydınlığı ölçümü, RadiCS / RadiCS LE kalite kontrol yazılımı kullanılarak yapılır.                                                                                                            |
| 3. Çalıştırma anahtarları                    | Çalıştırma kılavuzunu görüntüler. Menüleri çalıştırma kılavuzuna göre ayarlar.                                                                                                                                                         |
| 4.  anahtarı                                 | Gücü açar ya da kapatır.<br>Gücü açtığınızda anahtar göstergesi yanar. Gösterge rengi monitörün çalışma durumuna bağlı olarak farklılaşır.<br>Yeşil: Normal çalışma modu, Turuncu: Güç tasarruf modu, Kapalı: Şebeke gücü / güç kapalı |
| 5. USB aşağı yönlü port                      | Bir USB aygıtına bağlayın. Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlamak için, kabloyu başka bir monitörün USB yukarı yönlü portuna bağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. “2-2. Bağlantı Kabloları” (sayfa 16).                              |
| 6. USB yukarı yönlü port                     | Bu portu bilgisayara USB bağlantısı gerektiren yazılım kullandığınızda bağlayın veya USB aşağı yönlü porta bir USB aygıtı bağlayın (USB’yi destekleyen çevre aygıtı).                                                                  |
| 7. DVI-D konektörü                           | Bilgisayara bağlayın.                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. DisplayPort giriş konektörü               | Daha fazla bilgi için, bkz. “2-2. Bağlantı Kabloları” (sayfa 16).                                                                                                                                                                      |
| 9. DisplayPort çıkış konektörü               | Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlamak için, kabloyu başka bir monitörün DisplayPort girişine bağlayın.<br>Daha fazla bilgi için, bkz. “2-2. Bağlantı Kabloları” (sayfa 16).                                                          |
| 10. Güç konektörü                            | Güç kablosunu bağlar.                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Tutacak                                  | Tutacak taşımak için kullanılır.<br><b>Dikkat</b><br>• Monitörü taşıırken, monitörün tabanını ve tutacağını sıkıca tutun ve düşürmemeye dikkat edin.                                                                                   |
| 12. Ayaklık                                  | Monitörün yüksekliğini ve açısını ayarlar (eğme ve döndürme).                                                                                                                                                                          |
| 13. Şebeke güç anahtarı                      | Şebeke gücünü açar veya kapatır.<br>○ : Kapalı,   : Açık                                                                                                                                                                               |
| 14. Güvenlik kilidi yuvası                   | Kensington MicroSaver güvenlik sistemiyle uyumludur.                                                                                                                                                                                   |
| 15. Kablo tutucu                             | Monitör kablolarını tutar.                                                                                                                                                                                                             |

## Bölüm 2 Kurulum / Bağlantı


### 2-1. Ürünü Kurmadan Önce

“ÖNLEMLER” (sayfa 3) dikkatle okuyun ve talimatlara her zaman uyun.

Bu ürünü lake kaplı bir masa üzerine yerleştirirseniz, kauçuğun yapısı nedeniyle renk standın alt kısmına nüfuz edebilir. Kullanmadan önce masa yüzeyini kontrol edin.

#### ● Kurulum Şartları

Monitörü bir raf üzerine kurarken, monitörün yanlarında, arkasında ve üstünde yeterli boş alan olduğundan emin olun.



#### **Dikkat**

- Monitörü, ekranla parazit yapacak bir ışığın alınmayacağı şekilde yerleştirin.

## 2-2. Bağlantı Kabloları

### Dikkat

- Monitör ve bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.
- Mevcut monitörü bu monitör ile değiştirirken, PC'ye bağlamadan önce çözünürlük ve dikey tarama frekansı ile ilgili bilgisayar ayarlarını bu monitör için kullanılan ayarlarla değiştirmek üzere, "4-2. Uyumlu Çözünürlükler" (sayfa 22) bölümüne bakın.

### 1. Monitör ekranının yüksekliğini en üst konuma getirin.

### 2. Monitör ekranını saat yönünde 90° çevirin.


Monitör, gönderim öncesinde yatay şekilde monte edilmiştir.

### 3. Sinyal kablolarını bağlayın.

Konektörlerin şeklini kontrol edin ve kabloları bağlayın. DVI kablosunu bağladıktan sonra konektörü sabitlemek için bağlayıcıları sıkın.

### Dikkat

- Monitörde giriş ve çıkış olmak üzere iki tür DisplayPort konektörü bulunur. Monitörü bir bilgisayara bağlarken, kabloyu giriş konektörüne bağlayın.
- Birden fazla bilgisayara bağlayacağınızda, giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için, Kurulum Kılavuzu'na bakın (CD-ROM'daki).



### Not


- Kablolar zor takılıyorsa, monitör ekranının açısını ayarlayın.

## Bir papatya zinciri bağlantısı kullanarak diğer monitörleri bağlarken

**D** ögesine sinyal girişi başka bir monitöre çıkıştır.

### Dikkat


- Papatya dizimi bağlantısı için kullanılabilen monitörler ve grafik kartlarıyla ilgili bilgiler için EIZO web sitesini ziyaret edin: [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)
- Bir papatya dizimi bağlantısı kurmak için Administrator Settings (Yönetici Ayarları) menüsünde "DisplayPort" ögesini "Version 1.2" olarak ayarlayın. Ayrıntılar için, Kurulum Kılavuzu'na bakın (CD-ROM'daki).
- Sinyal kablosunu bağlamadan önce **D** kapağını çıkarın.



## 4. Güç kablosunu bir elektrik prizine ve monitördeki güç konektörüne takın.

Güç kablosunu monitöre tam olarak takın.

- 5. RadiCS / RadiCS LE kullanırken veya monitöre bir USB aygıtı (USB'yi destekleyen çevre aygıtı) bağlarken, USB kablosunu PC'nin USB aşağı yönlü portuna ve monitörün USB yukarı yönlü portuna bağlayın.**



## 2-3. Gücü Açma

### 1. Monitörün gücünü açmak için öğesine dokununuz.

Monitörün güç anahtarı göstergesi yeşil renkte yanar.

Gösterge yanmazsa, bkz. “Bölüm 3 Görüntü Yok Sorunu” (sayfa 20).

#### Not

- Monitör gücü kapalıyken güç düğmesinin yerini bulmak için,  simgesinin yanındaki düğmelerden birine dokunarak  göstergesinin yanıp sönmesini sağlayın.

### 2. Bilgisayarı açın.

Ekran görüntüsü görüntülenir.

Bir görüntü görünmezse daha fazla öneri almak için “Bölüm 3 Görüntü Yok Sorunu” (sayfa 20) kısmına bakın.

#### Dikkat


- Maksimum güç tasarrufu için Güç düğmesinin kapatılması önerilir. Monitör kullanılmadığı zaman, ana güç kaynağını kapatabilir veya gücü tamamen kesmek için elektrik fişini çekebilirsiniz.

#### Not

- Parlaklık bozulmasını engelleyerek monitörün kullanım ömrünü maksimize etmek ve güç tüketimini azaltmak için aşağıdakileri uygulayın:
  - Bilgisayarın veya monitörün güç tasarruf işlevini kullanın.
  - Kullandıktan sonra monitörü kapatın.

## 2-4. Ekran Yüksekliği ve Açısını Ayarlama



Monitörün sol ve sağ kenarını her iki elinizle tutun ve ekranın yüksekliğini, eğimini ve açısını en iyi çalışma koşuluna uygun olarak ayarlayın.



#### Dikkat

- Ayarlama bittikten sonra, kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Yüksekliği ve açığı ayarladıktan sonra, kabloları kablo tutucunun içinden geçirin.

## Bölüm 3 Görüntü Yok Sorunu

| Sorun                                                                                                                                                                                                                          | Olası neden ve çözümü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Görüntü yok</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç anahtarı göstergesi yanmıyor.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.</li> <li>Ana güç anahtarını açın.</li> <li>⏻ düğmesine dokununuz.</li> <li>Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Yeşil</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar menüsünden "Brightness (Parlaklık)", "Contrast (Kontrast)" veya "Gain (Kazanç Ayarı)" değerlerini artırın. Ayrıntılar için, Kurulum Kılavuzu'na bakın (CD-ROM'daki).</li> <li>Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Turuncu</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için, Kurulum Kılavuzu'na bakın (CD-ROM'daki).</li> <li>Fareyi hareket ettirin veya klavyede herhangi bir tuşa basın.</li> <li>Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Sinyal kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. DisplayPort sinyalinin girişi sırasında  ögesine bağlanın. Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlandığında çıkış için  kullanılır.</li> <li>Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç anahtarı göstergesi yanıp söner: Turuncu, Yeşil</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>EIZO tarafından belirtilen sinyal kablosuyla bağlanın. Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.</li> <li>Sinyal kablosu DisplayPort bağlıysa, DisplayPort sürümünü değiştirmeyi deneyin. Ayrıntılar için, Kurulum Kılavuzu'na bakın (CD-ROM'daki).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. Aşağıdaki mesaj görüntüleniyor.</b>                                                                                                                                                                                      | <p>Monitör düzgün çalışsa bile, sinyal girişi doğru değilse bu mesaj görüntülenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sinyal girişi olmadığı zaman bu mesaj görünür.<br/>Örnek:</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bazı bilgisayarlar güç açıldıktan hemen sonra sinyal çıkışı vermediği için solda gösterilen mesaj belirebilir.</li> <li>Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Sinyal kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.</li> <li>Giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için, Kurulum Kılavuzu'na bakın (CD-ROM'daki).</li> <li>DisplayPort sinyalinin girişi sırasında  ögesine bağlanın. Bir papatya zinciri bağlantısı kullanıldığında çıkış için  portunu kullanın.</li> <li>Sinyal kablosu DisplayPort bağlıysa, DisplayPort sürümünü değiştirmeyi deneyin.</li> <li>Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesaj, giriş sinyalinin belirlenen frekans aralığı dışında olduğunu gösterir.<br/>Örnek:</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekans gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (bkz. "4-2. Uyumlu Çözünürlükler" (sayfa 22)).</li> <li>Bilgisayarı yeniden başlatın.</li> <li>Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. Daha fazla bilgi için, grafik kartının Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Bölüm 4 Teknik Özellikler

### 4-1. Teknik Özellikler Listesi

| Tip                                    |                                          | Parlaklık Önleyici                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD Panel                              | Tip                                      | Renkli (IPS)                                                                                                                                                                  |
|                                        | Arka Aydınlatma                          | LED                                                                                                                                                                           |
|                                        | Boyut                                    | 54,0 cm (21,3 inç)                                                                                                                                                            |
|                                        | Çözünürlük (Y x D)                       | 1200 x 1600                                                                                                                                                                   |
|                                        | Ekran Boyutu (Y x D)                     | 324,0 mm x 432,0 mm                                                                                                                                                           |
|                                        | Piksel Aralığı                           | 0,270 mm                                                                                                                                                                      |
|                                        | Ekran Renkleri                           | 10 bit (DisplayPort): 1073,74 milyon renk (maks.) (543 milyar renk içeren bir paletten)<br>8 bit (DisplayPort / DVI): 16,77 milyon renk (543 milyar renk içeren bir paletten) |
|                                        | Görüntüleme Açıları (Y / D, tipik)       | 178° / 178°                                                                                                                                                                   |
|                                        | Önerilen Parlaklık                       | 270 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |
|                                        | Tepki Süresi (tipik)                     | 20 ms (siyah -> beyaz -> siyah)                                                                                                                                               |
| Video Sinyalleri                       | Giriş Terminalleri                       | DisplayPort x 1, DVI-D x 1                                                                                                                                                    |
|                                        | Çıkış Terminali                          | DisplayPort x 1                                                                                                                                                               |
|                                        | Yatay tarama frekansı                    | 31 kHz - 100 kHz                                                                                                                                                              |
|                                        | Dikey tarama frekansı*1                  | 59 Hz - 61 Hz (720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)                                                                                                                                      |
|                                        | Kare Senkronizasyon modu                 | 59 Hz - 61 Hz                                                                                                                                                                 |
|                                        | Saat frekansı                            | 25 MHz - 164,5 MHz                                                                                                                                                            |
| USB                                    | Port                                     | Yukarı yönlü port x 1, Aşağı yönlü port x 2                                                                                                                                   |
|                                        | Standart                                 | USB Specification Revision 2.0                                                                                                                                                |
| Güç                                    | Giriş                                    | 100 - 240 VAC ±% 10, 50 / 60 Hz 0,90 A - 0,50 A                                                                                                                               |
|                                        | Maksimum Güç Tüketimi                    | 55 W veya daha az                                                                                                                                                             |
|                                        | Güç Tasarruf Modu                        | 0,6 W veya daha azı*2                                                                                                                                                         |
|                                        | Bekleme Modu                             | 0,6 W veya daha azı*3                                                                                                                                                         |
| Fiziksel Özellikler                    | Boyutlar ( G x Y x D )                   | 356,6 mm x 482,3 mm - 572,3 mm x 200,0 mm (Eğim: 0°)<br>356,6 mm x 507,1 mm - 597,1 mm x 261,1 mm (Eğim: 30°)                                                                 |
|                                        | Boyutlar ( G x Y x D ) (Ayaklık Olmadan) | 356,6 mm x 464,5 mm x 70,5 mm                                                                                                                                                 |
|                                        | Net Ağırlık                              | Yaklaşık 7,6 kg                                                                                                                                                               |
|                                        | Net Ağırlık (Stant Olmadan)              | Yaklaşık 4,7 kg                                                                                                                                                               |
|                                        | Yükseklik Ayarlama Aralığı               | 90 mm (Eğim: 0°)                                                                                                                                                              |
|                                        | Eğim                                     | Yukarı 30°, aşağı 5°                                                                                                                                                          |
|                                        | Açı                                      | 70°                                                                                                                                                                           |
|                                        | Dönüş                                    | 90° (Dikey yönden yatay yöne saat yönünün tersi yönde dönüş)                                                                                                                  |
| Çalışma Ortamı Gereksinimleri          | Sıcaklık                                 | 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)                                                                                                                                                  |
|                                        | Nem                                      | % 20 - % 80 R.H. (yoğuşmasız)                                                                                                                                                 |
|                                        | Hava Basıncı                             | 540 hPa - 1060 hPa                                                                                                                                                            |
| Taşıma / Saklama Ortamı Gereksinimleri | Sıcaklık                                 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)                                                                                                                                               |
|                                        | Nem                                      | % 10 - % 90 R.H. (yoğuşmasız)                                                                                                                                                 |
|                                        | Hava Basıncı                             | 200 hPa - 1060 hPa                                                                                                                                                            |

- \*1 Desteklenen dikey tarama frekansı çözünürlüğe bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için, bkz. “4-2. Uyumlu Çözünürlükler” (sayfa 22).
- \*2 DisplayPort girişi kullanıldığında, USB yukarı yönlü port bağlı değildir, “Power Save (Güç Tasarrufu)”: “High (Yüksek)”, “DP Power Save (DP Güç Tasarrufu)”: “On (Açık)”, “DisplayPort”: “Version 1.1 10bit” veya “Version 1.1 8bit”, “Auto Input Detection (Otomatik Giriş Algılaması)”: “Off (Kapalı)”, harici yük bağlanmaz
- \*3 USB yukarı yönlü port bağlı olmadığında, “DP Power Save (DP Güç Tasarrufu)”: “On (Açık)”, “DisplayPort”: “Version 1.1 10bit” veya “Version 1.1 8bit”, harici yük bağlanmaz

## 4-2. Uyumlu Çözünürlükler

Monitör aşağıdaki çözünürlükleri destekler.

√: Desteklenir

| Çözünürlük<br>(Y x D) | Dikey tarama<br>frekansı<br>(Hz) | DisplayPort         |                     | DVI                 |                     |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       |                                  | Dikey <sup>*1</sup> | Yatay <sup>*2</sup> | Dikey <sup>*1</sup> | Yatay <sup>*2</sup> |
| 720 × 400             | 70                               | √                   | √                   | √                   | √                   |
| 640 × 480             | 60                               | √                   | √                   | √                   | √                   |
| 800 × 600             | 60                               | √                   | √                   | √                   | √                   |
| 1024 × 768            | 60                               | √                   | √                   | √                   | √                   |
| 1280 × 1024           | 60                               | -                   | √                   | -                   | √                   |
| 1600 × 1200           | 60                               | -                   | √ <sup>*3</sup>     | -                   | √ <sup>*3</sup>     |
| 1200 × 1600           | 60                               | √ <sup>*3</sup>     | -                   | √ <sup>*3</sup>     | -                   |

- \*1 “Administrator Settings (Yönetici Ayarları)” ögesinde “Image Rotation (Görüntü Döndürme)” için “Portrait (Dikey)” seçildiğinde
- \*2 “Administrator Settings (Yönetici Ayarları)” ögesinde “Image Rotation (Görüntü Döndürme)” için “Landscape (Yatay)” seçildiğinde
- \*3 Tavsiye edilen çözünürlük

## 4-3. İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar ayrı olarak temin edilebilir.

İsteğe bağlı aksesuarlar hakkındaki en son bilgiler için ve en yeni uyumlu grafik kartı hakkındaki bilgiler için web sitemize bakın. [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalibrasyon Kiti                                 | RadiCS UX2 sür. 5.0.1 veya daha yeni<br>RadiCS Version Up Kit sür. 5.0.1 veya daha yeni |
| Network QC Management Software                   | RadiNET Pro sür. 5.0.1 veya daha yeni                                                   |
| Temizleme Kiti                                   | ScreenCleaner (Ekran Temizleyici)                                                       |
| Okuma Salonları için Comfort Light               | RadiLight                                                                               |
| Kol                                              | AAH-02B3W<br>LA-011-W                                                                   |
| Ayaklık                                          | LS-HM1-D                                                                                |
| Panel koruyucu                                   | RP-915                                                                                  |
| İnce istemci veya mini PC için destek<br>braketi | PCSK-R1                                                                                 |
| Sinyal kablosu (DVI-D - DVI-D)                   | DD300-BK, DD200-BK, DD200                                                               |

## Tıbbi Standart

- Son sistemin IEC60601-1-1 gereksinimleriyle uyumlu olması gerekir.
- Güç kaynaklı cihazlar, monitörü etkileyen, sınırlayan ya da arızalanmasına neden olabilen elektromanyetik dalgalar yayabilir. Cihazı, böyle etkilerin önlendiği denetimli bir ortama kurun.

### Ekipman Sınıflandırması

- Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi : Sınıf I
- EMC sınıfı: EN60601-1-2:2015 Grup 1 Sınıf B
- Tıbbi cihaz sınıflandırması (MDD 93/42/EEC) : Sınıf I
- Çalışma şekli : Sürekli
- IP Sınıfı : IPX0

# EMC Bilgileri

RadiForce serisi görüntüleri doğru şekilde görüntüleyen bir performansa sahiptir.

## Amaçlanan Kullanım Ortamları

RadiForce serisi, klinikler ve hastaneler gibi Profesyonel sağlık bakım tesisi ortamlarında kullanılması için tasarlanmıştır.

RadiForce serisinin aşağıdaki ortamlarda kullanılması uygun değildir:

- Evdeki sağlık bakım ortamları
- Elektrocerrahi bıçaklar gibi yüksek frekanslı cerrahi ekipmanların yakınında
- Kısa dalga tedavi ekipmanlarının yakınında
- MRI için RF korumalı tıbbi ekipman sistemleri odası
- Korumalı yerde Özel ortamlar
- Ambulanslar dahil araçlarda kurulum
- Diğer özel ortamlar

## UYARI

RadiForce serisi EMC ile ilgili özel ve kurulması gerekli önemler gerektirir. Bu belgedeki EMC bilgilerini ve “ÖNLEMLER” bölümünü dikkatle okumanız ve ürünü kurarken ve çalıştırırken aşağıdaki talimatlara uymanız gereklidir.

RadiForce serisi cihazlar, diğer cihazlarla bitişik halde veya üst üste konumda kullanılmamalıdır. Bitişik veya üst üste konumda kullanım zorunluysa, cihaz veya sistem, kullanılacağı konfigürasyonda normal çalıştığını doğrulamak için gözlenmelidir.

Taşınabilir bir RF iletişim ekipmanı kullanırken, RadioForce serisinin kablolar dahil her parçadan 30 cm (12 inç) uzakta tutun. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında bozulma meydana gelebilir.

Bir tıbbi sistemi oluşturan, sinyal giriş kısmı veya sinyal çıkış kısımlarına ek bir cihaz bağlayan herhangi bir kişi, sistemin IEC/EN60601-1-2 gereksinimleriyle uyumlu olmasından sorumludur.

Ürüne takılı veya EIZO tarafından belirtilen kabloları kullandığınızdan emin olun.

Bu ekipmanda belirtilen veya EIZO tarafından sağlananın dışında kabloların kullanılması, bu ekipmanın elektromanyetik emisyonlarının artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve yanlış çalışmaya neden olabilir.

| Kablo                        | EIZO'nun Belirttiği Kablolar | Maks. Kablo Uzunluğu | Koruma    | Ferit Çekirdek    |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| Sinyal kablosu (DisplayPort) | PP300 / PP200                | 3 m                  | Korumalı  | Ferit Çekirdekli  |
| Sinyal kablosu (DVI)         | DD300 / DD200                | 3 m                  | Korumalı  | Ferit Çekirdekli  |
| USB kablosu                  | UU300 / MD-C93               | 3 m                  | Korumalı  | Ferit Çekirdekli  |
| Güç kablosu (topraklı)       | -                            | 3 m                  | Korumasız | Ferit Çekirdeksiz |

## Teknik Özellikler

| Elektromanyetik emisyonlar                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RadiForce serisi, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir.<br>RadiForce serisi cihazın kullanıcısı veya müşteri, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. |           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emisyon testi                                                                                                                                                                                    | Uyumluluk | Elektromanyetik ortam - Yönlendirme                                                                                                                                                                                             |
| RF emisyonları<br>CISPR11 / EN55011                                                                                                                                                              | Grup 1    | RadiForce serisi cihazlar, RF enerjisini yalnızca dahili çalışması için kullanır.<br>Bu yüzden RF emisyonları çok düşük düzeydedir ve yakındaki elektronik cihazlarda herhangi bir enterferansa neden olması muhtemel değildir. |
| RF emisyonları<br>CISPR11 / EN55011                                                                                                                                                              | Sınıf B   | RadiForce serisi, evsel tesisatlar ve evsel amaçlarla kullanılan binalara güç sağlayan kamuya ait düşük gerilimli güç beslemesi ağına doğrudan bağlı olan tesisatlar dahil olmak üzere tüm tesisatlarda kullanıma uygundur.     |
| Harmonik emisyonlar<br>IEC / EN61000-3-2                                                                                                                                                         | Sınıf D   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerilim dalgalanmaları /<br>titreme emisyonları<br>IEC / EN61000-3-3                                                                                                                             | Uyumludur |                                                                                                                                                                                                                                 |

| Elektromanyetik bağışıklık                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RadiForce serisi, IEC / EN60601-1-2'de belirtilen profesyonel sağlık bakım tesisi ortamlarında test gereksinimlerine göre aşağıdaki uyum seviyelerinde test edilmiştir.<br>RadiForce serisinin müşterileri ve kullanıcıları, RadiForce serisinin aşağıdaki ortamlarda kullanılmasına dikkat etmelidirler: |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bağışıklık testi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Profesyonel sağlık bakım tesisi ortamları için test seviyesi                                                                                         | Uyumluluk seviyesi                                                                                                                                   | Elektromanyetik ortam - Yönlendirme                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrostatik boşalma (ESD)<br>IEC / EN61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                                          | ±8 kV kontak boşalması<br>±15 kV hava boşalması                                                                                                      | ±8 kV kontak boşalması<br>±15 kV hava boşalması                                                                                                      | Zeminler ahşap, beton veya fayans olmalıdır.<br>Zeminler sentetik malzemeye kaplıysa, bağlı nem en az %30 olmalıdır.                                                                                                                                                                   |
| Elektriksel hızlı geçici rejimler / patlamalar<br>IEC/EN61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                         | ±2 kV güç hatları<br>±1 kV giriş / çıkış hatları                                                                                                     | ±2 kV güç hatları<br>±1 kV giriş / çıkış hatları                                                                                                     | Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır.                                                                                                                                                                                             |
| Ani Gerilim Yükselmeleri<br>IEC / EN61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                             | ±1 kV hattan hatta<br>±2 kV hattan toprağa                                                                                                           | ±1 kV hattan hatta<br>±2 kV hattan toprağa                                                                                                           | Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır.                                                                                                                                                                                             |
| Güç kaynağı giriş hatlarındaki gerilim düşüşleri, kısa kesintiler ve gerilim değişiklikleri<br>IEC/EN61000-4-11                                                                                                                                                                                           | %0 $U_T$ ( $U_T$ 'de %100 düşüş)<br>0,5 döngü ve 1 döngü<br>%70 $U_T$ ( $U_T$ 'da %30 düşüş)<br>25 döngü<br>%0 $U_T$ ( $U_T$ 'da %100 düşüş)<br>5 sn | %0 $U_T$ ( $U_T$ 'de %100 düşüş)<br>0,5 döngü ve 1 döngü<br>%70 $U_T$ ( $U_T$ 'da %30 düşüş)<br>25 döngü<br>%0 $U_T$ ( $U_T$ 'da %100 düşüş)<br>5 sn | Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamı türünde olmalıdır.<br>RadiForce serisi kullanıcısının, şebeke güç kesintileri esnasında çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, RadiForce serisi cihaza bir kesintisiz güç kaynağı veya pilden güç sağlanması tavsiye edilir. |
| Güç frekansı manyetik alanları<br>IEC / EN61000-4-8                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 A/m<br>(50 / 60 Hz)                                                                                                                               | 30 A/m                                                                                                                                               | Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari mekan veya hastane ortamındaki tipik bir konuma özgü seviyelerde olmalıdır. Ürün, kullanım sırasında güç frekansı manyetik alanları kaynağından en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.                                                      |

**Elektromanyetik bağıışıklık**

RadiForce serisi, IEC / EN60601-1-2'de belirtilen profesyonel sağıık bakım tesisi ortamlarında test gereksinimlerine göre aşığıdaki uyum seviyelerinde test edilmiştir.  
RadiForce serisinin müřterileri ve kullanıcıları, RadiForce serisinin aşığıdaki ortamlarda kullanılmasına dikkat etmelidirler:

| Bağıışıklık testi                                                           | Profesyonel sağıık bakım tesisi ortamları için test seviyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uyumluluk seviyesi  | Elektromanyetik ortam - Yönlendirme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalar<br>IEC / EN61000-4-6 | 3 Vrms<br>150 kHz - 80 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Vrms              | Taşıınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, kablolar dahil olmak üzere RadiForce serisinin herhangi bir parçasına, vericinin frekansı için geçerli olan denklemden hesaplanan tavsiye edilen ayırma mesafesinden daha yakın mesafede kullanılmamalıdır.<br>Tavsiye edilen ayırma mesafesi<br>$d = 1,2\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yayılan RF alanları<br>IEC / EN61000-4-3                                    | 6 Vrms<br>150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM bantları<br><br>3 V/m<br>80 MHz - 2,7 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Vrms<br><br>3 V/m | $d = 1,2\sqrt{P}$ , 80 MHz - 800 MHz<br>$d = 2,3\sqrt{P}$ , 800 MHz - 2,7 GHz<br><br>Burada "P", verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum nominal çıkış gücüdür ve "d", metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayırma mesafesidir.<br><br>Bir elektromanyetik saha çalışmasıyla <sup>a)</sup> belirlenen, sabit RF vericilerden gelen alan kuvvetleri, her bir frekans aralığındaki <sup>b)</sup> uyumluluk seviyesinden düşük olmalıdır.<br><br>Aşığıdaki simgelerle işaretlenmiş ekipmanların yakınında enterferans meydana gelebilir.<br> |
| Not 1                                                                       | U <sub>T</sub> , test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Not 2                                                                       | 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Not 3                                                                       | RF alanları veya yayılan RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalarla ilgili yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, nesneler ve insanlardaki soğurma ve yansıtmadan etkilenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Not 4                                                                       | 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM bantları 6,765 MHz ila 6,795 MHz, 13,553 MHz ila 13,567 MHz, 26,957 MHz ila 27,283 MHz ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a)                                                                          | Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar için olan baz istasyonları ve kara mobil radyolar, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri, teorik olarak hassasiyetle tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik saha çalışması düşünölmelidir. RadiForce serisi cihazın kullanıldığı yerde ölçölen alan kuvveti yukarıda verilen geçerli RF uyumluluk seviyesini aşıyorsa, normal çalıştığını doğrulamak için RadiForce serisi cihaz gözlenmelidir. Anormal çalışma gözlenilirse, RadiForce serisi cihazın yönünü veya konumunu değıřtirmek gibi ek önlemler gerekebilir. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b)                                                                          | 150 kHz - 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'den daha düşük olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Taşınabilir veya mobil RF iletişim cihazları ile RadiForce serisi cihazlar arasındaki tavsiye edilen ayırma mesafeleri**

RadiForce serisi, yayılan RF bozulmalarının kontrol altında tutulduğu bir elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. RadiForce serisinin müşterisi veya kullanıcısı, taşıyabilir ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) ile RadiForce serisi cihazlar arasında minimum bir mesafe bırakarak elektromanyetik enterferansın önlenmesini sağlayabilir. Aşağıdaki RF kablosuz iletişim ekipmanlarından yakınlık alanlarına bağışıklık onaylanmıştır:

| Test frekansı (MHz)  | Bant genişliği <sup>a)</sup> (MHz) | Servis <sup>a)</sup>                                                               | Modülasyon <sup>b)</sup>                  | Maksimum güç (W) | Minimum ayırma mesafesi (m) | IEC / EN60601 test seviyesi (V/m) | Uyumluluk seviyesi (V/m) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 385                  | 380 - 390                          | TETRA 400                                                                          | Darbe modülasyonu <sup>b)</sup><br>18 Hz  | 1,8              | 0,3                         | 27                                | 27                       |
| 450                  | 430 - 470                          | GMRS 460,<br>FRS 460                                                               | FM<br>±5 kHz sapma<br>1 kHz sinüs         | 2                | 0,3                         | 28                                | 28                       |
| 710<br>745<br>780    | 704 - 787                          | LTE Bandı 13, 17                                                                   | Darbe modülasyonu <sup>b)</sup><br>217 Hz | 0,2              | 0,3                         | 9                                 | 9                        |
| 810<br>870<br>930    | 800 - 960                          | GSM 800 / 900,<br>TETRA 800,<br>iDEN 820<br>CDMA 850,<br>LTE Bandı 5               | Darbe modülasyonu <sup>b)</sup><br>18 Hz  | 2                | 0,3                         | 28                                | 28                       |
| 1720<br>1845<br>1970 | 1700 - 1990                        | GSM 1800;<br>CDMA 1900;<br>GSM 1900;<br>DECT;<br>LTE Bandı 1, 3, 4,<br>25;<br>UMTS | Darbe modülasyonu <sup>b)</sup><br>217 Hz | 2                | 0,3                         | 28                                | 28                       |
| 2450                 | 2400 - 2570                        | Bluetooth,<br>WLAN,<br>802.11 b/g/n,<br>RFID 2450,<br>LTE Bandı 7                  | Darbe modülasyonu <sup>b)</sup><br>217 Hz | 2                | 0,3                         | 28                                | 28                       |
| 5240<br>5500<br>5785 | 5100 - 5800                        | WLAN 802.11 a/n                                                                    | Darbe modülasyonu <sup>b)</sup><br>217 Hz | 0,2              | 0,3                         | 9                                 | 9                        |

a) Bazı hizmetler için, yalnızca yukarı bağlantı frekansları dahildir.

b) Taşıyıcı dalgalar,%50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilir.

RadiForce serisi, yayılan RF bozulmalarının kontrol altında tutulduğu bir elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. Diğer taşıyabilir ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) için, taşıyabilir ve mobil RF iletişim cihazı (vericiler) ile RadiForce serisi arasındaki minimum mesafe, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda tavsiye edilmiştir.

| Vericinin maksimum nominal çıkış gücü (W) | Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi (m) |                                       |                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                           | 150 kHz - 80 MHz<br>$d = 1,2\sqrt{P}$         | 80 MHz - 800 MHz<br>$d = 1,2\sqrt{P}$ | 800 MHz - 2,7 GHz<br>$d = 2,3\sqrt{P}$ |
| 0,01                                      | 0,12                                          | 0,12                                  | 0,23                                   |
| 0,1                                       | 0,38                                          | 0,38                                  | 0,73                                   |
| 1                                         | 1,2                                           | 1,2                                   | 2,3                                    |
| 10                                        | 3,8                                           | 3,8                                   | 7,3                                    |
| 100                                       | 12                                            | 12                                    | 23                                     |

Maksimum nominal çıkış gücü yukarıdaki listede verilmeyen vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayırma mesafesi "d", vericinin frekansı için geçerli olan denklem kullanılarak tahmin edilebilir; burada "P", verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum nominal çıkış gücüdür.

Not 1 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek olan frekans aralığı için olan ayırma mesafesi geçerlidir.

Not 2 Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, nesneler ve insanlardaki soğurma ve yansıtımdan etkilenir.

