

# تعليمات الاستخدام

## RadiForce® RX670

شاشة LCD ملونة

### مهم





يرجى التأكد من قراءة تعليمات الاستخدام ودليل التركيب قبل الاستخدام.

- راجع دليل التركيب للحصول على إعدادات وتعديلات الشاشة.
- يمكن العثور على أحدث المعلومات عن المنتج بما في ذلك تعليمات الاستخدام على الموقع الإلكتروني.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## الرموز

يُستخدم هذا الدليل والمنتج رموز السلامة الموضحة أدناه. حيث توضح هذه الرموز معلومات مهمة للغاية. يُرجى قراءتها بعناية.

|   |  |
|---|--|
|  | قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تحذير إلى حدوث إصابة خطيرة ويمكن أن تشكل تهديدًا على حياتك.                        |
|  | قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تنبيه إلى حدوث إصابة متوسطة الخطورة و/أو يمكن أن تؤدي إلى تلف الممتلكات أو المنتج. |
|    | يشير إلى تحذير أو تنبيه. على سبيل المثال، يشير إلى خطر "صدمة كهربائية".  |
|    | يشير إلى إجراء محظور. على سبيل المثال، يعني "لا تَقم بالفلك".  |

تم ضبط هذا المنتج تحديداً للاستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في الأصل.  
إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة، فقد لا يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات.

لا تجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله في أي صورة أو بأي وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو أي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة EIZO.  
لا تتحمل شركة EIZO أي التزام بإضفاء صفة السرية على أي مواد أو معلومات مسلمة لها قبيل إجراء الترتيبات اللازمة عقب تسلم شركة EIZO لتلك المعلومات ذات الصلة. على الرغم من أنه يُدلى أقصى مجهود للتأكد من تقديم هذا الدليل لأحدث المعلومات، يُرجى ملاحظة أن مواصفات منتج EIZO عرضة للتغيير دون إشعار.

## الاحتياطات

### مهم

تم ضبط هذا المنتج تحديداً للاستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في الأصل. إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة، فقد لا يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات.

بالنسبة للسلامة الشخصية والصيانة الصحيحة، يرجى قراءة قسم "الاحتياطات" بعناية وعبارات التنبيه على الشاشة.

### موقع عبارات التنبيه



### الرموز الموجودة على الوحدة

| الرمز | يشير هذا الرمز إلى  |
|-------|---|
|       | مفتاح الطاقة الرئيسي: اضغط لإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة.  |
|       | مفتاح الطاقة الرئيسي: اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة.  |
|       | زر التشغيل: اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الخاص بالشاشة أو إيقافه.  |
|       | التيار المتردد  |
|       | التنبيه لوجود خطر التعرض لصدمة كهربائية   |
|       | تنبيه: انظر   |
|       | علامة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية: يجب التخلص من المنتج بمفرده، قد يُعاد تصنيع المواد الخام.                                     |
|       | علامة CE: علامة مطابقة الاتحاد الأوروبي طبقاً لأحكام توجيه المجلس ولائحة (الاتحاد الأوروبي) أو أيًا منهما.                                  |
|       | المُصنَّع   |
|       | تاريخ التصنيع   |
|       | تنبيه: يحظر القانون الفيدرالي (الولايات المتحدة الأمريكية) بيع هذا الجهاز من قبل المتخصص الطبي المرخص بالرعاية الصحية أو بناءً على طلب منه. |
|       | الجهاز الطبي في الاتحاد الأوروبي  |
|       | المستورد في الاتحاد الأوروبي  |

| الرمز                 | يشير هذا الرمز إلى                             |
|-----------------------|--|
| <b>UK<br/>CA</b>      | علامة تشير إلى الامتثال للوائح المملكة المتحدة |
| UK Responsible Person | الشخص المسؤول في المملكة المتحدة               |
| CH REP                | الممثل المعتمد في سويسرا                       |
| EC REP                | الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي             |

## تحذير

|   |
|---|
| <p><b>تحذير</b> </p> <p>إذا انبعث من الوحدة دخان، أو روائح تشبه رائحة شيء يحترق، أو صدر عنها أصوات غريبة مزعجة، فقم بفصل كافة توصيلات الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO لطلب النصيحة منه.</p> <p>قد تتسبب محاولة استخدام الوحدة المتعطلة في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إلحاق تلف بالجهاز.</p>   |
| <p><b>تحذير</b> </p> <p><b>لا تقم بتفكيك أو تعديل الوحدة.</b></p> <p>قد يؤدي فتح الهيكل إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق عن طريق أجزاء عالية الجهد أو ذات درجة حرارة عالية.</p> <p>قد يؤدي إجراء تعديلات على الوحدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>  |
| <p><b>تحذير</b> </p> <p>ارجع إلى موظف الصيانة المؤهل للقيام بكافة عمليات الصيانة.</p> <p>لا تقم بمحاولة صيانة هذا المنتج بنفسك فإن فتح أو إزالة الأغشية قد يؤدي إلى نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.</p>  |
| <p><b>تحذير</b> </p> <p><b>يُنصح بإبعاد الأشياء الغريبة أو السوائل عن الوحدة.</b></p> <p>قد يؤدي سقوط الأجزاء المعدنية أو المواد القابلة للاشتعال أو السوائل على الهيكل إلى خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف بالمعدات.</p> <p>في حالة وقوع أي شيء/انسكاب أي سائل داخل الهيكل، قم بفصل قابس الوحدة في الحال. اطلب من مهندس الصيانة المؤهل فحص الوحدة قبل استخدامها مرة أخرى.</p>   |
| <p><b>تحذير</b> </p> <p><b>ضع الوحدة في مكان صلب ومستقر.</b></p> <p>قد تسقط الوحدة التي تم وضعها على سطح غير ملائم وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.</p> <p>في حالة سقوط الوحدة، قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO المحلي لطلب النصيحة منه. لا تقم بالاستمرار في استخدام وحدة تالفة. قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>  |
| <p><b>تحذير</b> </p> <p><b>استخدم الوحدة في المكان الملائم.</b></p> <p>وإلا، فقد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لا تقم بوضع الوحدة في الأماكن المفتوحة.</li> <li>لا تقم بوضع الوحدة في أي من وسائل النقل (السفن والطائرات والقطارات والحافلات وما شابه).</li> <li>لا تقم بوضع الوحدة في بيئات متربة أو رطبة.</li> <li>لا تقم بوضعها في أماكن يحتمل أن تتعرض فيه الشاشة للبلل بالماء (الحمامات والمطابخ وما شابه).</li> <li>لا تعتمد إلى وضع الوحدة في أماكن تكون فيها الشاشة عرضة للبخار بشكل مباشر.</li> <li>لا تقم بوضعها بالقرب من أجهزة توليد الحرارة أو أجهزة ضبط الرطوبة.</li> <li>لا تقم بوضعها في مواقع يتعرض فيها المنتج لضوء الشمس المباشر.</li> <li>لا تعتمد إلى وضعها في بيئات تحتوي على غاز قابل للاشتعال.</li> <li>تجنب وضعه في بيئات تحتوي على غازات مسببة للتآكل (مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين والكلور والأمونيا والأوزون).</li> <li>تجنب وضعه في بيئات تحتوي على أتربة ومركبات تساعد على التآكل في الهواء (مثل كلوريد الصوديوم والكبريت والمعادن الموصلة وغيرها من المركبات الأخرى).</li> </ul> |


















|   |  |
|---|--|
| <p><b>تحذير</b> </p> | <p>احتفظ بأكياس التعبئة البلاستيكية بعيداً عن الأطفال الرضع والأطفال.<br/>قد تؤدي أكياس التعبئة إلى خطر حدوث اختناق.</p>   |
| <p><b>تحذير</b> </p> | <p>استخدم سلك الطاقة المرفق وقم بالتوصيل وفقاً لمعيار مأخذ التيار في دولتك.<br/>تأكد من الاستخدام ضمن حدود الجهد الكهربائي المقدر لسلك الطاقة. وإلا، فقد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.<br/>مصدر إمداد الطاقة: تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز</p>  |
| <p><b>تحذير</b> </p> | <p>لفصل سلك الطاقة، قم بنزع القابس بثبات واسحبه.<br/>قد يؤدي الربط على السلك إلى تلفه مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p> <div data-bbox="300 734 406 846"></div> <div data-bbox="885 768 1324 891">  <p>OK</p>  </div> |

|   |
|---|
| <p><b>تحذير</b> </p>   |
| <p>عند إرفاق ركيزة ذراع، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لركيزة الذراع وقم بتركيب الوحدة بأمان. وإلا فقد تنفصل الوحدة مما يسبب وقوع إصابات و/أو تلف الأجهزة.</p> <p>وقبل التركيب، تأكد من أن المكتب أو الجدار أو أي سطح خاص بالتركيب يتمتع بقوة ميكانيكية كافية.</p> <p>في حالة سقوط الوحدة، قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO المحلي لطلب النصيحة منه. لا تقم بالاستمرار في استخدام وحدة تالفة. قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. عند إعادة ربط ركيزة الإمالة، يرجى استخدام نفس المسامير وإحكامها بأمان.</p> |
| <p><b>تحذير</b> </p>   |
| <p><b>لا تقم بلمس لوحة LCD التالفة مباشرةً بأيدي عارية.</b></p> <p>إذا تعرض أي جزء من جلدك للاملامسة بشكل مباشر مع اللوحة، اغسله بالكامل.</p> <p>إذا دخلت مادة الكريستال السائل داخل عينيك أو فمك، اشطفه على الفور بكمية وافرة من الماء واطلب العناية الطبية. وإلا فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث رد فعل سمي.</p>   |
| <p><b>تحذير</b> </p>   |
| <p><b>وللتثبيت في أماكن مرتفعة، اطلب المساعدة من فني.</b></p> <p>عند تركيب الشاشة في مكان مرتفع، فهناك خطر سقوط المنتج أو أي جزء منه مما قد يسبب في حدوث إصابة. اطلب المساعدة منا أو من فني متخصص في أعمال التركيب عند تركيب الشاشة، بما في ذلك فحص المنتج للكشف عن أي ضرر أو تشوهات قبل وبعد تركيب الشاشة.</p>   |

## تنبيه

|  |
|--|
| <p><b>تنبيه</b> </p> <p>لا تنظر مباشرة إلى مصدر الضوء القادم من الضوء الخلفي أو بقعة الضوء. فقد يؤدي ذلك إلى عدم ارتياح العين ومشاكل في الرؤية.</p>   |
| <p><b>تنبيه</b> </p> <p>لا تستخدم قوة مفرطة على ذراع بقعة الضوء. فقد يؤدي ثني الذراع أو لفه بقوة إلى تلف الجهاز أو تعطله.</p>   |
| <p><b>تنبيه</b> </p> <p>تحقق من حالة التشغيل قبل الاستخدام. ابدأ في الاستخدام بعد التأكد من عدم وجود مشكلات في الصور المعروضة. عند استخدام وحدات متعددة، ابدأ في الاستخدام بعد التأكد من عرض الصور بشكل مناسب.</p>  |
| <p><b>تنبيه</b> </p> <p>أحكام تثبيت الكابلات / الأسلاك التي تحتوي على ميزة التثبيت. إذا لم يتم تثبيت الكابلات / الأسلاك بإحكام، فقد تنفصل، وبالتالي قد تنقطع الصور وتتوقف عملياتك.</p>  |
| <p><b>تنبيه</b> </p> <p>قم بفصل الكابلات ثم انزع الملحقات عند تحريك الوحدة. وإلا، فقد تنفصل الكابلات أو الملحقات بنفسها عند تحريك الوحدة، مما يؤدي إلى وقوع إصابة.</p>  |
| <p><b>تنبيه</b> </p> <p>قم بحمل الوحدة أو وضعها وفقاً للطرق المحددة الصحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عند تحريك المنتج، أمسك بالجزء السفلي من الشاشة بإحكام.</li> <li>• تعتبر الشاشات بمقاس 30 بوصة وأكثر ثقيلة الوزن. عند فك تغليف الشاشة و/أو حملها، تأكد من وجود شخصين على الأقل عند القيام بذلك.</li> <li>• إذا كان طراز جهازك مزوداً بمقبض على الجزء الخلفي للشاشة، فاقبض على الجزء السفلي ومقبض الشاشة وأمسك بهما بإحكام.</li> </ul> <p>قد يؤدي إسقاط الوحدة إلى وقوع إصابات أو تلف الأجهزة.</p> <div data-bbox="295 1400 406 1512"> </div> <div data-bbox="502 1489 758 1657"> </div> <div data-bbox="782 1489 1029 1657"> </div> <div data-bbox="1037 1489 1284 1657"> </div> |
| <p><b>تنبيه</b> </p> <p>احرص جيداً على أن لا تتحسّر يديك. إذا قمت فجأة باستخدام قوة على الشاشة لضبط ارتفاعها أو زاويتها، فقد يؤدي ذلك إلى انحناء يديك وإصابتها.</p>   |



|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة في الهيكل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تقم بوضع أي أشياء على فتحات التهوية.</li> <li>• لا تعتمد إلى تركيب الوحدة في مكان سيء التهوية أو في حيز غير ملائم.</li> <li>• لا تقم باستخدام الوحدة وهي مائلة أو تقلبها رأسًا على عقب.</li> </ul> <p>يعمل سد فتحات التهوية على منع تدفق الهواء بشكل مناسب وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق التلف بالجهاز.</p> |
|    | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>لا تقم بلمس قابس التيار ويديك مبتلة.</p> <p>فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.</p>    |
|   | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>لا تقم بوضع أي أشياء حول قابس التيار.</p> <p>إن هذا لتسهيل فصل قابس التيار في حال وجود مشكلة ما لتجنب نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>   |
|  | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>قم بتنظيف المنطقة حول قابس الطاقة وفتحة تهوية الشاشة من أن إلى آخر.</p> <p>قد يؤدي وجود الغبار أو الماء أو الزيت على هذه المنطقة إلى نشوب حريق.</p>  |
|  | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>قم بفصل الوحدة قبل تنظيفها.</p> <p>قد يؤدي تنظيف الوحدة عندما تكون متصلة بمأخذ الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية.</p>  |
|  | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>إذا كنت تنوي ترك الوحدة بدون استخدام لفترة طويلة، فقم بفصل قابس التيار من مقبس الحائط بعد إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة لضمان السلامة وحفظ الطاقة.</p>  |
|  | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>تخلص من هذا المنتج وفقًا لقوانين المنطقة أو بلد الإقامة.</p>   |
|  | <p><b>تنبيه</b> </p> <p>للمستخدمين الذين يسكنون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا:</p> <p>في حال وقوع أي حدث خطير بسبب الجهاز، يجب إبلاغ المصنع به وسلطات الدولة العضو المختصة التي يعيش فيها مستخدم الجهاز أو المريض.</p>   |

## إشعار لشاشة العرض هذه

### مؤشرات للاستخدام

تم تصميم هذا المنتج لاستخدامه عرض الصور الإشعاعية للمراجعة والتحليل والتشخيص من خلال متخصصين طبيين مدربين. تستخدم شاشة العرض هذه لأغراض التصوير الإشعاعي للندي.

| إشعار   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>هذا المنتج غير مخصص للاستخدام في التشخيص المختبري.</li> <li>قد لا يتم تغطية هذا المنتج من خلال الضمان للاستخدامات غير الموضحة في هذا الدليل.</li> <li>إن المواصفات المذكورة في هذا الدليل لا تنطبق إلا عند استخدام أسلاك الطاقة المزود بها المنتج وكابلات الإشارات التي تحددها شركة EIZO.</li> <li>لا تستخدم إلا الملحقات الخاصة بمنتجات شركة EIZO المحددة من قبل EIZO مع هذا المنتج.</li> </ul> |

### احتياطات الاستخدام

- قد تنتشوه القطع (مثل لوحة LCD والمروحة) مع الاستخدام على المدى الطويل. تحقق من عملها بشكل طبيعي على نحو دوري.
- عندما يتم تغيير صورة الشاشة بعد عرض نفس الصورة لفترة ممتدة من الزمن، فقد تظل صورة التلوين. استخدم شاشة التوقف أو وظيفة توفير الطاقة لتجنب عرض نفس الصورة لفترات ممتدة من الزمن. وقد تظهر صورة التلوين، حتى بعد مرور فترة زمنية قصيرة، بناءً على الصورة المعروضة. لإزالة مثل هذه الظاهرة، قم بتغيير الصورة أو أبقِ الطاقة قيد الإيقاف لعدة ساعات.
- يستغرق الأمر عدة دقائق حتى يستقر عرض شاشة العرض. قبل استخدام الشاشة، يرجى الانتظار بضع دقائق أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو تنشيط شاشة العرض من وضع توفير الطاقة.
- إذا استمرت الشاشة في العرض بشكل متواصل لفترة طويلة من الوقت، فقد تظهر بقع أو حروق. لإطالة عمر الشاشة، نوصي بإغلاق شاشة العرض من آن لآخر.
- عمر الضوء الخلفي للوحة LCD ثابت. اعتمادًا على نمط الاستخدام، كالأستخدام لفترات طويلة مستمرة، فقد يُستهلك عمر الإضاءة الخلفية في وقت أقل، الأمر الذي يتطلب الاستبدال. عندما تصبح الشاشة مظلمة أو تبدأ في الوميض، يرجى الاتصال بمندوب EIZO المحلي الخاص بك.
- قد يوجد بالشاشة عدد من وحدات البيكسل المشوهة أو عدد صغير من النقاط المضيئة على الشاشة. يرجع ذلك إلى الخصائص الخاصة بلوحة LCD ذاتها، وليس عطل بالمنتج.
- لا تضغط على سطح لوحة (LCD) أو إطارها الخارجي بقوة، لأن ذلك قد يتسبب في أعطال في العرض، على سبيل المثال أنماط التداخل، وغير ذلك. في حالة استمرار الضغط على لوحة (LCD) بشكل مستمر، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الكريستال السائل أو تلف لوحة (LCD). (في حالة بقاء علامات الضغط على لوحة LCD، اترك شاشة العرض مع شاشة بيضاء أو سوداء. قد تختفي الأعراض).
- لا تقم بخدش لوحة LCD أو بالضغط عليها باستخدام أشياء حادة، لأن ذلك قد يتسبب في تلفها. لا تحاول التنظيف باستخدام الأنسجة لأن ذلك قد يؤدي إلى خدش باللوحة.
- لا تقم لمس مستشعر المعايرة المدمج (المستشعر الأمامي المتكامل). فقد يؤدي ذلك إلى تقليل دقة القياس أو التسبب في تلف الجهاز.
- تبعًا للبيئة، قد تختلف القيمة التي تم قياسها بواسطة مستشعر الإضاءة المدمج عن القيمة المعروضة على عداد الإضاءة الفريد من نوعه.
- قد يحدث تكاثف قطرات الندى على سطح هذا المنتج أو داخله عندما يتم إحضاره إلى غرفة باردة، أو عندما ترتفع درجة الحرارة فجأة، أو عند نقله من غرفة باردة إلى أخرى دافئة. في هذه الحالة، لا تقم بتشغيل المنتج. بدلاً من ذلك، انتظر حتى يخفي تكاثف قطرات الندى، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

## لاستخدام الشاشة لفترة طويلة

### التحكم في الجودة

- تتأثر جودة العرض على الشاشات بمستوى جودة إشارات الدخل ومدى تدهور حالة المنتج. قم بإجراء الفحوص البصرية والاختبارات الدورية المنتظمة (بما في ذلك فحص تدرج الرمادي) حتى تتوافق مع المعايير الطبية/التوجيهات الإرشادية تبعاً لطريقة استخدامك، وقم بإجراء المعايرة حسب الضرورة. يتيح لك مجموعة برامج التحكم في الجودة لشاشة RadiCS (اختياري) القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بحيث يلبي المعايير الطبية / التوجيهات الإرشادية.
- يرجى الانتظار 15 دقيقة أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو بعد تنشيط شاشة العرض من وضع توفير الطاقة، قبل إجراء اختبارات متنوعة للتحكم في الجودة، أو المعايرة، أو ضبط الشاشة لشاشة العرض.
- نوصي بأن يتم ضبط شاشات العرض إلى المستوى الموصى به أو أقل لتقليل التغييرات في اللعان بواسطة الاستخدام طويل المدى والحفاظ على سطوع ثابت.
- لضبط نتائج القياس لمستشعر المعايرة المتكامل (المستشعر الأمامي المتكامل) على تلك الخاصة بالمستشعر الخارجي والذي يُباع على حدة، قم بتنفيذ التصحيح بين المستشعر الأمامي المتكامل والمستشعر الخارجي باستخدام (ملحق اختياري) RadiCS / RadiCS LE (مضمن). يتيح لك التصحيح الدوري الحفاظ على نتيجة القياس للمستشعر الأمامي المتكامل عند مستوى يكافئ ذلك الخاص بالمستشعر الخارجي. للحصول على تفاصيل حول الارتباط، راجع دليل مستخدم RadiCS / RadiCS LE.

| إشعار   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قد تتغير حالة عرض الشاشة بشكل غير متوقع بسبب حدوث خطأ في التشغيل أو تغيير غير متوقع في الإعداد. يُوصى باستخدام الشاشة مع مفاتيح التشغيل بعد ضبط شاشة العرض.</li> <li>للحصول على تفاصيل حول كيفية الاستخدام، راجع دليل التركيب (على CD-ROM).</li> </ul> |

### التنظيف

- يوصى بالتنظيف من أن لآخر للحفاظ على مظهر المنتج جديد وإطالة عمر التشغيل الخاص به.
- يمكن إزالة البقع من على المنتج عبر ترطيب قطعة قماش ناعمة بالماء، أو باستخدام منظف الشاشة الخاصة بنا والمسح بلطف.

| إشعار   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تجعل السوائل تلامس المنتج مباشرةً. وإذا حدث ذلك، فقم بمسحها على الفور.</li> <li>• لا تسمح للسوائل بالدخول في الفتحات أو إلى داخل المنتج.</li> <li>• عند استخدام المواد الكيميائية للتنظيف أو التطهير، فقد تتسبب المواد الكيميائية مثل الكحول أو المطهرات في اختلاف اللعان أو فقدانه وتغيير لون المنتج، وتردي جودة الصورة. لا تستخدم المواد الكيميائية بشكل متكرر.</li> <li>• تجنب تمامًا استخدام أي مخفف طلاء، أو بنزين، أو شمع، أو منظف كاشط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.</li> <li>• لمزيد من المعلومات عن التنظيف والتطهير، يُرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا.</li> <li>طريقة الفحص: قم بالدخول إلى موقع <a href="http://www.eizoglobal.com">www.eizoglobal.com</a> واكتب كلمة "disinfect" في مربع البحث على الموقع للبحث عن هذه الكلمة.</li> </ul> |

### التطهير بالمواد الكيميائية

- عند تطهير المنتجات، نوصي باستخدام المواد الكيميائية التي اختبرناها (انظر الجدول أدناه). لاحظ أن استخدام هذه المواد الكيميائية لا يضمن عدم تلف هذه المنتجات أو تضررها.

| الفئة                  | نوع المادة الكيميائية                   | مثال على المنتج              |
|------------------------|---|------------------------------|
| كحولي                  | الفرك بمادة الإيثانول (الكحول الإيثيلي) | الإيثانول                    |
| كحولي                  | الإيزوبروبانول                          | الإيزوبروبانول الكحولي (IPA) |
| الكورين                | هيبوكلوريت الصوديوم                     | Purelox                      |
| البيغوانيد             | الكلور هيكسدين جلوكونات                 | محلول هيبيتان                |
| كحولي                  | كلوريد البنز الكونيوم                   | Welpas                       |
| تبعاً للأدهيد          | Glutaral                                | SteriHyde                    |
| تبعاً للأدهيد          | Glutaral                                | Cidex Plus28                 |
| عامل الأمفوتريك الفعال | هيدروكلوريد الكيل أمينو إيثيل غليسرين   | محلول Satenidin              |

### لاستخدام شاشة العرض بشكل مريح

- قد تؤثر الظلمة أو السطوع الشديد على عينيك. قم بضبط سطوع الشاشة وفقًا للظروف البيئية.
- بدء تشغيل الشاشة لفترة طويلة يرهق عينيك. استرح لمدة 10 دقائق كل ساعة.
- انظر إلى الشاشة من على بُعد مناسب ومن زاوية مناسبة.

### تحذيرات الأمن السيبراني ومسؤولياته

- يجب أن يكون تحديث البرنامج الثابت عن طريق شركة EIZO أو موزعها.
- إذا أوصت شركة EIZO أو أحد موزعيها بضرورة تحديث البرنامج الثابت، فقم بتحديثه على الفور.

## المحتويات

|           |  |
|-----------|--|
| <b>3</b>  | <b>الاحتياطات</b>  |
| 3         | مهم  |
| 3         | موقع عبارات التنبيه  |
| 3         | الرموز الموجودة على الوحدة   |
| 5         | تحذير  |
| 8         | تنبيه  |
| <b>10</b> | <b>إشعار لشاشة العرض هذه</b>   |
| 10        | مؤشرات للاستخدام   |
| 10        | احتياطات الاستخدام   |
| 11        | لاستخدام الشاشة لفترة طويلة  |
| 11        | التحكم في الجودة   |
| 11        | التنظيف  |
| 11        | التطهير بالمواد الكيميائية   |
| 12        | لاستخدام شاشة العرض بشكل مريح  |
| 12        | تحذيرات الأمن السيبراني ومسؤولياته   |
| <b>15</b> | <b>1 مقدمة</b>   |
| 15        | 1.1 المميزات   |
| 15        | 1.1.1 الترتيب الحر   |
| 15        | 1.1.2 توصيل الأسلاك البسيط   |
| 15        | 1.1.3 تدعم شاشة الفيديو ومصدر إمداد الطاقة مع توصيل كابل USB واحد من النوع C |
| 16        | 1.1.4 شاشة ألوان وأحادية اللون هجين  |
| 16        | 1.1.5 التحكم في الجودة   |
| 16        | 1.1.6 وظيفة قاعدة التثبيت  |
| 16        | 1.1.7 وظيفة إضاءة (RadiLight) متاحة  |
| 17        | 1.1.8 تصميم موفر للمساحة   |
| 17        | 1.1.9 تشغيل الشاشة من الماوس ولوحة المفاتيح                                  |
| 18        | 1.2 محتويات العبوة   |
| 18        | 1.2.1 EIZO LCD Utility Disk  |
| 18        | 1.2.2 RadiCS LE  |
| 19        | 1.2.3 لاستخدام RadiCS LE   |
| 20        | 1.3 مفاتيح التحكم والوظائف   |
| 20        | 1.3.1 الجزء الأمامي  |
| 21        | 1.3.2 الجزء الخلفي   |
| <b>23</b> | <b>2 التركيب / التوصيل</b>   |
| 23        | 2.1 قبل التركيب  |
| 23        | 2.1.1 شروط التركيب   |
| 24        | 2.2 كابلات الاتصال   |
| 29        | 2.3 إرفاق تركيز RadiLight (بقعة الضوء)                                       |

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 29        | تشغيل مصدر الطاقة                         | 2.4      |
| 30        | ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها                | 2.5      |
| 31        | إرفاق غطاء الموصل                         | 2.6      |
| 32        | استخدام منطقة RadiLight / تركيز RadiLight | 2.7      |
| <b>33</b> | <b>مشكلة عدم وجود صورة</b>                | <b>3</b> |
| <b>35</b> | <b>المواصفات</b>                          | <b>4</b> |
| 35        | قائمة المواصفات                           | 4.1      |
| 35        | النوع                                     | 4.1.1    |
| 35        | لوحة LCD                                  | 4.1.2    |
| 35        | إشارات الفيديو                            | 4.1.3    |
| 35        | USB                                       | 4.1.4    |
| 35        | الشبكة                                    | 4.1.5    |
| 36        | الطاقة                                    | 4.1.6    |
| 36        | المواصفات المادية                         | 4.1.7    |
| 36        | متطلبات التشغيل البيئية                   | 4.1.8    |
| 36        | شروط النقل / التخزين                      | 4.1.9    |
| 37        | معدلات الدقة المدعومة                     | 4.2      |
| 37        | الملحقات                                  | 4.3      |
| <b>38</b> | <b>الملحق</b>                             |          |
| 38        | المعايير الطبية                           |          |
| 38        | تصنيف المنتج                              |          |
| 39        | معلومات EMC                               |          |
| 39        | بيئات الاستخدام المقصودة                  |          |
| 40        | الأوصاف الفنية                            |          |


## 1 مقدمة

شكرًا لك كثيرًا لاختيارك شاشة عرض LCD لصورة ملونة من EIZO.

### 1.1 المميزات

#### 1.1.1 الترتيب الحر


- تم تجهيز هذا المنتج بوظائف PbyP (صورة بصورة) و PinP (صورة داخل صورة) التي يمكنها عرض ما يصل إلى ثلاث إشارات في الوقت نفسه.



- تقدم شاشة العرض وظيفة كابل PbyP واحد التي تعرض الصورة في وضع PbyP باستخدام كابل إشارة واحد.

#### 1.1.2 توصيل الأسلاك البسيط


- تم تجهيز شاشة العرض هذه بطرف توصيل الخرج موصل USB من النوع C® (USB-C®). من طرف توصيل الخرج، يمكن إخراج الإشارة على شاشة مختلفة.



#### 1.1.3 تدعم شاشة الفيديو ومصدر إمداد الطاقة مع توصيل كابل USB واحد من النوع C

- تم تجهيز هذا المنتج بموصل USB من النوع C ويدعم نقل إشارات الفيديو (وضع DisplayPort™ Alt) ومصدر إمداد الطاقة (توصيل طاقة USB).

إنه يوفر قوة 94 واط كحد أقصى من الطاقة لجهاز كمبيوتر محمول متصل عند استخدام شاشة خارجية.



## ملاحظة

- لعرض إشارات الفيديو، يجب أن يدعم الجهاز المتصل نقل إشارات الفيديو (وضع DisplayPort Alt).
- للتمتع باستخدام وظيفة الشحن، يجب أن يدعم الجهاز المتصل الشحن باستخدام توصيل طاقة USB.
- عند استخدام كابلات USB التالية، يمكن توفير قوة 94 وات كحد أقصى من الطاقة:  
– CC150SS81G-5A (مضمن)
- يمكن شحن الأجهزة المتصلة حتى عندما تكون الشاشة في وضع توفير الطاقة.

## 1.1.4 شاشة ألوان وأحادية اللون هجين


عند تمكين وظيفة Hybrid Gamma PXL (جاما الهجينة PXL)، يقوم هذا المنتج تلقائيًا بالتمييز بين الأجزاء الملونة والأجزاء أحادية اللون لنفس الصورة على مستوى البكسل ويعرضها على التوالي بتدرجات مثالية.

## 1.1.5 التحكم في الجودة

- تحتوي هذه الشاشة على مستشعر المعايير المدمج (المستشعر الأمامي المتكامل). يتيح هذا المستشعر للشاشة القيام بالمعايرة (المعايرة الذاتية) وفحص تدرج الرمادي بشكل مستقل.
- يتيح لك استخدام RadiCS LE المدمجة إجراء معايرة الشاشة وإدارة السجل.
- يتيح لك مجموعة برامج التحكم في الجودة لشاشة RadiCS القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بحيث يلبي المعايير الطبية/التوجيهات الإرشادية.

## 1.1.6 وظيفة قاعدة التثبيت

تم تجهيز هذه الشاشة بمنفذ LAN ومجمع وصلات USB التي يمكن استخدامها كقاعدة تثبيت. عند توصيل كابل USB من النوع C، يمكنك خلق بيئة شبكة مستقرة سواء على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية غير مجهزة بمنافذ LAN. يمكنك أيضًا استخدام الأجهزة الطرفية المتوافقة مع USB وشحن الهواتف الذكية (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).




## 1.1.7 وظيفة إضاءة (RadiLight) متاحة

منطقة RadiLight (الضوء الخلفي)

- منطقة RadiLight هي وظيفة إضاءة خلفية مدمجة في الشاشة. يبرز هذا الضوء الغرفة بشكل غير مباشر من خلف الشاشة، مما يسمح للمستخدم برؤية الصور بوضوح حتى في البيئات خافتة الإضاءة.
- تركيز RadiLight (بقعة الضوء)




- تركيز RadiLight هو بقعة الضوء القابلة للإزالة. ينير هذا الضوء مكان عملك عند قراءة المستندات أو كتابتها أو عند استخدام لوحة المفاتيح.



### 1.1.8 تصميم موثر للمساحة

تم تجهيز الشاشة بموصلات USB متعددة (صاعدة). يمكنك تشغيل أجهزة كمبيوتر عديدة باستخدام مجموعة واحدة من أجهزة USB (الماوس، لوحة المفاتيح، إلخ).



### 1.1.9 تشغيل الشاشة من الماوس ولوحة المفاتيح

باستخدام برنامج التحكم في الجودة لشاشة العرض RadiCS/RadiCS LE، يمكنك إجراء عمليات التشغيل التالية الخاصة بالشاشة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح:

- تبديل أوضاع مفتاح CAL
- تبديل إشارات الدخل
- وظيفة تعيين وضع CAL Switch (مفتاح CAL) إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة (التصويب والتركيز)
- عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في PinP (Hide-and-Seek)
- تبديل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أجهزة USB (Switch-and-Go)
- الدخول في وضع توفير الطاقة (Backlight Saver)
- وهي ميزة تزيد من السطوع بشكل مؤقت للتحسين من رؤية الصور التشخيصية (Instant Backlight Booster) (معزز الإضاءة الخلفية اللحظي)

#### ملاحظة

- يتيح لك برنامج RadiCS / RadiCS LE عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في PinP وتبديل جهاز الكمبيوتر الذي تم استخدامه لتشغيل أجهزة USB في الوقت نفسه. للحصول على المزيد من المعلومات حول إجراء الإعداد، راجع دليل المستخدم الخاص في RadiCS / RadiCS LE.

## 1.2 محتويات العبوة

يُرجى التأكد من توافر كافة العناصر التالية بالعبوة. في حالة عدم وجود أي عنصر أو وجوده تالفًا، يُرجى الاتصال بالوكيل أو موزع EIZO المحلي.

| ملاحظة  |
|---|
| • يوصى بتخزين الصندوق ومواد التغليف بحيث يمكن استخدامها من أجل تحريك أو نقل المنتج. |

• شاشة

• سلك الطاقة



• كابل إشارة رقمي (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 2



• كابل إشارة رقمي (HDMI - HDMI): HH300PR x 1



• كابل USB 2.0 (USB-A - USB-B): UU300 x 2



• كابل USB-C (USB-C إلى USB-C): CC150SS81G-5A x 1



• غطاء الموصل (الأيسر)

• غطاء الموصل (الأيمن)

• تركيز RadiLight (بقعة الضوء)

• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)

• تعليمات الاستخدام

### 1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

تحتوي أسطوانة CD-ROM على العناصر التالية. ارجع إلى "Readme.txt" على القرص للقيام بإجراءات بدء تشغيل البرامج أو إجراءات مرجع الملف.

• ملف Readme.txt

• مجموعة برامج التحكم في جودة شاشة عرض RadiCS LE (لنظام Windows)

• دليل المستخدم

– دليل مستخدم هذه الشاشة

– دليل تركيب الشاشة

– دليل مستخدم RadiCS LE

• أبعاد الرسم التخطيطي

### 1.2.2 RadiCS LE

يُتيح لك RadiCS LE القيام بتنفيذ التحكم بالجودة وعمليات تشغيل الشاشة التالية. للحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج أو إجراء الإعداد، راجع دليل المستخدم الخاص في RadiCS LE.

**التحكم في الجودة**

• تنفيذ المعايير

• عرض نتائج الاختبار في قائمة وإنشاء تقرير الاختبار

• إعداد المعايير الذاتية المستهدفة والجدول الزمني للتنفيذ

## عمليات تشغيل الشاشة

- تبديل أوضاع مفتاح CAL
- تبديل إشارات الدخل
- وظيفة تعيين وضع CAL Switch (مفتاح CAL) إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة (التصويب والتركيز)
- عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في PinP (Hide-and-Seek)
- تبديل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أجهزة USB (Switch-and-Go)
- الدخول في وضع توفير الطاقة (Backlight Saver)
- وهي ميزة تزيد من سطوع بشكل مؤقت للتحسين من رؤية الصور التشخيصية (Instant Backlight Booster) (معزز الإضاءة الخلفية اللحظي)
- ميزة تقوم بضبط سطوع الشاشة تلقائياً لتتوافق مع مستوى الإضاءة المحيطة عند ضبط وضع النص (Auto Brightness Control) (التحكم التلقائي في مستوى السطوع)

## إشعار


- إن المواصفات الخاصة في RadiCS LE خاضعة للتغيير دون إشعار. إن الإصدار الأخير الخاص في RadiCS LE متوفر للتنزيل من موقع الويب الخاص بنا: ([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))

## 1.2.3 لاستخدام RadiCS LE

للحصول على المعلومات عن كيفية تركيب واستخدام RadiCS LE، راجع دليل المستخدم الخاص في RadiCS LE (على (CD-ROM).  
 عند استخدام RadiCS LE، قم بتوصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المرفق. للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الشاشة، انظر 2.2 كابلات الاتصال [24].


## 1.3 مفاتيح التحكم والوظائف

### 1.3.1 الجزء الأمامي



|  |   |
|--|---|
| 1. المستشعر الأمامي المتكامل (قابل للحركة) | يستخدم هذا المستشعر للقيام بالمعايرة وفحص تدرج الرمادي.   |
| 2. مستشعر الإضاءة                          | يقوم هذا المستشعر بقياس الإضاءة المحيطة. يتم القيام بقياس الإضاءة المحيطة باستخدام برامج التحكم في الجودة RadiCS/RadiCS LE.   |
| 3. مفاتيح التشغيل                          | تقوم بعرض دليل التشغيل. تقوم بضبط القوائم وفقاً لدليل التشغيل.  |
| 4. مفتاح الطاقة                            | يعمل على تشغيل مصدر الطاقة أو إيقافه.<br>يضيء مؤشر المفتاح عندما تقوم بتشغيل مصدر الطاقة. يختلف لون المؤشر تبعاً لحالة تشغيل الشاشة.<br>أخضر: وضع التشغيل العادي، برتقالي: وضع توفير الطاقة، إيقاف: مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقاف الطاقة |

### 1.3.2 الجزء الخلفي



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| وظيفة إضاءة خلفية مدمجة في الشاشة. ينير هذا الضوء الغرفة بشكل غير مباشر من خلف الشاشة.  | 1. منطقة RadiLight (الضوء الخلفي) |
| لضبط ارتفاع وزاوية (الإمالة والتدوير) الشاشة.   | 2. ركيزة                          |
| يعمل على تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقافه.<br>○ : إيقاف تشغيل،   : تشغيل   | 3. مفتاح الطاقة الرئيسي           |
| يوصل سلك الطاقة.  | 4. موصل التيار                    |
| يتوافق مع نظام أمان MicroSaver من إنتاج Kensington.   | 5. فتحة قفل الأمان                |
| ينظم الكابلات بدقة.   | 6. حامل الكبل                     |
| يتصل بجهاز USB طرفي (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).   | 7. موصل USB من النوع A (هابط)     |
| يتصل بتركيز RadiLight Focus.  | 8. موصل بقعة الضوء                |
| يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج HDMI.  | 9. موصل HDMI                      |
| يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج DisplayPort.   | 10. موصل DisplayPort              |
| يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج USB من النوع C. ينقل هذا أيضًا إشارة USB الضرورية لاستخدام البرامج التي تتطلب اتصال USB أو وظيفة قاعدة التثبيت (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب). | 11. موصل USB من النوع C (مساعد)   |

|   |  |
|---|--|
| <p>لضبط توصيل السلسلة التعاقبية، قم بتوصيل الكابل بموصل USB-C صاعد خاص بشاشة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توصيل جهاز طرفي يدعم USB (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التركيب" في دليل التركيب).</p> | <p><b>12. موصل USB-C (هابط)</b></p>          |
| <p>يتصل بمجمع وصلات شبكة أو موجه باستخدام كابل LAN من أجل استخدام اتصال الشبكة لوظيفة قاعدة التثبيت (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).</p>                                 | <p><b>13. منفذ LAN</b></p>                   |
| <p>يتصل بجهاز كمبيوتر عند استخدام برنامج يتطلب اتصال USB على جهاز كمبيوتر بدون اتصال USB-C أو عند استخدام وظيفة موزع USB لهذا المنتج.</p>   | <p><b>14. موصل USB من النوع B (صاعد)</b></p> |

## 2 التركيب / التوصيل

### 2.1 قبل التركيب

اقرأ [الاحتياطات](#) [3] واتبع التعليمات دائمًا.

إذا وضعت هذا المنتج على مكتب مطلي بالورنيش، فقد يلتصق اللون بأسفل القائم بسبب مكونات المطاط. تحقق من سطح المكتب قبل الاستخدام.

#### 2.1.1 شروط التركيب

عند تركيب شاشة العرض في الحامل، تأكد من وجود مسافة كافية حول جوانب الشاشة وخلفها وأعلىها.


| إشعار   |
|---|
| • ضع شاشة العرض بحيث لا يكون هناك ضوء يتداخل مع الشاشة. |

## 2.2 كابلات الاتصال

| إشعار   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من إيقاف تشغيل كلٍ من الشاشة وجهاز الكمبيوتر والأجهزة الطرفية قبل التوصيل.</li> <li>• عند استبدال الشاشة الحالية بهذه الشاشة، انظر 4.2 معدلات الدقة المدعومة [37] لتغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاصة بالدقة وتردد المسح العمودي إلى تلك الإعدادات المتاحة لهذه الشاشة قبل التوصيل بالكمبيوتر.</li> <li>• إذا كان من الصعب إدخال الكابلات، فقم بضبط زاوية الشاشة.</li> </ul> |

1. قم بتوصيل كابلات الإشارة.  
تحقق من أشكال الموصلات، وقم بتوصيل الكابلات.


في نافذة العرض الواحدة



| إشعار   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• في الإعداد الافتراضي، يتم عرض موصل إشارة 1 DisplayPort. إذا كنت ترغب في عرض الإشارة من موصل آخر، قم بتبديل إشارة الدخل (انظر "تبديل إشارات الدخل" في دليل التركيب).</li> <li>• إذا كنت تستخدم USB-C ليس فقط لعرض الفيديو ولكن أيضًا لمراقبة الجودة باستخدام RadiCS/RadiCS LE وتوصيل أجهزة USB (الأجهزة الطرفية المتوافقة مع USB)، فأنت بحاجة إلى تعيين "USB Selection" إلى "USB-C" في قائمة الضبط. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).</li> <li>• بالنسبة لإشارات HDMI®، فيمكن عرضها في نطاق محدود.</li> </ul> |

**HDMI®**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE







## إشعار

- عند أداء عرض PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)، تحتاج إلى تهيئة "PbyP Settings" في قائمة الضبط. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- عند عرض PBYP من جهازي كمبيوتر، قد تكون بعض جوانب مراقبة الجودة محدودة مثل المعايير.

## عند عرض PbyP (كابل PbyP واحد)




## إشعار

- لأداء عرض PbyP (One Cable PbyP)، قم بتوصيل الإشارة في موصل DisplayPort 1 أو موصل USB-C (الصاعد: )، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تهيئة الإعداد "PbyP Settings" في قائمة الضبط. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- إذا كنت تستخدم USB-C ليس فقط لعرض الفيديو ولكن أيضاً لمراقبة الجودة باستخدام RadiCS/RadiCS LE وتوصيل أجهزة USB (الأجهزة الطرفية المتوافقة مع USB)، فأنت بحاجة إلى تعيين "USB Selection" إلى "USB-C" في قائمة الضبط. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).

## عند عرض PinP (النافذة الفرعية)


مثال: استخدام موصل HDMI




### إشعار

- عند إعداد عرض PinP (النافذة الفرعية)، تحتاج إلى تهيئة الإعداد "PinP Settings" في قائمة الضبط. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- عندما يتم عرض إشارة HDMI على شاشة واحدة، لا يمكن استخدام وظيفة عرض PinP (النافذة الفرعية).

### عند توصيل شاشات عرض أخرى باستخدام اتصال السلسلة التعاقبية

دخل الإشارة في موصل DisplayPort 1 أو موصل USB-C (الصاعد: ) سيكون خرج لشاشة أخرى.




#### إشعار

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص في EIZO للحصول على معلومات حول الشاشات ولوحات الرسومات البيانية التي يمكن استخدامها لتوصيل السلسلة التعاقبية: [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)
- لضبط توصيل السلسلة التعاقبية، قم بتوصيل الإشارة في موصل DisplayPort 1 أو موصل USB-C (الصاعد: )، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تهيئة الإعداد "Daisy Chain" في قائمة Administrator Settings "إعدادات المسؤول". للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- يتم إرفاق غطاء بـ USB-C (الهابط: ) بشكل افتراضي. قم بنزع الغطاء عند الاستخدام.




2. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار وموصل التيار بالشاشة.

قم بإدخال سلك الطاقة بالكامل داخل الشاشة.

3. إذا كنت لا تستخدم اتصال USB-C وتستخدم RadiCS/RadiCS LE أو توصل أجهزة USB (الأجهزة الطرفية المتوافقة مع USB) بالشاشة، فقم بتوصيل كابل USB 2.0 من موصل USB-B للشاشة إلى موصل USB-A لجهاز الكمبيوتر.




#### إشعار

- عند توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الذي تم تثبيت RadiCS / RadiCS LE عليه، قم بتوصيل USB من النوع B 1 (الصاعد: ) أو USB من النوع C (الصاعد: ) .
- عند استخدام USB-B 2 (الصاعد: )، قم بنزع الغطاء قبل الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، قم بتغيير إعداد "تثبيت USB" في قائمة الضبط (انظر "تثبيت USB" في دليل التركيب).


## 2.3 إرفاق تركيز RadiLight (بقعة الضوء)

إرفاق تركيز RadiLight (بقعة الضوء) بموصل بقعة الضوء للشاشة.  
لا يمكن إلا في اتجاه سفلي عمودي على الموصل.





لإزالته، قم بتدوير الجهة المتصلة بالشاشة في الاتجاه المشار إليه في 1 في الرسم التوضيحي واسحبه للخارج.

## 2.4 تشغيل مصدر الطاقة

1. المس  لتشغيل مصدر الطاقة الخاصة بالشاشة.  
بضيء مؤشر الشاشة الخاص بمفتاح الطاقة باللون الأخضر.  
إذا كان مؤشر الطاقة لا يضيء، فانظر [3 مشكلة عدم وجود صورة](#) [33].

### ملاحظة


- عند لمسك لأي من مفاتيح التشغيل باستثناء  مفتاح إيقاف تشغيل الشاشة  سيبدأ الوميض لتتمكن من معرفة مكان مفتاح الطاقة.

2. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.  
تظهر صورة بالشاشة.  
في حالة عدم ظهور أي صورة، انظر [3 مشكلة عدم وجود صورة](#) [33] للحصول على نصائح إضافية.

|  |
|--|
| <b>إشعار</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• عند الاتصال لأول مرة أو عند تغيير طريقة الاتصال، فقد تكون إعدادات العرض مثل الدقة أو نطاق العرض غير مناسبة. تحقق مما إذا تمت تهيئة إعدادات جهاز الكمبيوتر بطريقة صحيحة.</li> <li>• ولأغراض توفير الطاقة، يُوصى بإيقاف التشغيل من زر التشغيل. عند عدم استخدام الشاشة، يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي أو فصل قابس التيار بحيث يتم قطع التيار بشكل كامل.</li> </ul> |
| <b>ملاحظة</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• لكي يتم تحقيق أقصى قدر من المدى العمري للشاشة بواسطة منع تضاؤل السطوع ولتحد من استهلاك الطاقة، يجب القيام بما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>– استخدم وظيفة توفير الطاقة بجهاز الكمبيوتر أو الشاشة.</li> <li>– قم بإيقاف تشغيل الشاشة بعد استخدامها.</li> </ul> </li> </ul>  |

## 2.5 ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها


احمل الحواف العليا والسفلى أو اليمنى واليسرى للشاشة بكلتا يديك، واضبط ارتفاع الشاشة، ومن ثم قم بإمالتها وتدويرها حتى تصل إلى الوضع الأمثل لأداء المهام.




|   |
|---|
| <b>إشعار</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• بعد الانتهاء من الضبط، تأكد من توصيل الكابلات بشكل صحيح.</li> <li>• بعد ضبط الارتفاع والزاوية، قم بتمرير الكابلات عبر حامل الكابل.</li> <li>• عند ضبط زاوية أو موضع الشاشة أثناء توصيل بقعة الضوء، احذر استخدام القوة على بقعة الضوء. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف الموصل أو الذراع.</li> </ul> |

## 2.6 إرفاق غطاء الموصل

1. تنظيم الكابلات في حامل الكابل.



2. إرفاق غطاء الموصل.



مثال: إرفاق غطاء الموصل (الأيمن)

|   |
|---|
| إشعار   |
| • تأكد من إرفاقه بإحكام لضمان التهوية المناسبة داخل الشاشة. |
| ملاحظة  |
| • لإزالة غطاء الموصل، اسحبه نحوك.                           |

## 2.7 استخدام منطقة RadiLight / تركيز RadiLight

1. تأكد من تشغيل الشاشة والكمبيوتر.
2. استخدم مفاتيح التشغيل/إيقاف تشغيل منطقة RadiLight أو تركيز RadiLight.  
بضبط سطوع منطقة RadiLight.



| إشعار  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• بسبب الاختلافات في مصابيح LED، قد تكون هناك اختلافات في الألوان والسطوع حتى بالنسبة لنفس المنتج.</li> <li>• قد لا تضيء منطقة RadiLight الغرفة بشكل كافٍ في البيئات التالية. <ul style="list-style-type: none"> <li>— إذا كانت المسافة بعيدة بين المنتج والجدار أو السقف</li> <li>— إذا كانت المواد المستخدمة في الجدار أو السقف غير قابلة للانعكاس أو ذات لون غامق</li> </ul> </li> <li>• عن تغيير اتجاه تركيز RadiLight، قم بضبط الزاوية باستخدام الذراع جنبًا إلى جنب مع طرف بقعة الضوء.</li> </ul> |
| ملاحظة   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام منطقة RadiLight، راجع دليل التركيب (على CD-ROM).</li> </ul>   |



### 3 مشكلة عدم وجود صورة

#### مؤشر مفتاح الطاقة لا يضيء.

- تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
- شغل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة.
- اللمس (N).
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.

#### مؤشر مفتاح الطاقة يضيء: أخضر

- زيادة "Brightness"، أو "Contrast"، أو "Gain" في قائمة الإعداد. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.

#### مؤشر مفتاح الطاقة يضيء: برتقالي

- قم بتبديل إشارة الدخل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- قم بتحريك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح.
- تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- تحقق من توصيل كابل الإشارة بشكل صحيح. قم بتوصيل كابلات الإشارة بموصلات إشارة الدخل المناسبة لها.
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

#### المؤشر الخاص بمفتاح الطاقة يومض: برتقالي، أخضر

- أجر التوصيل باستخدام كابل الإشارة المحددة من قبل شركة EIZO. ثم أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، وأعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.

#### تظهر رسالة "No Signal" على الشاشة.

مثال:

DisplayPort 1  
No Signal

- قد تظهر الرسالة المبينة في الأعلى نظرًا لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تقوم بإخراج الإشارة بعد تشغيل الطاقة على الفور.
- تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- تحقق من توصيل كابل الإشارة بشكل صحيح. قم بتوصيل كابلات الإشارة بموصلات إشارة الدخل المناسبة لها.
- موصل USB من النوع C (هابط: USB-C) يُستخدم لخرج توصيل السلسلة التعاقبية. لا يتم عرض الشاشة حتى عند الاتصال بجهاز كمبيوتر.
- قم بتبديل إشارة الدخل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

## تظهر رسالة "Signal Error" على الشاشة.

مثال:

DisplayPort 1  
Signal Error

- تحقق مما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة (انظر 4.2 معدلات الدقة المدعومة [37]).
- أعد تشغيل الكمبيوتر.
- اختر الإعداد المناسب باستخدام الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. ارجع إلى دليل مستخدم لوحة الرسومات لمزيد من التفاصيل.

## تظهر رسالة "DP Unsupported" على الشاشة

USB-C  
DP Unsupported

- تحقق مما إذا كان الكابل المتصل هو كابل إشارة موصى به من قبل EIZO.
- تحقق مما إذا كان USB من النوع C الخاص بالجهاز المتصل يدعم إخراج إشارة الفيديو (وضع DisplayPort Alt). للحصول على تفاصيل، تواصل مع الشركة المصنعة للجهاز.
- قم بتوصيل كابل DisplayPort أو كابل HDMI.

## 4 المواصفات

### 4.1 قائمة المواصفات

#### 4.1.1 النوع

|          |               |
|----------|---------------|
| RX670    | مضاد للوهج    |
| RX670-AR | مضاد للانعكاس |

#### 4.1.2 لوحة LCD

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| النوع                              | اللون (IPS)  |
| إضاءة خلفية                        | LED  |
| الحجم                              | 30.0" (76.2 سم)  |
| معدل الدقة                         | 3280 نقطة × 2048 خط  |
| حجم العرض (أفقي × رأسي)            | 645.5 مم × 403.0 مم  |
| المسافة بين البكسلات (أفقي × رأسي) | 0.197 مم × 0.197 مم  |
| ألوان العرض                        | 10 بت ألوان (DisplayPort / USB من النوع C): حتى 1.07 مليار لون (من لوحة ألوان بها ما يقرب من 543 مليار لون)<br>8-بت (DisplayPort / HDMI): 16.77 مليون لون (من لوحة ألوان بها ما يقرب من 543 مليار لون) |
| زاوية العرض (أفقي/رأسي، نموذجي)    | 178 درجة / 178 درجة  |
| السطوع الموصى به                   | 500 سي دي/م <sup>2</sup>   |
| نسبة التباين (نموذجي)              | 1800:1   |
| وقت الاستجابة (نموذجي)             | 25 مللي ثانية (أسود -> أبيض -> أسود)   |

#### 4.1.3 إشارات الفيديو

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| أطراف توصيل الدخل                | DisplayPort x 2، USB x 1، HDMI x 1 (Alt)         |
| أطراف توصيل الخرج                | USB من النوع C (وضع DisplayPort Alt) x 1         |
| تردد المسح الأفقي                | 31 كيلو هرتز - 127 كيلو هرتز                     |
| تردد المسح العمودي <sup>1*</sup> | 59 هرتز - 61 هرتز (400 × 720: 69 هرتز - 71 هرتز) |
| الوضع المزامن للإطار             | 59 هرتز - 61 هرتز                                |
| تردد الصورة النقطي               | 25 ميغا هرتز - 440 ميغا هرتز                     |

<sup>1\*</sup> يختلف تردد المسح العمودي المدعوم وفقًا للدقة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر 4.2 معدلات الدقة المدعومة [37].

#### 4.1.4 USB

|                   |      |  |
|-------------------|------|--|
| منفذ              | صاعد | USB من النوع C x 1، USB من النوع B x 2   |
|                   | هابط | USB من النوع A x 3، USB من النوع C x 1   |
| قياسي             |      | مراجعة مواصفات USB 2.0   |
| سرعة الاتصال      |      | 480 ميجابايت/ثانية، 12 ميجابايت/ثانية، 1.5 ميجابايت/ثانية  |
| مصدر إمداد الطاقة | صاعد | USB من النوع C: قوة كحد أقصى (5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/4.7 أمبير)      |
|                   | هابط | USB من النوع A: 500 مل أمبير لكل منفذ كحد أقصى<br>USB من النوع C: قوة 15 وات كحد أقصى (5 فولت/3 أمبير) |

#### 4.1.5 الشبكة

|      |                      |
|------|----------------------|
| منفذ | RJ-45 (محول USB LAN) |
|------|----------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| أنظمة تشغيل مدعومة <sup>1*</sup> | نظام التشغيل Windows 11<br>نظام التشغيل Windows 10 (32 بت / 64 بت)<br>نظام التشغيل macOS Sierra (10.12) أو إصدار أحدث |
| LAN سلكية                        | IEEE802.3ab (1000BASE-T)<br>IEEE802.3u (100BASE-TX)<br>IEEE802.3 (10BASE-T)   |

<sup>1\*</sup> سينتهي دعم EIZO عندما ينتهي دعم بائع نظام التشغيل.

#### 4.1.6 الطاقة

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| الدخل                       | تيار متردد 100 - 240 فولت ± 10% ، 50 / 60 هرتز ، 2.80 أمبير - 1.20 أمبير |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 279 وات أو أقل <sup>1*</sup>   |
| وضع توفير الطاقة            | 0.5 وات أو أقل <sup>2*</sup>   |
| وضع الاستعداد               | 0.5 وات أو أقل <sup>3*</sup>   |

<sup>1\*</sup> عند توصيل حمل خارجي، "Mode": "4-Custom"، "Brightness": "100%"، تم تشغيل تركيز RadiLight، وصل سطوع منطقة RadiLight إلى أقصى حد

<sup>2\*</sup> عند استخدام استيراد منفذ DisplayPort وعدم توصيل منفذ USB الصاعد، "Power Save": "High"، "DP Power Save": "On"، "One Cable PbyP": "Off"، تم توصيل تركيز RadiLight، تم إيقاف تشغيل تركيز RadiLight، لم يتم توصيل حمل خارجي

<sup>3\*</sup> عند عدم توصيل منفذ USB الصاعد، "DP Power Save": "On"، "One Cable PbyP": "Off"، تم توصيل تركيز RadiLight، تم إيقاف تشغيل تركيز RadiLight، لم يتم توصيل حمل خارجي

#### 4.1.7 المواصفات المادية

|  |  |
|--|--|
| الأبعاد ( العرض × الارتفاع × العمق )             | 682.0 مم × 490.5 مم – 590.5 مم × 225.0 مم (الإمالة: 0 درجة)  |
| الأبعاد ( العرض × الارتفاع × العمق ) (بلا ركيزة) | 682.0 مم × 534.7 مم – 634.7 مم × 295.2 مم (الإمالة: 30 درجة) |
| الوزن الصافي                                     | 15.8 كجم تقريباً   |
| الوزن الصافي (بلا ركيزة)                         | 11.7 كجم تقريباً   |
| معدل ضبط الارتفاع                                | 100 مم (الميل: 0 درجة)                                       |
| الإمالة  | لأعلى 30 درجة، لأسفل 5 درجات                                 |
| التدوير  | 70 درجة  |

#### 4.1.8 متطلبات التشغيل البيئية

|              |  |
|--------------|--|
| درجة الحرارة | 0 درجة مئوية : 35 درجة مئوية                         |
| الرطوبة      | 20 % – 80 % رطوبة نسبية (لا يوجد تكاثف لقطرات الندى) |
| ضغط الهواء   | hPa – 1060 hPa 540                                   |

#### 4.1.9 شروط النقل / التخزين

|              |  |
|--------------|--|
| درجة الحرارة | 20- درجة مئوية : 60 درجة مئوية                       |
| الرطوبة      | 10 % – 90 % رطوبة نسبية (لا يوجد تكاثف لقطرات الندى) |
| ضغط الهواء   | hPa – 1060 hPa 200                                   |

## 4.2 معدلات الدقة المدعومة

تدعم الشاشة معدلات الدقة التالية:

✓: مدعوم، -: غير مدعوم

| HDMI     |                     | DisplayPort / USB من النوع C |          |                     | تردد المسح العمودي (Hz) | معدل الدقة  |
|----------|---------------------|------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------|
| عرض PinP | نافذة العرض الواحدة | عرض PinP                     | عرض PbyP | نافذة العرض الواحدة |                         |             |
| ✓        | ✓                   | ✓                            | ✓        | ✓                   | 59.940                  | 480 × 640   |
| ✓        | ✓                   | -                            | -        | -                   | 60.000                  | 480 × 640   |
| ✓        | ✓                   | ✓                            | ✓        | ✓                   | 70.087                  | 400 × 720   |
| ✓        | ✓                   | -                            | -        | -                   | 59.940                  | 480 × 720   |
| ✓        | ✓                   | -                            | -        | -                   | 60.000                  | 480 × 720   |
| ✓        | ✓                   | ✓                            | ✓        | ✓                   | 60.317                  | 600 × 800   |
| ✓        | ✓                   | ✓                            | ✓        | ✓                   | 60.004                  | 768 × 1024  |
| ✓        | -                   | ✓                            | -        | -                   | 59.963                  | 1600 × 1200 |
| ✓        | -                   | ✓                            | -        | -                   | 59.940                  | 1920 × 1200 |
| ✓        | ✓                   | -                            | -        | -                   | 59.940                  | 720 × 1280  |
| ✓        | ✓                   | -                            | -        | -                   | 60.000                  | 720 × 1280  |
| ✓        | ✓                   | ✓                            | ✓        | ✓                   | 60.020                  | 1024 × 1280 |
| ✓        | ✓                   | ✓                            | ✓        | ✓                   | 60.000                  | 1200 × 1600 |
| -        | -                   | -                            | 1*✓      | -                   | 59.985                  | 2048 × 1640 |
| ✓        | ✓                   | -                            | -        | -                   | 59.940                  | 1080 × 1920 |
| ✓        | ✓                   | -                            | -        | -                   | 60.000                  | 1080 × 1920 |
| 1*✓      | -                   | 1*✓                          | -        | -                   | 59.950                  | 1200 × 1920 |
| -        | 2*✓                 | -                            | -        | -                   | 59.972                  | 1600 × 2560 |
| -        | 3*✓                 | -                            | -        | 1*✓                 | 59.981                  | 2048 × 3280 |

1\* الدقة الموصى بها

2\* معدلات الدقة الموصى بها عند تعيين "LMM Mode (HDMI)" إلى "On" في "Administrator Settings"

3\* معدلات الدقة الموصى بها عند تعيين "LMM Mode (HDMI)" إلى "Off" في "Administrator Settings"

## 4.3 الملحقات

الملحقات التالية متوفرة بشكل منفصل.

للحصول على أحدث المعلومات حول الملحقات الاختيارية والمعلومات حول أحدث لوحة رسومات متوافقة، ارجع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا.

([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))

|   |   |
|---|---|
| طقم المعايرة                                | RadiCS UX2 الإصدار 5.1.3 أو إصدار أحدث            |
| برامج إدارة شبكة QC                         | RadiCS Version Up Kit الإصدار 5.1.3 أو إصدار أحدث |
| طقم التنظيف                                 | RadiNET Pro الإصدار 5.1.3 أو إصدار أحدث           |
| محول VESA للتعليق أو جهاز الكمبيوتر الصغير  | منظف الشاشة                                       |
| كابلات إشارة (USB من النوع C - DisplayPort) | PCSK-R1   |
|   | CP200   |

## الملحق

### المعايير الطبية

- يجب ضمان أن النظام النهائي متوافق مع متطلبات IEC60601-1.
- قد تتسبب من جهاز مصدر إمداد الطاقة موجات كهرومغناطيسية والتي بدورها قد تؤثر على أداء الشاشة أو تقلله أو تتسبب في حدوث عطل بها. لذا قم بتركيب الجهاز في بيئة يمكن التحكم بها حيث يمكن تجنب هذه التأثيرات.

### تصنيف المنتج

- نوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية: الفئة I
- الفئة EMC: IEC60601-1-2 المجموعة 1 الفئة B
- تصنيف الجهاز الطبي (EU): الفئة I
- نمط العملية: مستمر
- فئة IP: IPX0

## معلومات EMC

RadiForce RX670 يتمتع بالقدرة على عرض الصور الطبية بشكل صحيح.

### بيئات الاستخدام المقصودة

تم إعداد RadiForce RX670 للاستخدام في البيئة المحددة أدناه.

- بيئات مرافق الرعاية الصحية المهنية مثل العيادات والمستشفيات
- المسكن، مثل مكان الإقامة والمنازل، داخل بيئات الرعاية الصحية المنزلية

البيئات التالية غير مناسبة لاستخدام RadiForce RX670:

- بيئات الرعاية الصحية المنزلية، باستثناء المسكن
- في المناطق القريبة من المعدات الجراحية عالية التردد مثل مشارط الجراحة الكهربائية
- في المناطق القريبة من معدات العلاج ذات الموجة القصيرة
- غرفة الترددات اللاسلكية المحمية الخاصة بأنظمة المعدات الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي
- في المواقع المحمية للبيئات الخاصة
- التثبيت في المركبات بما في ذلك سيارات الإسعاف
- بيئات خاصة أخرى

|  |
|--|
| <b>تحذير</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتطلب RadiForce RX670 احتياطات خاصة تتعلق بـ EMC وتحتاج إلى التثبيت. أنت بحاجة إلى قراءة المعلومات الخاصة في EMC بعناية وقسم الاحتياطات الموجود في هذا المستند ومراعاة التعليمات التالية عند تثبيت وتشغيل المنتج.</li> </ul>        |
| <b>تحذير</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا ينبغي استخدام RadiForce RX670 بالقرب من أجهزة أخرى أو وهو ملتصقًا بها. إذا لزم الأمر الاستخدام المجاور أو الملاصق، فيجب ملاحظة الجهاز أو النظام للتحقق من التشغيل الطبيعي في التهينة التي سوف يتم استخدامه من خلالها.</li> </ul> |
| <b>تحذير</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• عند استخدام أجهزة الاتصالات ذات التردد اللاسلكي المحمولة، اتركها بعيدة بمقدار 30 سم (12 بوصة) أو أكثر عن أي جزء بما في ذلك الكابلات الخاصة بـ RadiForce RX670. وإلا قد ينتج عن ذلك تدهور أداء الجهاز.</li> </ul>                    |
| <b>تحذير</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أي شخص يحاول توصيل أجهزة إضافية بالجزء الخاص بدخل الإشارة أو أجزاء خرج الإشارة، وتكوين نظام طبي، فإنه يتحمل مسؤولية أن النظام متوافق مع متطلبات IEC60601-1-2.</li> </ul>  |
| <b>تحذير</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تلمس موصلات مدخل/مخرج الإشارة عند استخدام RadiForce RX670. وإلا فقد تتأثر الصورة المعروضة.</li> </ul>  |

| تحذير   |                 |          |                      |                |
|--|-----------------|----------|----------------------|----------------|
| <p>• تأكد من استخدام الكابلات المرفقة مع المنتج، أو الكابلات الموصى بها من قبل EIZO. قد ينتج عن استخدام كابلات أخرى غير الموصى بها من قبل EIZO الخاصة بهذا الجهاز زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض المناعة الكهرومغناطيسية الخاصة بهذا الجهاز والتشغيل غير الصحيح.</p> |                 |          |                      |                |
| منفذ أحادي   | أقصى طول للكابل | محمي     | قلب حديدي            | كابل موصى به   |
| DisplayPort  | 3 م             | محمي     | غير مزودة بقلب حديدي | PP300-V14      |
| HDMI   | 3 م             | محمي     | مزودة بقلب الفريت    | HH300PR        |
| USB من النوع C (صاعد)  | 1.5 م           | محمي     | غير مزودة بقلب حديدي | CC150SS81G-5A  |
| USB من النوع C (هابط)  | 2 م             | محمي     | غير مزودة بقلب حديدي | -              |
| USB من النوع B (صاعد)  | 3 م             | محمي     | مزودة بقلب الفريت    | UU300 / MD-C93 |
| USB من النوع A (هابط)  | 3 م             | محمي     | غير مزودة بقلب حديدي | -              |
| إيثرنت   | 30 م            | غير محمي | غير مزودة بقلب حديدي | -              |
| مدخل التيار المتردد (أو دخل التيار المتردد)  | 3 م             | غير محمي | غير مزودة بقلب حديدي | مع سلك التأريض |

### الأوصاف الفنية

#### الانبعاثات الكهرومغناطيسية

تم تصميم RadiForce RX670 للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب أن يتأكد العميل أو مستخدم RadiForce RX670 من استعمال RadiForce RX670 في هذه البيئة.

| اختبار الانبعاثات                         | الامتثال   | بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد  |
|---|------------|---|
| انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR11          | المجموعة 1 | يستخدم RadiForce RX670 طاقة التردد اللاسلكي لتأدية وظائفه الداخلية فقط. لذلك، تكون انبعاثات التردد اللاسلكي الخاصة بها منخفضة جدًا ومن غير المحتمل أن تتسبب في أي تداخل في بيئة إلكترونية مجاورة.                   |
| انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR11          | الفئة B    | يعتبر RadiForce RX670 مناسب للاستخدام في كافة المؤسسات، بما في ذلك البيئات الداخلية وهؤلاء الذين هم على اتصال مباشر بشبكة الإمداد بالطاقة منخفضة الجهد العامة والتي تقوم بتزويد المباني المستخدمة للأغراض الداخلية. |
| الانبعاثات التوافقية IEC61000-3-2         | الفئة D    |   |
| ذبذبات الجهد/انبعاثات الوميض IEC61000-3-3 | يتوافق مع  |   |




### المناعة الكهرومغناطيسية

تم اختبار RadiForce RX670 في مستويات التوافق التالية (C) وفقاً لمتطلبات الاختبار (T) الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية المهنية وبيئات الرعاية الصحية المنزلية المحددة في IEC60601-1-2.

يجب أن يتأكد العميل أو مستخدم RadiForce RX670 من استعماله في هذه البيئة.

| اختبار المناعة   | مستوى الاختبار (T)  | مستوى التوافق (C)   | بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد  |
|--|---|---|---|
| التفريغ الاستاتيكي (ESD)<br>IEC61000-4-2   | تفريغ اتصال $8 \pm$ كيلو فولت<br>تفريغ هواء $15 \pm$ كيلو فولت  | تفريغ اتصال $8 \pm$ كيلو فولت<br>تفريغ هواء $15 \pm$ كيلو فولت  | يجب أن تكون الأرضيات من الخشب، أو الخرسانة أو من بلاط السيراميك. إذا كانت الأرضيات مغطاة بمادة اصطناعية، فيجب أن تكون الرطوبة النسبية 30 % على الأقل.   |
| سريع الزوال كهربي/منفجر<br>IEC61000-4-4  | خطوط الطاقة $2 \pm$ كيلو فولت<br>خطوط الدخل / الخرج $1 \pm$ كيلو فولت   | خطوط الطاقة $2 \pm$ كيلو فولت<br>خطوط الدخل / الخرج $1 \pm$ كيلو فولت   | يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية.   |
| اندفاع التيارات<br>IEC61000-4-5  | خط إلى خط $1 \pm$ كيلو فولت<br>خط إلى الأرض $2 \pm$ كيلو فولت   | خط إلى خط $1 \pm$ كيلو فولت<br>خط إلى الأرض $2 \pm$ كيلو فولت   | يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية.   |
| انحدار الجهد، وحالات التعطل القصيرة واختلافات الجهد في خطوط دخل مصدر إمداد الطاقة<br>IEC61000-4-11 | 0 % $U_T$ (100 % انحدار في $U_T$ ) 0.5 دائرة و 1 دائرة<br>70 % $U_T$ (30 % انحدار في $U_T$ ) 25 دائرة / 50 هرتز<br>0 % $U_T$ (100 % انحدار في $U_T$ ) 250 دائرة / 50 هرتز | 0 % $U_T$ (100 % انحدار في $U_T$ ) 0.5 دائرة و 1 دائرة<br>70 % $U_T$ (30 % انحدار في $U_T$ ) 25 دائرة / 50 هرتز<br>0 % $U_T$ (100 % انحدار في $U_T$ ) 250 دائرة / 50 هرتز | يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية. إذا احتاج مستخدم RadiForce RX670 التشغيل المستمر أثناء عمليات تعطل الوصلات الرئيسية للطاقة، فيوصى بتشغيل RadiForce RX670 من خلال مصدر إمداد الطاقة اللامقطعة أو بطارية. |
| المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة<br>IEC61000-4-8  | 30 أمبير/م (50 / 60 هرتز)   | 30 أمبير/م  | ينبغي أن تكون المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة عند المستويات المخصصة لموقع نموذجي في بيئة تجارية نموذجية أو صحية. يجب الاحتفاظ بهذا المنتج على بعد 15 سم على الأقل عن مصدر تردد طاقة المجالات المغناطيسية أثناء الاستخدام.               |

| اختبار المناعة   | مستوى الاختبار (T)  | مستوى التوافق (C) | بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد  |
|--|---|-------------------|---|
| الاضطرابات التي تم إجراؤها<br>والناجمة عن مجالات الترددات<br>اللاسلكية<br>IEC61000-4-6 | Vrms 3<br>150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا<br>هرتز<br>Vrms 6<br>نطاق الترددات المفتوح<br>للتطبيقات العلمية والطبية<br>والصناعية <sup>1</sup> ونطاقات<br>اللاسلكي الخاص بالهواة <sup>2</sup><br>بين 150 كيلو هرتز و 80<br>ميغا هرتز | Vrms 3<br>Vrms 6  | لا يجب أن يتم استخدام الأجهزة القابلة للحمل<br>أو أجهزة الاتصالات ذات التردد اللاسلكي<br>المحمولة بالقرب من أي جزء لـ RadiForce<br>RX670، بما في ذلك الكابلات، فضلاً عن<br>المسافة الفاصلة الموصى بها والمحسوبة من<br>المعادلة القابلة للتطبيق مع تردد المحول.<br>المسافة الفاصلة الموصى بها<br>المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة   |
| مجالات التردد اللاسلكي المشع<br>IEC61000-4-3   | 10 فولت/م<br>80 ميغا هرتز - 2.7 جيجا<br>هرتز  | 10 فولت/م         | المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة 80 ميغا هرتز - 800<br>ميغا هرتز<br>المسافة = $\sqrt{2.3}$ الطاقة، 800 ميغا هرتز -<br>2.7 جيجا هرتز<br>حيث يمثل الرمز "P" الحد الأقصى لتقييم طاقة<br>الإخراج الخاصة بالمحول بالوات (W) وفقاً<br>لمصنع المحول والرمز "d" هو المسافة<br>الفاصلة الموصى بها بالمتر (m). قوى المجال<br>من محولات التردد اللاسلكي الثابتة، كما هو<br>محدد من خلال استطلاع الموقع<br>الكهرومغناطيسي <sup>3</sup> ، يجب أن يكون أقل من<br>مستوى الامتثال في كل نطاق تردد <sup>4</sup> .<br>قد يحدث تداخل بالقرب من الأجهزة الموجودة<br>بها علامة الرمز التالي.<br> |

#### ملاحظة

- $U_T$  هو الجهد الكهربائي لوصلات التيار المتردد قبل تطبيق مستوى الاختبار.
- عند 80 ميغا هرتز و 800 ميغا هرتز، يتوافق نطاق التردد الأعلى.
- قد لا يتم تطبيق التوجيهات الإرشادية هذه المتعلقة بالاضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية أو مجالات التردد اللاسلكي المشع في كافة الحالات. يتأثر التولد الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من التركيبات والأشياء والأشخاص.

<sup>1\*</sup> إن نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات (العلمية والطبية والصناعية) بين 150 كيلو هرتز و 80 ميغا هرتز هي من 6.765 ميغا هرتز إلى 6.795 ميغا هرتز، من 13.553 ميغا هرتز إلى 13.567 ميغا هرتز، من 26.957 ميغا هرتز إلى 27.283 ميغا هرتز، ومن 40.66 ميغا هرتز إلى 40.70 ميغا هرتز.

<sup>2\*</sup> نطاقات اللاسلكي الخاص بالهواة من 0.15 ميغا هرتز إلى 80 ميغا هرتز هي من 1.8 ميغا هرتز إلى 2.0 ميغا هرتز، ومن 3.5 ميغا هرتز إلى 4.0 ميغا هرتز، ومن 5.3 ميغا هرتز إلى 5.4 ميغا هرتز، ومن 7 ميغا هرتز إلى 7.3 ميغا هرتز، ومن 10.1 ميغا هرتز إلى 10.15 ميغا هرتز، ومن 14 ميغا هرتز إلى 14.2 ميغا هرتز، ومن 18.07 ميغا هرتز إلى 18.17 ميغا هرتز، ومن 21.0 ميغا هرتز إلى 21.4 ميغا هرتز، ومن 24.89 ميغا هرتز إلى 24.99 ميغا هرتز، ومن 28.0 ميغا هرتز إلى 29.7 ميغا هرتز، و 50.0 ميغا هرتز إلى 54.0 ميغا هرتز.

<sup>3\*</sup> لا يمكن التنبؤ بقوى المجال من المحولات الثابتة، على سبيل المثال المحطات الرئيسية للهواتف اللاسلكية (الخلوية/اللاسلكية) واللاسلكي المحمول الأرضي، واللاسلكي الخاص بالهواة، وإذاعات الراديو AM و FM وإذاعة التلفزيون نظرياً بدقة. لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بسبب محولات التردد اللاسلكي الثابتة، فيجب وضع استطلاع الموقع الكهرومغناطيسي في الاعتبار. إذا تجاوزت قوة المجال التي تمت قياسها في الموقع الذي يتم فيه استخدام RadiForce RX670 مستوى توافق التردد اللاسلكي المعمول به أعلاه، فيجب ملاحظة RadiForce RX670 للتحقق من التشغيل الطبيعي. إذا تمت ملاحظة أداء غير طبيعي، فقد يلزم الأمر وجود معايير إضافية، على سبيل المثال إعادة توجيه أو إعادة وضع RadiForce RX670.

<sup>4\*</sup> فوق نطاق التردد 150 كيلو هرتز إلى 80 كيلو هرتز، يجب أن تكون قوى المجال أقل من 3 فولت/م.

### المسافات الفاصلة الموصى بها بين الأجهزة المحمولة أو أجهزة اتصال التردد اللاسلكي المحمولة و RadiForce RX670

تم تصميم RadiForce RX670 للاستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد اللاسلكي المشع. يمكن للتعديل أو مستخدم RadiForce RX670 المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خلال الحفاظ على الحد الأدنى للمسافة (30 سم) بين الأجهزة المحمولة وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات) و RadiForce RX670. تم اختبار RadiForce RX670 عند مستويات التوافق التالية (C) لمستويات الاختبار المطلوبة (T) لمناعة المجالات الكهرومغناطيسية القريبة في خدمات اتصالات التردد اللاسلكي التالية.

| اختبار التردد<br>(ميغا هرتز) | عرض النطاق<br>1* (ميغا هرتز) | الخدمة 1*   | التعديل 2*   | مستوى الاختبار (T) 3*<br>(فولت/م) | مستوى التوافق<br>(C)<br>(فولت/م) |
|------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 385                          | 390 – 380                    | TETRA 400   | نابض التعديل 2*<br>18 هرتز                             | 27                                | 27                               |
| 450                          | 470 – 430                    | GMRS 460,<br>FRS 460  | FM<br>الانحراف 5± كيلو هرتز<br>جيب الزاوية 1 كيلو هرتز | 28                                | 28                               |
| 710                          | 787 – 704                    | نطاق 13، LTE، 17  | نابض التعديل 2*<br>217 هرتز                            | 9                                 | 9                                |
| 745                          |                              |   |  |                                   |                                  |
| 780                          |                              |   |  |                                   |                                  |
| 810                          | 960 – 800                    | GSM 800 / 900،<br>TETRA 800،<br>iDEN 820<br>،CDMA 850<br>نطاق 5 LTE           | نابض التعديل 2*<br>18 هرتز                             | 28                                | 28                               |
| 870                          |                              |   |  |                                   |                                  |
| 930                          |                              |   |  |                                   |                                  |
| 1720                         | 1990 – 1700                  | ،GSM 1800<br>،CDMA 1900<br>،GSM 1900<br>،DECT<br>نطاق 1، 3، 4،<br>،25<br>UMTS | نابض التعديل 2*<br>217 هرتز                            | 28                                | 28                               |
| 1845                         |                              |   |  |                                   |                                  |
| 1970                         |                              |   |  |                                   |                                  |
| 2450                         | 2570 – 2400                  | Bluetooth®،<br>WLAN،<br>802.11 b/g/n،<br>،RFID 2450<br>نطاق 7 LTE             | نابض التعديل 2*<br>217 هرتز                            | 28                                | 28                               |
| 5240                         | 5800 – 5100                  | WLAN 802.11 a/n   | نابض التعديل 2*<br>217 هرتز                            | 9                                 | 9                                |
| 5500                         |                              |   |  |                                   |                                  |
| 5785                         |                              |   |  |                                   |                                  |

1\* للحصول على بعض الخدمات، تم إرفاق ترددات الوصلة الصاعدة فقط.

2\* تم تعديل الناقل باستخدام 50% من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل.

3\* تم حساب مستويات الاختبار بأقصى طاقة ومسافة فاصلة بمقدار 30 سم.

يمكن للعميل أو مستخدم RadiForce RX670 منع التداخل الناجم عن المجالات المغناطيسية القريبة من خلال الحفاظ على مسافة لا تقل عن (15 سم) بين محول التردد اللاسلكي و RadiForce RX670. تم اختبار RadiForce RX670 عند مستويات التوافق التالية (C) لمستويات الاختبار المطلوبة (T) لمناعة المجال المغناطيسي القريب.

| اختبار التردد   | التعديل                                      | مستوى الاختبار (T)<br>(أمبير/م) | مستوى التوافق (C)<br>(أمبير/م) |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 30 كيلو هرتز    | CW (موجة مستمرة)                             | 8                               | 8                              |
| 134.2 كيلو هرتز | نايضع التعديل <sup>1*</sup><br>2.1 كيلو هرتز | 65                              | 65                             |
| 13.56 كيلو هرتز | نايضع التعديل <sup>1*</sup><br>50 كيلو هرتز  | 7.5                             | 7.5                            |

<sup>1\*</sup> تم تعديل الناقل باستخدام 50% من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل.

للأجهزة المحمولة الأخرى وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات)، يكون الحد الأدنى للمسافة بين الأجهزة المحمولة وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات) RadiForce RX670 الموصى بها أدناه، وفقاً للحد الأقصى لطاقة المخرج لأجهزة الاتصالات.

| المسافة الفاصلة وفقاً لتردد المحول<br>(م)                        |  |   | تم تقييم الحد الأقصى لطاقة الخرج<br>لجهاز الإرسال<br>(وات) |
|--|--|---|--|
| 150 كيلو هرتز – 80 ميجا<br>هرتز<br>المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة | 80 ميجا هرتز – 800 ميجا<br>هرتز<br>المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة | 800 كيلو هرتز – 2.7 ميجا<br>هرتز<br>المسافة = $\sqrt{2.3}$ الطاقة |  |
| 0.12   | 0.12   | 0.23  | 0.01   |
| 0.38   | 0.38   | 0.73  | 0.1  |
| 1.2  | 1.2  | 2.3   | 1  |
| 3.8  | 3.8  | 7.3   | 10   |
| 12   | 12   | 23  | 100  |

بالنسبة للمحولات التي تم تقييمها عند الحد الأقصى لطاقة المخرج والتي لم يتم سردها أعلاه، فيمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها "d" بالمتر (m) باستخدام المعادلة المعمول بها لتردد المحول، "P" هو الحد الأقصى لتقييم طاقة المخرج للمحول بالوات (W) وفقاً لمصنع المحول.

| ملاحظة   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>عند 80 ميجا هرتز و 800 ميجا هرتز، تتوافق المسافة الفاصلة لنطاق التردد الأعلى.</li> <li>قد لا يتم تطبيق التوجيهات الإرشادية هذه المتعلقة بالاضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية أو مجالات التردد اللاسلكي المشع في كافة الحالات. يتأثر التولد الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من التركيبات والأشياء والأشخاص.</li> </ul> |




**EIZO Corporation**   
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

**EIZO GmbH**   
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

**艺卓显像技术(苏州)有限公司**  
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

**EIZO Limited**   
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,  
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

**EIZO AG**   
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N440AZ  
IFU-RX670