



Istruzioni per l'uso

PX3150

Monitor LCD a colori

Importante

Prima dell'uso, leggere le Istruzioni per l'uso e il Manuale d'installazione.

- Per la configurazione e la regolazione del monitor, vedere il Manuale d'installazione.
- Per le informazioni più recenti sul prodotto, comprese le Istruzioni per l'uso, fare riferimento al nostro sito Web.

www.eizoglobal.com

SIMBOLI

Il presente manuale e il presente prodotto utilizzano i seguenti simboli, che segnalano informazioni di primaria importanza. Leggere le informazioni con attenzione.

 AVVERTENZA	La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da un simbolo di AVVERTENZA può dare luogo a gravi lesioni personali, anche mortali.
 ATTENZIONE	La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da un simbolo di ATTENZIONE può dare luogo a lesioni personali di entità moderata o danni a cose o al prodotto stesso.
	Indica un'avvertenza o un messaggio di attenzione.
	Indica un'azione vietata.

Il presente prodotto è stato appositamente regolato per l'uso nella regione in cui è stato originariamente spedito.

Se utilizzato al di fuori di questa regione, il prodotto potrebbe non funzionare come dalle specifiche riportate.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero di informazioni o trasmessa, in alcuna forma o attraverso alcun tipo di mezzo, elettronico, meccanico o di altra natura, senza previa autorizzazione scritta di EIZO Corporation.

EIZO Corporation non è obbligata a mantenere riservati i materiali o le informazioni ricevute, a meno che non vengano stipulati accordi preventivi relativamente alla ricezione di suddette informazioni da parte di EIZO Corporation. Sebbene il presente manuale contenga informazioni aggiornate, le caratteristiche tecniche dei prodotti EIZO sono soggette a modifiche senza preavviso.

PRECAUZIONI

Importante

Il presente prodotto è stato appositamente regolato per l'uso nella regione in cui è stato originariamente spedito. Se utilizzato al di fuori di questa regione, il prodotto potrebbe non funzionare come dalle specifiche riportate.

Per motivi di sicurezza e per garantire una manutenzione appropriata, leggere attentamente la sezione "PRECAUZIONI" e le informazioni relative alle avvertenze visualizzate sul monitor.

Simboli sul prodotto

Simbolo	Questo simbolo indica
	Interruttore di alimentazione principale: premere per disattivare l'alimentazione principale del monitor.
	Interruttore di alimentazione principale: premere per attivare l'alimentazione principale del monitor.
	Pulsante di accensione/spegnimento: premere per accendere o spegnere il monitor.
	Corrente alternata
	Tensione pericolosa
	ATTENZIONE
	Marchatura RAEE
	Marchatura CE: marchio CE di conformità alle disposizioni delle direttive e/o alle normative del Consiglio (UE).
	Produttore
	Data di produzione
RXonly	Attenzione: le leggi federali (USA) stabiliscono che il presente dispositivo può essere venduto solo previo ordine di un operatore sanitario qualificato. Per uso diagnostico in vitro
EU Importer	Importatore in UE
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Identificativo univoco del dispositivo
	Dispositivo medico-diagnostico in vitro *L'applicabilità ai dispositivi medico-diagnostici in vitro varia in base al Paese.
	Simbolo di riciclaggio del cartone ondulato utilizzato per la confezione
	Simbolo del riciclaggio
	Etichettatura sul cartone ondulato in base alla Direttiva europea sui rifiuti di imballaggio

PRECAUZIONI

Simbolo	Questo simbolo indica
	Limite massimo di impilamento (il numero nel simbolo varia in base al prodotto).
	Alto
	Mantenere asciutto
	Fragile
	Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso

AVVERTENZA



AVVERTENZA

Se l'unità inizia ad emettere fumo e se si percepiscono odore di bruciato o rumori insoliti, scollegare immediatamente tutti i cavi di alimentazione e rivolgersi al rivenditore EIZO.

L'utilizzo di unità con problemi di funzionamento può causare incendi, folgorazioni o danni alle apparecchiature.



AVVERTENZA

Non smontare né modificare l'unità.

L'apertura del rivestimento può causare folgorazioni o ustioni dovute all'alta tensione o all'alta temperatura dei componenti. La modifica dell'unità può causare incendi o folgorazioni.



AVVERTENZA

Per assistenza tecnica, rivolgersi a personale tecnico qualificato.

Non tentare di effettuare personalmente la riparazione del prodotto, in quanto l'apertura o la rimozione dei rivestimenti può causare incendi, folgorazioni o danni all'unità stessa.



AVVERTENZA

Mantenere liquidi e oggetti di piccole dimensioni lontano dall'unità.

Componenti metallici, materiali infiammabili o liquidi caduti accidentalmente nell'unità possono causare incendi, folgorazioni o danni alle apparecchiature.

Nel caso in cui un oggetto o dei liquidi dovessero penetrare nell'unità, scollegare immediatamente l'unità. Richiedere il controllo dell'unità da parte di un tecnico dell'assistenza prima di utilizzarla nuovamente.



AVVERTENZA

Installare l'unità in un luogo stabile e sufficientemente capace.

Se viene installata su una superficie non adatta, l'unità potrebbe cadere, causando lesioni personali.

In caso di caduta dell'unità, scollegare immediatamente l'alimentazione e rivolgersi al proprio rivenditore EIZO. Non continuare ad usare un'unità danneggiata. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.

 AVVERTENZA

Utilizzare l'unità in un luogo appropriato.

Altrimenti si possono verificare incendi, folgorazioni o danni all'apparecchiatura.

- Non installare all'aperto.
- Non installare su mezzi di trasporto (imbarcazioni, aeromobili, treni, autoveicoli, ecc.).
- Non installare in ambienti polverosi o umidi.
- Non installare in ambienti in cui l'acqua può venire a contatto con lo schermo (bagni, cucine, ecc.).
- Non installare in ambienti in cui il vapore può entrare a contatto con lo schermo.
- Non posizionare vicino a fonti di calore o in prossimità di dispositivi di umidificazione.
- Non installare in luoghi in cui il prodotto possa venire a contatto diretto con la luce solare.
- Non installare in ambienti contenenti gas infiammabili.
- Non posizionare in ambienti esposti a gas corrosivi (come, ad esempio, anidride solforosa, acido solfidrico, biossido di azoto, cloro, ammoniaca e ozono).
- Non posizionare in ambienti esposti alla polvere, in atmosfere caratterizzate da componenti in grado di accelerare la corrosione (ad esempio, cloruro di sodio e zolfo) o a contatto con metalli conduttori e così via.



 AVVERTENZA

Tenere le confezioni di plastica fuori dalla portata dei bambini,
onde evitare il pericolo di soffocamento.

 AVVERTENZA

Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione e collegarlo alla presa di corrente standard.

Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa nei limiti nominali indicati sul cavo stesso. Altrimenti si corre il rischio di incendio o folgorazione.

Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz

 AVVERTENZA

Per scollegare il cavo di alimentazione, afferrare la spina in modo saldo e tirare.

Tirando il cavo, è possibile che si danneggi causando incendi o folgorazioni.



OK



 AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere collegato a una presa munita di collegamento a terra.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.



**AVVERTENZA****Utilizzare la tensione di alimentazione corretta.**

- L'unità è progettata per essere utilizzata esclusivamente con una tensione di alimentazione specifica. Il collegamento a una tensione di alimentazione diversa da quella specificata nelle presenti "Istruzioni per l'uso" può causare incendi, folgorazioni o danni all'unità stessa. Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz
- Non sovraccaricare il circuito di alimentazione, onde evitare il verificarsi di incendi o folgorazioni.

**AVVERTENZA****Maneggiare il cavo di alimentazione con cura.**

Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, non tirarlo né annodarlo. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.

**AVVERTENZA****Prestare attenzione a non entrare a contatto con il paziente mentre si tocca il prodotto.**

Questo prodotto non è stato progettato per essere toccato dai pazienti.

**AVVERTENZA****Non toccare la spina e il cavo di alimentazione durante un temporale.**

Diversamente, vi è il rischio di folgorazione.

**AVVERTENZA****Se viene installato un supporto a braccio, fare riferimento al manuale utente del supporto e installare l'unità in modo saldo.**

In caso contrario, l'unità potrebbe staccarsi causando ferite alle persone o danni all'unità stessa.

Prima dell'installazione, assicurarsi che la scrivania, la parete o qualsiasi altra superficie di installazione abbia adeguata forza meccanica.

In caso di caduta dell'unità, scollegare immediatamente l'alimentazione e rivolgersi al proprio rivenditore EIZO. Non continuare ad usare un'unità danneggiata. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni. Per reinstallare il supporto inclinato, utilizzare le stesse viti e stringerle in modo saldo.

**AVVERTENZA****Non toccare un pannello LCD danneggiato a mani nude.**

Se pelle o parti del corpo entrano in contatto diretto con il display, lavare le parti interessate accuratamente.

In caso di penetrazione in bocca o negli occhi, lavare immediatamente le parti interessate con abbondante acqua e rivolgersi al medico. Diversamente, vi è il rischio di reazione tossica.

**AVVERTENZA****Per l'installazione in posizioni elevate, richiedere assistenza a un professionista.**

Se si installa il monitor in una posizione elevata, il prodotto o i relativi componenti potrebbero cadere causando lesioni personali. Per l'installazione del monitor, rivolgersi al nostro personale o a un professionista specializzato in lavori edili, richiedendo anche l'ispezione del prodotto per rilevare eventuali danni o deformità prima e dopo l'installazione del monitor.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Prima di utilizzare il prodotto, verificare lo stato operativo.

Utilizzare il prodotto solo dopo aver verificato che non siano presenti problemi con l'immagine visualizzata.

Quando si utilizzano diverse unità, verificare prima che le immagini vengano visualizzate in modo appropriato.

ATTENZIONE

Fissare saldamente cavi/funi che hanno una funzione di fissaggio.

Se non sono fissati correttamente, questi possono staccarsi e le immagini successive possono essere tagliate e le operazioni potrebbero essere interrotte.

ATTENZIONE

Prima di spostare l'unità, scollegare i cavi e rimuovere gli accessori.




In caso contrario i cavi o gli accessori potrebbero staccarsi durante lo spostamento, causando lesioni personali.

ATTENZIONE

Trasportare o installare l'unità attenendosi ai metodi corretti indicati.

- Quando si sposta il prodotto, tenere saldamente la parte bassa del monitor.
- I monitor da 30 pollici e oltre sono pesanti. Assicurarsi che il disimballaggio e/o il trasporto del monitor venga effettuato da almeno due persone.
- Se il modello del dispositivo ha una maniglia sul retro del monitor, afferrare e tenere saldamente la parte bassa e la maniglia del monitor.

La caduta dell'unità può causare ferite alle persone o danni all'unità stessa.



ATTENZIONE

Prestare attenzione a non pizzicarsi le mani.

Se si applica troppa forza sul monitor per regolarne l'altezza o l'inclinazione, vi è il rischio di pizzicarsi e lesionarsi le mani.

ATTENZIONE

Non ostruire le aperture di ventilazione dell'unità.

- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione.
- Non installare l'unità in ambienti con scarsa ventilazione o minimo spazio disponibile.
- Non utilizzare l'unità adagiata in piano o capovolta.

L'ostruzione delle aperture di ventilazione impedisce il flusso corretto dell'aria e può causare incendi, folgorazioni o danni alle apparecchiature.



⚠ ATTENZIONE

Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

Diversamente, vi è il rischio di folgorazione.

**⚠ ATTENZIONE**

Non collocare oggetti intorno alla spina di alimentazione.

Questo facilita lo scollegamento della spina di alimentazione in caso di problemi per evitare incendi o folgorazioni.

**⚠ ATTENZIONE**

Pulire periodicamente l'area attorno alla spina di alimentazione e l'apertura di ventilazione del monitor.

Se polvere, acqua o olio aderiscono a questa area, è possibile che si verifichino incendi.

⚠ ATTENZIONE

Scollegare l'unità prima di procedere alla pulizia.

Diversamente, è possibile che si verifichino folgorazioni.

⚠ ATTENZIONE

Se si decide di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di rete dopo aver spento l'unità, per una maggiore sicurezza e risparmio energetico.

⚠ ATTENZIONE

Smaltire il presente prodotto in conformità alle normative del luogo o del paese di residenza.

⚠ ATTENZIONE

**Per gli utenti nello Spazio economico europeo e in Svizzera:
Eventuali incidenti seri verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al Produttore e all'Autorità competente dello Stato membro di residenza dell'utente e/o del paziente.**

Ulteriori indicazioni sul monitor

Indicazioni per l'uso

PX3150 è destinato all'uso diagnostico in vitro, al fine di visualizzare immagini digitali di vetrini per istopatologia, preparati a partire da campioni umani, per la revisione e l'interpretazione da parte di medici qualificati. Agevola la revisione e l'interpretazione delle immagini digitali dei vetrini per istopatologia, consentendo al patologo di formulare una diagnosi primaria.

È responsabilità del patologo impiegare procedure idonee e adottare misure di sicurezza appropriate per assicurare la validità dell'interpretazione delle immagini durante l'uso di questo prodotto.

Specificamente per gli Stati Uniti

PX3150 è destinato all'uso diagnostico in vitro, al fine di visualizzare immagini digitali di vetrini per istopatologia acquisite da scanner per imaging sull'intero vetrino con etichetta IVD e visualizzate utilizzando un software per la visualizzazione di immagini patologiche digitali con etichetta IVD che è stato convalidato per l'uso con questo dispositivo.

PX3150 viene usato per la revisione e l'interpretazione delle immagini digitali dei vetrini per istopatologia, agevolando il patologo nella formulazione di una diagnosi primaria. È responsabilità del patologo impiegare procedure idonee e adottare misure di sicurezza appropriate per assicurare la validità dell'interpretazione delle immagini durante l'uso di questo prodotto. Il display non è destinato a visualizzare immagini digitali provenienti da campioni di sezioni congelate, citologici o ematopatologici non fissati in formalina e non inclusi in paraffina (non FFPE).



AVVERTENZA

- L'impostazione predefinita di fabbrica "Patho" (fare riferimento al Manuale di installazione, sezione 5.3.1, Modo CAL Switch) si riferisce al modo d'uso previsto per la patologia digitale. Non utilizzare altri modi per la patologia digitale.
- Questo prodotto potrebbe non essere coperto da garanzia per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Le specifiche riportate in questo manuale sono applicabili se si utilizzano i cavi di alimentazione in dotazione e i cavi segnale specificati da EIZO.
- Utilizzare solo gli accessori EIZO specificati da EIZO per questo prodotto.

Ambiente d'uso previsto

Il dispositivo è destinato alle attività di patologia chirurgica eseguite in un laboratorio di patologia anatomica, in uno studio medico o in un ambiente domestico per la revisione patologica da remoto.

Controindicazioni

Il dispositivo non è destinato all'uso con immagini digitali provenienti da campioni di sezioni congelate, citologici o ematopatologici non fissati in formalina e non inclusi in paraffina (non FFPE).

Utenti previsti

I display per patologia EIZO sono destinati all'uso da parte di medici esperti. Il dispositivo viene inizialmente configurato da tecnici esperti o da membri del personale del reparto IT della struttura sanitaria.

Precauzioni per l'uso

- Se utilizzati per lungo tempo, alcuni componenti (quali, ad esempio, il display LCD e la ventola) potrebbero deteriorarsi. Verificarne periodicamente il corretto funzionamento.
- Se l'immagine dello schermo è cambiata dopo aver visualizzato la stessa immagine per un periodo di tempo prolungato, è possibile che appaia un'immagine residua. Utilizzare la funzione salvaschermo o di sospensione per evitare di visualizzare la stessa immagine per periodi di tempo prolungati. È possibile che appaia un'immagine residua anche dopo un breve periodo di tempo, a seconda dell'immagine visualizzata. In tal caso, è possibile risolvere il problema cambiando l'immagine o lasciando il dispositivo spento per qualche ora.
- Affinché il display del monitor si stabilizzi, sono necessari alcuni minuti. Prima di utilizzare il monitor, attendere qualche minuto dopo averlo acceso o ripristinato dalla modalità di risparmio energetico.
- La visualizzazione prolungata di un'immagine fissa può far apparire sul monitor macchie o provocare effetti di burn-in. Si consiglia di spegnere il monitor periodicamente in modo da ottimizzarne la durata.
- La retroilluminazione del display LCD ha una durata determinata. A seconda del pattern di utilizzo, ad esempio l'utilizzo per lunghi periodi continui, la durata della retroilluminazione potrebbe esaurirsi prima, richiedendo la sostituzione. Quando lo schermo diventa scuro o inizia a riprodurre immagini in modo instabile (sfarfallio), contattare il rivenditore EIZO.
- Lo schermo può presentare pixel difettosi o un numero ridotto di punti luminosi. Ciò è dovuto alle caratteristiche del pannello LCD e non si tratta di un malfunzionamento del prodotto.
- Non esercitare pressioni forti sulla superficie o sui bordi esterni del pannello LCD, in quanto potrebbero insorgere malfunzionamenti nel display come pattern di interferenza, ecc. Pressioni continue sulla superficie del pannello LCD possono deteriorare i cristalli liquidi o danneggiare il pannello. (Qualora i segni delle pressioni rimanessero sul pannello LCD, lasciare il monitor con una schermata bianca o nera. Il problema scomparirà.)
- Non grattare o premere sul pannello LCD con oggetti affilati, perché potrebbe danneggiare il pannello. Non pulire con fazzoletti di carta perché possono graffiare il pannello.
- Non toccare il sensore di calibrazione integrato (sensore anteriore integrato). In caso contrario potrebbe verificarsi una riduzione dell'accuratezza di misurazione o un danno all'apparecchiatura.
- A seconda dell'ambiente, il valore misurato dal sensore di illuminazione integrato potrebbe variare da quello mostrato su un illuminometro indipendente.
- Se il prodotto viene portato in un ambiente freddo o viene spostato da un ambiente freddo a un ambiente caldo oppure se la temperatura aumenta improvvisamente, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie. Qualora ciò si verificasse, non accendere il prodotto. Attendere finché la condensa non scompare del tutto, altrimenti potrebbero verificarsi danni al prodotto.

Per utilizzare il monitor a lungo

Controllo di qualità

- La qualità di visualizzazione dei monitor è influenzata dal livello di qualità dei segnali di ingresso e dalla degradazione del prodotto. Eseguire test di accettazione, controlli visivi e verifiche della costanza periodiche (compreso un controllo scala grigio) in conformità agli standard medici/alle linee guida in base all'applicazione ed eseguire la calibrazione, se necessario. Il software di controllo della qualità del monitor RadiCS opzionale consente di eseguire un controllo della qualità in conformità agli standard medici/alle linee guida. È responsabilità del patologo impiegare procedure idonee e adottare misure di sicurezza appropriate per assicurare la validità dell'interpretazione delle immagini durante l'uso di questo prodotto.
Inoltre, il software semplificato di controllo della qualità del monitor RadiCS LE può essere utilizzato anche per eseguire calibrazioni e gestirne la cronologia. RadiCS LE può essere scaricato dal nostro sito Web (www.eizoglobal.com).
- Attendere almeno 15 minuti dopo aver acceso o ripristinato il monitor dalla modalità di risparmio energetico prima di eseguire test vari per il controllo della qualità, la calibrazione o la regolazione dello schermo del monitor.
- Si consiglia di impostare i monitor al livello consigliato di luminosità o a un livello inferiore per ridurre eventuali cambiamenti di luminosità causati da un uso prolungato e per mantenere stabile la luminosità.
- Per regolare i risultati di misurazione del sensore di calibrazione integrato (Sensore anteriore integrato) e del sensore esterno opzionale, effettuare la correlazione tra il Sensore anteriore integrato e il sensore esterno utilizzando RadiCS/RadiCS LE. Una correlazione periodica permette di mantenere il risultato delle misurazioni del Sensore anteriore integrato a un livello equivalente a quello del sensore esterno. Per informazioni dettagliate sulla correlazione, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso di RadiCS/RadiCS LE.
- Per garantire che le misurazioni del sensore di illuminazione integrato siano equivalenti a quelle di un misuratore di illuminazione, eseguire la correlazione del sensore di illuminazione utilizzando RadiCS/RadiCS LE. Per informazioni dettagliate sulla correlazione del sensore di illuminazione, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso di RadiCS/RadiCS LE.

Attenzione

- Lo stato del display del monitor può cambiare inaspettatamente a causa di un errore di funzionamento o di una modifica imprevista della configurazione. Dopo aver regolato lo schermo, si consiglia di utilizzare il monitor con gli interruttori di alimentazione bloccati. Per informazioni dettagliate sulla configurazione, fare riferimento al Manuale di installazione (sul CD-ROM).

Pulizia

- Si consiglia una pulizia periodica al fine di mantenere in ottimo stato il prodotto e prolungarne la durata utile.
- Rimuovere delicatamente lo sporco dal prodotto con una piccola quantità di acqua o un panno morbido inumidito con un detergente delicato diluito in acqua.

Attenzione

- Non utilizzare mai solventi, benzene, cera o detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare il prodotto.
- L'uso di alcol o altre sostanze chimiche per la disinfezione può causare crepe, alterazioni della luminosità, scolorimento, sbiadimento o deterioramento della qualità dell'immagine visualizzata. Prestare attenzione ai seguenti punti durante l'utilizzo del prodotto.
 - Non portare il prodotto a diretto contatto con agenti chimici.
 - Non utilizzare salviette bagnate impregnate di soluzione chimica, poiché potrebbero contenere molto liquido.
 - Evitare che entrino sostanze chimiche nelle aperture o all'interno del prodotto.
- Per maggiori informazioni sulla pulizia e la disinfezione, fare riferimento al nostro sito Web. Come verificare: Per eseguire la ricerca, accedere a www.eizoglobal.com e digitare "disinfect" nella casella di ricerca.

Disinfezione con sostanze chimiche

- Strofinare delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente.

Per disinfettare il prodotto, si consiglia di usare sostanze chimiche testate da EIZO (vedere la seguente tabella). Si precisa che l'uso di tali sostanze chimiche non garantisce che il prodotto non si danneggi o si deteriori.

Classificazione	Tipologia chimica	Concentrazione
Alcoli	Etanolo	70% v/v
Alcoli	Isopropanolo	70% v/v
A base di cloro	Ipoclorito di sodio	0,1%
Tensioattivi anfoteri	Cloridrato di alchilediamminoetilglicina	0,2%
Sale di ammonio quaternario	Cloruro di benzalconio	0,2%
Biguanide	Clorexidina gluconato	0,1%
Agente ossidante	Soluzione a base di perossido di idrogeno	0,5%

Per un buon utilizzo del monitor

- Una schermata eccessivamente scura o chiara potrebbe causare danni alla vista. Regolare la luminosità del monitor in relazione alle condizioni ambientali.
- Fissare il monitor troppo a lungo affatica la vista. Si raccomanda una pausa di 10 minuti ogni ora.
- Fissare lo schermo dalla corretta distanza e angolazione.

Avvertenze e responsabilità in materia di sicurezza informatica

- L'aggiornamento del firmware deve essere eseguito attraverso EIZO Corporation o il relativo distributore.
- Se si ricevono indicazioni da EIZO Corporation o dal relativo distributore sulla necessità di aggiornare il firmware, aggiornarlo immediatamente.

CONTENUTI

PRECAUZIONI	3
Importante	3
Simboli sul prodotto	3
AVVERTENZA	5
ATTENZIONE	8
Ulteriori indicazioni sul monitor	10
Indicazioni per l'uso	10
Ambiente d'uso previsto	10
Controindicazioni	10
Utenti previsti	11
Precauzioni per l'uso	11
Per utilizzare il monitor a lungo	12
Controllo di qualità	12
Pulizia	12
Disinfezione con sostanze chimiche	14
Per un buon utilizzo del monitor	14
Avvertenze e responsabilità in materia di sicurezza informatica	14
1 Introduzione	17
1.1 Caratteristiche	17
1.1.1 Cablaggio semplice	17
1.1.2 Supporta la visualizzazione video e l'alimentazione con un singolo collegamento via cavo USB Type-C	17
1.1.3 Controllo di qualità	18
1.1.4 Funzione docking station	18
1.1.5 Design salvaspazio	18
1.1.6 Funzionamento del monitor con mouse e tastiera	18
1.2 Contenuto della confezione	19
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk	19
1.3 Comandi e funzioni	20
1.3.1 Vista anteriore	20
1.3.2 Retro	21
2 Installazione/collegamento	23
2.1 Prima dell'installazione	23
2.1.1 Condizioni di installazione	23
2.2 Collegamento dei cavi	23
2.3 Accensione dell'unità	27
2.4 Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione dello schermo	28
3 Problema: nessuna immagine	29

4	Specifiche	31
4.1	Elenco delle specifiche.....	31
4.1.1	Display LCD	31
4.1.2	Segnali video	31
4.1.3	USB.....	32
4.1.4	Rete	32
4.1.5	Alimentazione	32
4.1.6	Specifiche fisiche	32
4.1.7	Condizioni ambientali.....	33
4.1.8	Trasporto/condizioni di stoccaggio.....	33
4.2	Risoluzioni compatibili.....	33
4.3	Accessori.....	34
	Appendice	35
	Standard applicabile.....	35
	Classificazione dell'apparecchio	35
	Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)	36
	Ambiente d'uso previsto.....	36
	Descrizioni tecniche	38

1 Introduzione


Grazie per aver scelto un monitor LCD a colori EIZO.

1.1 Caratteristiche

1.1.1 Cablaggio semplice

Il monitor è dotato di un terminale di uscita USB Type-C® (USB-C®).


Dal terminale di uscita è possibile emettere un segnale a un altro monitor.



1.1.2 Supporta la visualizzazione video e l'alimentazione con un singolo collegamento via cavo USB Type-C

Questo prodotto è dotato di un connettore USB-C e supporta la trasmissione di segnali video (DisplayPort™ Alt Mode) e l'alimentazione (USB Power Delivery).

Fornisce una potenza massima di 94 W a un PC notebook collegato quando viene utilizzato come monitor esterno.




Nota

- Per visualizzare i segnali video, il dispositivo collegato deve supportare la trasmissione di segnali video (DisplayPort Alt Mode).
- Per utilizzare la funzione di ricarica, il dispositivo collegato deve supportare la ricarica del dispositivo tramite USB Power Delivery.
- La fornitura di potenza fino a 94 W è possibile solo utilizzando i seguenti cavi USB:
 - CC150SS81G-5A (in dotazione)
- I dispositivi collegati possono essere caricati anche quando il monitor è in modalità di risparmio energetico.

1.1.3 Controllo di qualità


- Il monitor dispone di un sensore di calibrazione integrato (Sensore anteriore integrato). Questo sensore consente al monitor di eseguire la calibrazione (SelfCalibration) e Con. scala grigio in modo indipendente.



- Il software di controllo della qualità del monitor RadiCS consente di eseguire controllo della qualità, calibrazione e gestione della cronologia in conformità agli standard medici/alle linee guida.


1.1.4 Funzione docking station

Questo prodotto è dotato di una porta LAN e di un hub USB per poter essere utilizzato come docking station. Collegando un cavo USB-C, è possibile creare un ambiente di rete stabile anche su notebook o tablet non dotati di porte LAN. È inoltre possibile il collegamento a periferiche USB e ricaricare gli smartphone (vedere la sezione "Uso della funzione docking station" nel Manuale di installazione).



1.1.5 Design salvaspazio

Sono disponibili più connettori USB (upstream). È possibile azionare più PC utilizzando un set di dispositivi USB (mouse, tastiera, ecc.).



Attenzione

- Nel prodotto sono inclusi un cavo segnale e un cavo USB 2.0. Quando ci si connette come descritto sopra, preparare separatamente il numero richiesto.

1.1.6 Funzionamento del monitor con mouse e tastiera

Utilizzando il software di controllo della qualità del monitor RadiCS/RadiCS LE, è possibile eseguire le seguenti operazioni del monitor con il mouse e la tastiera:

- Commutazione dei modi CAL Switch

- Commutazione dei segnali di ingresso
- Funzione che assegna un modo CAL Switch a una parte dello schermo e mostra un'immagine (Point-and-Focus)
- Per visualizzare o nascondere la finestra secondaria PinP (Hide-and-Seek)
- Commutazione di PC che utilizzano dispositivi USB (Switch-and-Go)
- Accesso alla modalità di risparmio energetico (Backlight Saver)

Nota

- Il software RadiCS/RadiCS LE consente di visualizzare o nascondere la finestra secondaria PinP e commutare contemporaneamente il PC utilizzato per azionare dispositivi USB. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, fare riferimento al Manuale utente di RadiCS/RadiCS LE.

1.2 Contenuto della confezione

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi nella confezione. Qualora qualche elemento risultasse mancante o danneggiato, contattare il rivenditore locale EIZO.

Nota

- Si consiglia di conservare i materiali della confezione e dell'imballaggio in modo da poterli utilizzare per lo spostamento e il trasporto del prodotto.

- Monitor
- Cavo di alimentazione



- Cavo segnale digitale (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 1



- Cavo USB 2.0 (USB-A-USB-B): UU300 x 1



- Cavo USB-C (da USB-C a USB-C): CC150SS81G-5A x 1



- EIZO LCD Utility Disk
- Istruzioni per l'uso


1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

Il disco contiene i seguenti elementi. Per istruzioni su come fare riferimento a ciascun elemento, fare riferimento a "Readme.txt" sul disco.

- File Readme.txt
- Istruzioni per l'uso
 - Istruzioni per l'uso di questo monitor
 - Manuale per l'installazione del monitor
- Schema dimensioni


1.3 Comandi e funzioni

1.3.1 Vista anteriore



1. Sensore anteriore integrato (mobile)	Questo sensore viene utilizzato per eseguire la calibrazione e Con. scala grigio.
2. Sensore di illuminazione	Questo sensore misura l'illuminazione ambientale. La misurazione dell'illuminazione ambientale viene eseguita utilizzando il software di controllo della qualità RadiCS/RadiCS LE.
3. Interruttori di alimentazione	Visualizza la guida per l'uso. Impostare i menu in base alla guida per l'uso.
4. Interruttore di alimentazione	Accende o spegne l'unità. L'indicatore dell'interruttore si illumina quando si accende l'unità. Il colore dell'indicatore varia a seconda dello stato operativo del monitor. Verde: modalità di funzionamento normale, arancione: modalità di risparmio energetico, disattivato: alimentazione principale o alimentazione disattivata

1.3.2 Retro



1. Maniglia	Questa maniglia è utilizzata per il trasporto. Attenzione Durante il trasporto tenere saldamente il monitor dalla maniglia posta sulla parte inferiore, senza esercitare pressione sul display LCD né lasciar cadere il monitor. Non tenere la sezione del sensore sul lato anteriore del monitor.
2. Supporto	Regolare l'altezza e l'angolazione (inclinazione e rotazione) del monitor.
3. Interruttore di alimentazione principale	Consente di attivare o disattivare l'alimentazione principale. ○: Disattivata, : Attivata
4. Connettore di alimentazione	Consente di collegare il cavo di alimentazione.
5. Fissaggio lucchetto di sicurezza	Conforme al sistema di sicurezza MicroSaver di Kensington.
6. Fermacavi	Consente di organizzare i cavi in modo ordinato.
7. Connettore USB-A (downstream)	Consente di collegare una periferica USB (vedere la sezione "Uso della funzione docking station" nel Manuale di installazione).
8. Connettore HDMI	Consente di collegare un PC con uscita di segnale HDMI.
9. Connettore DisplayPort	Consente di collegare un PC con uscita di segnale DisplayPort.

10. Connettore USB-C (upstream)	Consente di collegare un PC con uscita di segnale USB-C. Consente inoltre di trasmettere il segnale USB necessario per l'utilizzo di software che richiedono una connessione USB o la funzione docking station (vedere la sezione "Uso della funzione docking station" nel Manuale di installazione).
11. Connettore USB-C (downstream)	Per effettuare un collegamento a catena, collegare il cavo al connettore USB-C upstream di un altro monitor. È inoltre possibile il collegamento a una periferica USB (vedere la sezione "Uso della funzione docking station" nel Manuale di installazione).
12. Porta LAN	Consente di collegare un hub di rete o un router con un cavo LAN per utilizzare la connessione di rete della funzione docking station (vedere la sezione "Uso della funzione docking station" nel Manuale di installazione).
13. Connettore USB-B (upstream)	Consente di collegare un computer quando si utilizza un software che richiede un collegamento USB su un PC senza collegamento USB-C o quando si utilizza la funzione di hub USB di questo prodotto.

2 Installazione/collegamento

2.1 Prima dell'installazione

Leggere attentamente la sezione [PRECAUZIONI \[► 3\]](#) e osservare sempre le istruzioni.

Se si posiziona il prodotto su una superficie con rivestimento in vernice, il colore di quest'ultima potrebbe aderire alla base del supporto a causa della composizione della gomma di quest'ultimo. Prima di utilizzare il prodotto, verificare la superficie di appoggio.

2.1.1 Condizioni di installazione

Se si installa il monitor in un rack, accertarsi che vi sia spazio a sufficienza ai margini, sul retro e intorno alla parte superiore del monitor.

Attenzione

- Collocare il monitor lontano da fonti luminose che possono interferire con il display.


2.2 Collegamento dei cavi

Attenzione

- Verificare che il monitor, il PC e le periferiche siano scollegati dall'alimentazione elettrica prima del collegamento.
- Quando si sostituisce il monitor precedente con questo, vedere la sezione [4.2 Risoluzioni compatibili \[► 33\]](#) per cambiare le impostazioni del PC relative alla risoluzione e alla frequenza di scansione verticale applicando quelle disponibili per questo monitor, prima di collegare il PC.
- Se i cavi sono difficili da inserire, regolare l'angolazione dello schermo.
- Tutti i dispositivi collegati a questo prodotto devono essere conformi a IEC60601-1, IEC62368-1, IEC61010-1 o altri standard IEC/ISO.

1. Collegare i cavi segnale.
Controllare la forma dei connettori e collegare i cavi.

Nella visualizzazione a finestra singola




Attenzione

- Nella configurazione predefinita viene visualizzato il segnale dal connettore DisplayPort 1. Se si desidera visualizzare il segnale da un altro connettore, commutare il segnale di ingresso (vedere la sezione "Commutazione dei segnali di ingresso" nel Manuale di installazione).
- Se si sta utilizzando USB-C non solo per la visualizzazione video ma anche per il controllo della qualità del monitor con RadiCS/RadiCS LE e si collegano dispositivi USB (periferiche che supportano USB), è necessario impostare "Selezione USB" su "USB-C" nel menu Impostazioni. Per i dettagli, vedere la sezione "Selezione USB" nel Manuale di installazione.
- I segnali HDMI® potrebbero essere visualizzati in un intervallo limitato.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Nella visualizzazione PinP (finestra secondaria)

Esempio: utilizzo del connettore HDMI




Attenzione

- Per eseguire la visualizzazione PinP (finestra secondaria) è necessario configurare l'impostazione "Impostazioni PinP" nel menu Impostazioni. Per i dettagli, vedere la sezione "Impostazioni PinP" nel Manuale di installazione.
- Quando un segnale HDMI viene visualizzato su un singolo schermo, la funzione di visualizzazione PinP (finestra secondaria) non può essere utilizzata.



Quando si collegano altri monitor usando un collegamento a catena


L'ingresso del segnale al connettore DisplayPort 1 o al connettore USB-C (upstream: ) verrà trasmesso ad un altro monitor.



Attenzione

- Visitare il sito web EIZO per informazioni sui monitor e le schede grafiche da utilizzare per il collegamento a catena: (www.eizoglobal.com)
- Per configurare un collegamento a catena, eseguire il collegamento al connettore DisplayPort 1 o al connettore USB-C (upstream: ). È inoltre necessario configurare l'impostazione "Daisy Chain" nel menu Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate su come accedere al menu impostazioni amministratore e su come configurare le impostazioni, vedere "Impostazioni amministratore" nel Manuale di installazione.
- Per impostazioni di fabbrica, sulla porta USB-C (downstream: ) è posta una copertura. Rimuovere la copertura per l'utilizzo.

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e il connettore di alimentazione al monitor.
Inserire completamente il cavo di alimentazione nel monitor.
3. Se non si utilizza un collegamento USB-C e si utilizza RadiCS/RadiCS LE o si collegano dispositivi USB (periferiche che supportano USB) al monitor, collegare un cavo USB 2.0 dal connettore USB-B sul monitor al connettore USB-A sul PC.



Quando si utilizza una connessione USB-C e RadiCS/RadiCS LE o si collegano dispositivi USB (periferiche che supportano USB) al monitor, impostare "Selezione USB" su "USB-C" nel menu Impostazioni (vedere la sezione "Selezione USB" nel Manuale di installazione).

Attenzione

- Quando si collega il monitor a un PC su cui è installato RadiCS/RadiCS LE, collegarlo tramite USB-B 1 () o USB-C (upstream: ).
- Prima di utilizzare USB-B 2 (), rimuovere la copertura. Inoltre, modificare l'impostazione "Selezione USB" nel menu Impostazioni (vedere la sezione "Selezione USB" nel Manuale di installazione).

2.3 Accensione dell'unità

1. Toccare  per attivare l'alimentazione del monitor.
L'indicatore dell'interruttore di alimentazione del monitor si illumina di verde.
Se l'indicatore non si accende, vedere la sezione [3 Problema: nessuna immagine](#) [► 29](#).

Nota

- Toccando uno qualsiasi degli interruttori operativi ad eccezione di  quando il monitor è spento,  inizia a lampeggiare indicando la posizione dell'interruttore di alimentazione.

2. Accendere il PC.
Viene visualizzata l'immagine dello schermo.
Se non viene visualizzata alcuna immagine, vedere la sezione [3 Problema: nessuna immagine](#) [► 29](#) per ulteriori informazioni.

Attenzione


- Quando si effettua per la prima volta il collegamento o si modifica il metodo di collegamento, le impostazioni di visualizzazione quali risoluzione e scala potrebbero non essere adeguate. Assicurarsi che il PC sia configurato correttamente.
- Per motivi di risparmio energetico, si consiglia di spegnere il pulsante di accensione/ spegnimento. Quando non si utilizza il monitor, spegnere l'alimentazione principale o scollegare la spina di alimentazione in modo da interrompere completamente l'alimentazione.

Nota

- Per ottimizzare la durata del monitor impedendo la riduzione di luminosità e ridurre il consumo di energia, effettuare le seguenti operazioni:
 - Utilizzare la funzione di sospensione del computer o la modalità standby (risparmio energetico) del monitor.
 - Al termine dell'uso, spegnere sempre il monitor.

2.4 Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione dello schermo

Afferrare i lati superiore e inferiore o destro e sinistro del monitor con entrambe le mani, quindi regolarne l'altezza, l'inclinazione e la rotazione fino a ottenere la posizione di lavoro ottimale.



Attenzione
• Al termine della regolazione, assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente. • Dopo aver regolato l'altezza e l'angolo, far passare i cavi nel fermacavi.

3 Problema: nessuna immagine

L'indicatore dell'interruttore di alimentazione non si accende

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Accendere l'interruttore di alimentazione principale sul retro del monitor.
- Toccare .
- Spegnerne l'interruttore di alimentazione principale sul retro del monitor, quindi riaccenderlo dopo alcuni minuti.

L'indicatore dell'interruttore di alimentazione si accende: Verde

- Aumentare i parametri "Luminosità", "Contrasto" o "Guadagno" nel menu impostazioni. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione "Regolazioni/Impostazioni avanzate" nel Manuale di installazione.
- Scollegare l'alimentazione sul retro del monitor, quindi collegarla di nuovo.

L'indicatore dell'interruttore di alimentazione si accende: Arancione

- Commutare il segnale di ingresso. Per i dettagli, fare riferimento al paragrafo relativo a regolazioni di base/impostazioni nel Manuale di installazione.
- Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera.
- Controllare che il PC sia acceso.
- Verificare che il cavo segnale sia collegato correttamente. Collegare i cavi segnale ai connettori del segnale di ingresso corrispondente.
- Scollegare l'alimentazione sul retro del monitor, quindi collegarla di nuovo.

L'indicatore dell'interruttore di alimentazione lampeggia: Arancione, verde

- Collegare utilizzando un cavo segnale specificato da EIZO. Spegnerne quindi l'interruttore di alimentazione principale sul retro del monitor, quindi riaccenderlo dopo alcuni minuti.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Nessun segnale"

Esempio:




- Il messaggio mostrato sopra potrebbe essere visualizzato perché alcuni PC non emettono un segnale subito dopo l'accensione.
- Controllare che il PC sia acceso.
- Verificare che il cavo segnale sia collegato correttamente. Collegare i cavi segnale ai connettori del segnale di ingresso corrispondente.

- Il connettore USB-C (downstream: ) viene utilizzato per l'uscita quando si effettua un collegamento a catena. Non viene visualizzata alcuna immagine anche se è stato eseguito il collegamento a un computer.
- Commutare il segnale di ingresso. Per i dettagli, fare riferimento al paragrafo relativo a regolazioni di base/impostazioni nel Manuale di installazione.
- Scollegare l'alimentazione sul retro del monitor, quindi collegarla di nuovo.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Errore segnale"

Esempio:



- Verificare che l'impostazione del PC corrisponda ai requisiti di risoluzione e di frequenza di scansione verticale del monitor (vedere la sezione [4.2 Risoluzioni compatibili \[▶ 33\]](#)).
- Riavviare il PC.
- Selezionare la configurazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale utente della scheda grafica.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "DP non supportato"



- Verificare che il cavo collegato sia un cavo segnale consigliato da EIZO.
- Verificare che la porta USB-C del dispositivo collegato supporti l'uscita di segnali video (modalità Alt DisplayPort). Per ulteriori dettagli, contattare il produttore del dispositivo.
- Collegare un cavo DisplayPort o un cavo HDMI.

4 Specifiche

4.1 Elenco delle specifiche

4.1.1 Display LCD

Tipo	IPS (antiriflesso)
Retroilluminazione	LED
Dimensioni	30,5" (77,5 cm)
Risoluzione	4096 punti x 2160 linee
Area di visualizzazione (O x V)	685,7 mm x 361,6 mm
Pixel Pitch (O x V)	0,1674 mm x 0,1674 mm
Colori del display	Colore a 10 bit (DisplayPort/USB-C): fino a 1,07 miliardi di colori (su una gamma di circa 543 miliardi di colori) Colore a 8 bit (DisplayPort/USB-C/HDMI): 16,77 milioni di colori (su una gamma di circa 543 miliardi di colori)
Angolo di visualizzazione (O/V, tipico)	178°/178°
Luminosità consigliata	370 cd/m ²
Rapporto di contrasto (tipico)	1800:1
Tempo di risposta (tipico)	12,5 ms ((Tr + Tf)/2)

4.1.2 Segnali video

Terminali d'ingresso		DisplayPort x 2, USB-C (modalità Alt DisplayPort) x 1, HDMI x 1
Terminali di uscita		USB-C (modalità Alt DisplayPort) x 1
Frequenza di scansione orizzontale	DisplayPort, USB-C	Da 31 kHz a 134 kHz
	HDMI	Da 31 kHz a 136 kHz
Frequenza di scansione verticale ^{*1}		59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)
Modalità Frame Synchronization		59 Hz–61 Hz
Dot clock	DisplayPort, USB-C	Da 25 MHz a 570 MHz
	HDMI	Da 25 MHz a 600 MHz

^{*1} La frequenza di scansione verticale supportata varia in base alla risoluzione. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione [4.2 Risoluzioni compatibili](#) [► 33].

4.1.3 USB

Porta	Upstream	USB-C x 1, USB-B x 2
	Downstream	USB-A x 3, USB-C x 1
Standard		USB Specification Revision 2.0
Velocità di comunicazione		480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps
Alimentazione	Upstream	USB-C: massimo 94 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/4,7A)
	Downstream	USB-A: massimo 500 mA per porta USB-C: massimo 15 W (5 V/3 A)

4.1.4 Rete

Porta	RJ-45 (adattatore USB LAN)
Sistemi operativi supportati* ¹	Windows 11 o versioni successive macOS Monterey (12) o versioni successive
LAN cablata	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

*¹ Il supporto di EIZO terminerà con la cessazione del supporto del fornitore dell'OS.

4.1.5 Alimentazione

Ingresso	100–240 VAC±10%, 50/60 Hz, 2,65–1,15 A
Massimo consumo di energia	260 W o meno* ¹
Modalità di risparmio energetico	0,5 W o inferiore* ²
Modalità standby	0,5 W o inferiore* ³

*¹ "CAL Switch Mode" : "Custom," "Luminosità" : "100%," Collegamento di carico esterno

*² Quando si utilizza l'ingresso DisplayPort 1, si imposta "Risp.energ." : "Alto," "DP Power Save" : "On," "Daisy Chain" - "Uscita" : "Off", e non si collega la porta USB upstream, nessun carico esterno è collegato

*³ Quando si imposta "DP Power Save" : "On," "Daisy Chain" - "Uscita" : "Off" e non si collega la porta USB upstream, nessun carico esterno è collegato

4.1.6 Specifiche fisiche

Dimensioni (L x A x P)	721,0 mm x 469,5 mm–569,5 mm x 225,1 mm (inclinazione: 0°) 721,0 mm x 507,9 mm–607,9 mm x 273,8 mm (inclinazione: 30°)
Dimensioni (L x A x P) (senza supporto)	721,0 mm x 401,0 mm x 73,0 mm
Peso netto	Circa 12,4 kg
Peso netto (senza supporto)	Circa 8,2 kg
Intervallo di regolazione altezza	100 mm (inclinazione: 0°)
Inclinazione	Verso l'alto 30°, verso il basso 5°
Giro	70°

4.1.7 Condizioni ambientali

Temperatura	0 °C–35 °C ^{*1}
Umidità	20%–80% R.H. (no condensa)
Pressione aria	540 hPa–1060 hPa

^{*1} Se utilizzato per immagini mediche, utilizzare a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.

4.1.8 Trasporto/condizioni di stoccaggio

Temperatura	-20 °C–60 °C
Umidità	10%–90% R.H. (no condensa)
Pressione aria	200 hPa–1060 hPa

4.2 Risoluzioni compatibili

Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito.

✓: Supportata, -: Non supportata

Risoluzione	Frequenza di scansione verticale (Hz)	DisplayPort/USB-C		HDMI	
		Visualizzazione a finestra singola	Visualizzazione PinP	Visualizzazione a finestra singola	Visualizzazione PinP
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	-	-	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	-	-	✓	✓
720 x 480	60,000	-	-	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	59,963	-	✓	-	✓
1200 x 1920	59,940	-	✓	-	✓
1280 x 720	59,940	-	-	✓	✓
1280 x 720	60,000	-	-	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	60,000	✓	✓	✓	✓
1920 x 1080	59,940	-	-	✓	✓
1920 x 1080	60,000	-	-	✓	✓
1920 x 1200	59,950	-	✓ ^{*1}	-	✓ ^{*1}
3840 x 2160	59,940	-	-	✓	-
3840 x 2160	59,997	✓	-	-	-
3840 x 2160	60,000	-	-	✓	-
4096 x 2160	59,940	-	-	✓	-
4096 x 2160	59,983	✓ ^{*1}	-	-	-
4096 x 2160	60,000	-	-	✓ ^{*1}	-

^{*1} Risoluzione consigliata

4.3 Accessori

I seguenti accessori sono disponibili separatamente.

Per informazioni aggiornate sugli accessori opzionali e sulle più recenti schede grafiche compatibili, fare riferimento al nostro sito Web.

(www.eizoglobal.com)

Kit calibrazione	RadiCS UX2 Ver.5.2.4 o successiva RadiCS Version Up Kit Ver.5.2.4 o successiva
Software di gestione QC di rete	RadiNET Pro ^{*1}
Comoda illuminazione per sale lettura	RadiLight
Cavo segnale (USB-C-DisplayPort)	CP200

^{*1} Per le versioni compatibili di RadiNET Pro, contattare il rivenditore EIZO.

Appendice

Standard applicabile

- Deve essere garantita la conformità del sistema finale allo standard IEC60601-1 o IEC61010-1.
- L'apparecchio alimentato con corrente può emettere onde elettromagnetiche che potrebbero influenzare, limitare o causare problemi di funzionamento del prodotto. Installare l'apparecchio in un ambiente controllato, in cui tali effetti possano essere evitati.

Classificazione dell'apparecchio

- Tipo di protezione contro folgorazioni: Classe I
- Classe CEM
 - IEC60601-1-2 Gruppo 1 Classe B
 - IEC61326-2-6 Gruppo 1 Classe B
- Classificazione del dispositivo (UE IVDR): Classe A
- Modalità di funzionamento: continua
- Classe IP: IPX0
- Categoria di sovratensione: II
- Grado di inquinamento: 2

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

PX3150 consente di visualizzare immagini mediche in modo appropriato.

Ambiente d'uso previsto

PX3150 è destinato all'uso nei seguenti ambienti:

- Strutture sanitarie professionali come cliniche e ospedali
- Abitazioni, quali case e residenze, nell'ambito dell'assistenza sanitaria domiciliare

I seguenti ambienti non sono adatti all'uso di PX3150.

- Ambienti di assistenza sanitaria domiciliare escluse le abitazioni
- In prossimità di apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza, come bisturi elettrochirurgici
- In prossimità di apparecchiature per terapia a onde corte
- Stanza con schermatura alla radiofrequenza dei sistemi di apparecchiature mediche per la risonanza magnetica
- In ambienti speciali schermati
- Installata su veicoli, comprese le ambulanze
- Altri ambienti speciali

L'ambiente elettromagnetico deve essere valutato prima del funzionamento di PX3150.

AVVERTENZA

- PX3150 richiede particolari precauzioni per quanto riguarda la CEM e l'installazione. È necessario leggere attentamente le informazioni sulla compatibilità elettromagnetica e la sezione "PRECAUZIONI" del presente documento, e osservare le seguenti istruzioni per l'installazione e il funzionamento del prodotto.

AVVERTENZA

- Non utilizzare i prodotti PX3150 in prossimità o a stretto contatto con altri apparecchi. Se ciò fosse inevitabile, tenere sotto controllo l'apparecchiatura o il sistema in modo da verificarne il corretto funzionamento nella configurazione prescelta.

AVVERTENZA

- Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e altre fonti di forti radiazioni elettromagnetiche (ad esempio, sorgenti RF intenzionali non schermate come telefoni cellulari o tablet e componenti associati come antenne esterne e cavi per antenne) non devono essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte di PX3150, compresi i cavi specificati nella documentazione del prodotto. In caso contrario, si potrebbero pregiudicare le prestazioni dell'apparecchiatura.

AVVERTENZA

- Chiunque colleghi dispositivi aggiuntivi agli elementi di ingresso o di uscita dei segnali configura di fatto un sistema medico-diagnostico in vitro o sistema medico di altro tipo ed è quindi responsabile della conformità di tale sistema ai requisiti di IEC61326-2-6 o IEC60601-1-2.

AVVERTENZA

- Non toccare i connettori di ingresso/uscita dei segnali durante l'uso di PX3150. Ciò potrebbe compromettere l'immagine visualizzata.

 AVVERTENZA
L'uso di PX3150 in un ambiente asciutto, specialmente in presenza di materiali sintetici (indumenti sintetici, tappeti ecc.) potrebbe causare scariche elettrostatiche dannose che potrebbero compromettere la correttezza dei risultati.

 AVVERTENZA
PX3150 è destinato all'uso per l'ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE. Se si sospetta che le prestazioni siano influenzate da interferenze elettromagnetiche, è possibile ripristinare il corretto funzionamento aumentando la distanza tra PX3150 e la fonte di disturbo.

 AVVERTENZA
Assicurarsi di utilizzare i cavi collegati al prodotto o i cavi specificati da EIZO. L'utilizzo di cavi diversi da quelli specificati o forniti da EIZO per questa apparecchiatura potrebbe causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e il funzionamento non corretto.

Porta del segnale	Lunghezza max.	Schermatura	Nucleo di ferrite	Cavo consigliato
DisplayPort	3 m	Schermato	Senza nucleo di ferrite	PP300-V14
HDMI	3 m	Schermato	Con nucleo di ferrite	HH300PR
USB-C (upstream)	1,5 m	Schermato	Senza nucleo di ferrite	CC150SS81G-5A
USB-C (downstream)	2 m	Schermato	Senza nucleo di ferrite	-
USB-B (upstream)	3 m	Schermato	Con nucleo di ferrite	UU300/MD-C93
USB-A (downstream)	3 m	Schermato	Senza nucleo di ferrite	-
Ethernet	30 m	Non schermato	Senza nucleo di ferrite	-
Entrata CA (o ingresso CA)	3 m	Non schermato	Senza nucleo di ferrite	Con filo di messa a terra

Descrizioni tecniche

Emissioni elettromagnetiche

PX3150 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

È compito del cliente o dell'utente di PX3150 assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato in tale ambiente.

Test di emissione	Conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Emissioni RF CISPR11	Gruppo 1	I prodotti PX3150 utilizzano l'energia a radiofrequenza solo per il loro funzionamento interno. Pertanto, le loro emissioni RF sono molto basse e tali da non causare alcuna interferenza in altre apparecchiature elettroniche in loro prossimità.
Emissioni RF CISPR11	Classe B	PX3150 è adatto all'utilizzo in qualsiasi ambiente, compresi gli ambienti abitativi e quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione, tipica degli edifici ad uso residenziale.
Emissioni armoniche IEC61000-3-2	Classe D	
Variazioni di tensione/ emissioni di sfarfallio IEC61000-3-3	Conforme	

Immunità elettromagnetica nello standard IEC61326-2-6

PX3150 è stato sottoposto a test ai seguenti livelli di conformità (C) in base ai requisiti di test (T) per strutture sanitarie professionali e per l'assistenza sanitaria domiciliare specificati nello standard IEC61326-2-6.

È compito del cliente o dell'utente di PX3150 assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato in tali ambienti.

Test di immunità	Livello test (T)	Livello di conformità (C)	Ambiente elettromagnetico - guida
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV scarico contatto ±15 kV scarico aria	±8 kV scarico contatto ±15 kV scarico aria	I pavimenti dovrebbero essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Qualora i pavimenti siano ricoperti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno al 30%.
Transienti elettrici veloci/burst IEC61000-4-4	±2 kV linee di alimentazione ±2 kV linee di segnale I/O/di controllo	±2 kV linee di alimentazione ±2 kV linee di segnale I/O/di controllo	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Sovracorrente momentanea IEC61000-4-5	±1 kV linea a linea ±2 kV linea a massa	±1 kV linea a linea ±2 kV linea a massa	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC61000-4-11	0% U_T (100% di caduta su U_T) 0,5 cicli e 1 ciclo 70% U_T (30% di caduta su U_T) 25 cicli/50 Hz 0 % U_T (100 % di caduta su U_T) 250 cicli/50 Hz	0% U_T (100% di caduta su U_T) 0,5 cicli e 1 ciclo 70% U_T (30% di caduta su U_T) 25 cicli/50 Hz 0 % U_T (100 % di caduta su U_T) 250 cicli/50 Hz	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente dell'apparecchio PX3150 necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni dell'alimentazione di corrente, è consigliabile alimentare l'apparecchio PX3150 con un gruppo di continuità o una batteria.
Campi magnetici della frequenza di rete IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	I campi magnetici della frequenza di rete devono mantenersi ai livelli caratteristici per l'ubicazione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Il prodotto deve essere tenuto a una distanza di almeno 15 cm dalla fonte dei campi magnetici della frequenza di rete durante l'uso.

Test di immunità	Livello test (T)	Livello di conformità (C)	Ambiente elettromagnetico - guida
Disturbi condotti indotti da campi di radiofrequenza IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms Bande ISM ^{*1} e radio amatoriali ^{*2} tra 150 kHz e 80 MHz	6 Vrms 6 Vrms	Evitare l'uso di apparecchi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili a una distanza da PX3150 e dai suoi componenti, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione consigliata, calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Radiofrequenze irradiate IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz–1 GHz 3 V/m 1 GHz–6 GHz	10 V/m 10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–6 GHz Dove "P" indica la potenza in uscita massima del trasmettitore espressa in Watt (W), secondo i dati sul trasmettitore forniti dal produttore e "d" rappresenta la distanza di separazione consigliata espressa in metri (m). Le intensità di campo provenienti da trasmettitori di radiofrequenza fissi, secondo quanto determinato da un rilevamento elettromagnetico in loco ^{*3} , deve risultare inferiore al livello di conformità per ogni gamma di frequenza ^{*4} . Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchi recanti il seguente simbolo. 

Nota

- U_T è la tensione della rete di alimentazione a corrente alternata prima dell'applicazione del livello test.
- A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma delle frequenze superiore.
- Queste linee guida relative alle interferenze condotte indotte da campi di radiofrequenza o campi di radiofrequenza irradiata non si applicano in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

^{*1} Le bande ISM (Industrial, Scientific and Medical) tra 150 kHz e 80 MHz vanno da 6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 40,70 MHz.

^{*2} Le bande radio amatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz vanno da 1,8 MHz a 2,0 MHz, da 3,5 MHz a 4,0 MHz, da 5,3 MHz a 5,4 MHz, da 7 MHz a 7,3 MHz, da 10,1 MHz a 10,15 MHz, da 14 MHz a 14,2

MHz, da 18,07 MHz a 18,17 MHz, da 21,0 MHz a 21,4 MHz, da 24,89 MHz a 24,99 MHz, da 28,0 MHz a 29,7 MHz e da 50,0 MHz a 54,0 MHz.

- *3 Le intensità di campo emesse da trasmettitori fissi, come stazioni base per telefonia radio (cellulari/cordless) e sistemi terrestri mobili, radio amatoriali, emittenti radiofoniche AM e FM ed emittenti televisive, non sono teoricamente prevedibili in modo accurato. Per valutare l'ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori di radiofrequenza fissi, è opportuno prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l'intensità di campo misurata in un luogo nel quale si utilizza PX3150 supera il livello di conformità per le radiofrequenze pertinente sopra indicato, è necessario controllare che PX3150 funzioni normalmente. Nel caso in cui si rilevi un funzionamento anomalo, è necessario prendere altri provvedimenti, come riorientare o riposizionare l'apparecchio PX3150.
- *4 Sulla gamma delle frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione consigliate tra apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili o mobili e PX3150

PX3150 è destinato all'utilizzo in ambienti elettromagnetici, nei quali i disturbi da radiofrequenza irradiata sono sotto controllo. Il cliente o l'utente di PX3150 può sopprimere le interferenze di tipo magnetico mantenendo una distanza minima (30 cm) tra gli apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e PX3150. PX3150 è stato sottoposto a test ai seguenti livelli di conformità (C) per i livelli test (T) richiesti per l'immunità a campi elettromagnetici di prossimità nei seguenti servizi di comunicazione a radiofrequenza.

Frequenza di test (MHz)	Larghezza di banda^{*1} (MHz)	Servizio^{*1}	Modulazione^{*2}	Livello test (T)^{*3} (V/m)	Livello di conformità (C) (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Modulazione a impulsi ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	Modulazione a impulsi ^{*2} 18 Hz	28	28
710	704–787	Banda LTE 13, 17	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, Banda LTE 5	Modulazione a impulsi ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400–2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.

*2 L'onda portante è modulata con un segnale di onda quadra con ciclo di lavoro al 50%.

*3 I livelli di test sono stati calcolati in base alla potenza massima e a una distanza di separazione di 30 cm.

Il cliente o l'utente di PX3150 può contribuire a prevenire le interferenze causate da un campo magnetico di prossimità mantenendo una distanza minima (15 cm) tra i trasmettitori a radiofrequenza e PX3150. PX3150 è stato sottoposto a test al seguente livello di conformità (C) per il livello test (T) richiesto per l'immunità a campi elettromagnetici di prossimità.

Frequenza di test	Modulazione	Livello di test (T) (A/m)	Livello di conformità (C) (A/m)
30 kHz	CW (onda continua)	8	8
134,2 kHz	Modulazione a impulsi* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Modulazione a impulsi* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ L'onda portante è modulata con un segnale di onda quadra con ciclo di lavoro al 50%.

Per altri apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori), mantenere una distanza minima tra l'apparecchio di comunicazione a radiofrequenza portatile e mobile (trasmettitori) e PX3150 come indicato di seguito e rispettare la potenza di uscita massima dell'apparecchiatura di comunicazione.

Potenza di uscita massima del trasmettitore (W)	Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)		
	150 kHz–80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz–800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz–2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Per trasmettitori con una potenza di uscita massima stimata non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata "d" in metri (m) può essere determinata tramite l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove "P" indica la potenza di uscita massima del trasmettitore in Watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore del trasmettitore.

Nota
- A 80 MHz e 800 MHz deve essere applicata la distanza di separazione per una gamma di frequenze superiore. - Queste linee guida relative alle interferenze condotte indotte da campi di radiofrequenza o campi di radiofrequenza irradiata non si applicano in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Immunità elettromagnetica nello standard IEC60601-1-2

PX3150 è stato sottoposto a test ai seguenti livelli di conformità (C) in base ai requisiti di test (T) per strutture sanitarie professionali e per l'assistenza sanitaria domiciliare specificati nello standard IEC60601-1-2.

È compito del cliente o dell'utente di PX3150 assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato in tali ambienti.

Test di immunità	Livello test (T)	Livello di conformità (C)	Ambiente elettromagnetico - guida
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV scarico contatto ±15 kV scarico aria	±8 kV scarico contatto ±15 kV scarico aria	I pavimenti dovrebbero essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Qualora i pavimenti siano ricoperti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno al 30%.
Transienti elettrici veloci/burst IEC61000-4-4	±2 kV linee di alimentazione ±1 kV linee di ingresso/di uscita segnale	±2 kV linee di alimentazione ±1 kV linee di ingresso/di uscita segnale	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Sovracorrente momentanea IEC61000-4-5	±1 kV linea a linea ±2 kV linea a massa	±1 kV linea a linea ±2 kV linea a massa	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC61000-4-11	0% U_T (100% di caduta su U_T) 0,5 cicli e 1 ciclo 70% U_T (30% di caduta su U_T) 25 cicli/50 Hz 0 % U_T (100 % di caduta su U_T) 250 cicli/50 Hz	0% U_T (100% di caduta su U_T) 0,5 cicli e 1 ciclo 70% U_T (30% di caduta su U_T) 25 cicli/50 Hz 0 % U_T (100 % di caduta su U_T) 250 cicli/50 Hz	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente dell'apparecchio PX3150 necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni dell'alimentazione di corrente, è consigliabile alimentare l'apparecchio PX3150 con un gruppo di continuità o una batteria.
Campi magnetici della frequenza di rete IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	I campi magnetici della frequenza di rete devono mantenersi ai livelli caratteristici per l'ubicazione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Il prodotto deve essere tenuto a una distanza di almeno 15 cm dalla fonte dei campi magnetici della frequenza di rete durante l'uso.

Test di immunità	Livello test (T)	Livello di conformità (C)	Ambiente elettromagnetico - guida
Disturbi condotti indotti da campi di radiofrequenza IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms Bande ISM ^{*1} e radio amatoriali ^{*2} tra 150 kHz e 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Evitare l'uso di apparecchi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili a una distanza da PX3150 e dai suoi componenti, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione consigliata, calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Radiofrequenze irradiate IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz Dove "P" indica la potenza in uscita massima del trasmettitore espressa in Watt (W), secondo i dati sul trasmettitore forniti dal produttore e "d" rappresenta la distanza di separazione consigliata espressa in metri (m). Le intensità di campo provenienti da trasmettitori di radiofrequenza fissi, secondo quanto determinato da un rilevamento elettromagnetico in loco ^{*3} , deve risultare inferiore al livello di conformità per ogni gamma di frequenza ^{*4} . Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchi recanti il seguente simbolo. 

Nota

- U_T è la tensione della rete di alimentazione a corrente alternata prima dell'applicazione del livello test.
- A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma delle frequenze superiore.
- Queste linee guida relative alle interferenze condotte indotte da campi di radiofrequenza o campi di radiofrequenza irradiata non si applicano in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

^{*1} Le bande ISM (Industrial, Scientific and Medical) tra 150 kHz e 80 MHz vanno da 6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 40,70 MHz.

^{*2} Le bande radio amatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz vanno da 1,8 MHz a 2,0 MHz, da 3,5 MHz a 4,0 MHz, da 5,3 MHz a 5,4 MHz, da 7 MHz a 7,3 MHz, da 10,1 MHz a 10,15 MHz, da 14 MHz a 14,2

MHz, da 18,07 MHz a 18,17 MHz, da 21,0 MHz a 21,4 MHz, da 24,89 MHz a 24,99 MHz, da 28,0 MHz a 29,7 MHz e da 50,0 MHz a 54,0 MHz.

- *3 Le intensità di campo emesse da trasmettitori fissi, come stazioni base per telefonia radio (cellulari/cordless) e sistemi terrestri mobili, radio amatoriali, emittenti radiofoniche AM e FM ed emittenti televisive, non sono teoricamente prevedibili in modo accurato. Per valutare l'ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori di radiofrequenza fissi, è opportuno prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l'intensità di campo misurata in un luogo nel quale si utilizza PX3150 supera il livello di conformità per le radiofrequenze pertinente sopra indicato, è necessario controllare che PX3150 funzioni normalmente. Nel caso in cui si rilevi un funzionamento anomalo, è necessario prendere altri provvedimenti, come riorientare o riposizionare l'apparecchio PX3150.
- *4 Sulla gamma delle frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione consigliate tra apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili o mobili e PX3150

PX3150 è destinato all'utilizzo in ambienti elettromagnetici, nei quali i disturbi da radiofrequenza irradiata sono sotto controllo. Il cliente o l'utente di PX3150 può sopprimere le interferenze di tipo magnetico mantenendo una distanza minima (30 cm) tra gli apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e PX3150. PX3150 è stato sottoposto a test ai seguenti livelli di conformità (C) per i livelli test (T) richiesti per l'immunità a campi elettromagnetici di prossimità nei seguenti servizi di comunicazione a radiofrequenza.

Frequenza di test (MHz)	Larghezza di banda ^{*1} (MHz)	Servizio ^{*1}	Modulazione ^{*2}	Livello test (T) ^{*3} (V/m)	Livello di conformità (C) (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Modulazione a impulsi ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz deviazione 1 kHz sinusoidale	28	28
710	704–787	Banda LTE 13, 17	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, Banda LTE 5	Modulazione a impulsi ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400–2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Modulazione a impulsi ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.

*2 L'onda portante è modulata con un segnale di onda quadra con ciclo di lavoro al 50%.

*3 I livelli di test sono stati calcolati in base alla potenza massima e a una distanza di separazione di 30 cm.

Il cliente o l'utente di PX3150 può contribuire a prevenire le interferenze causate da un campo magnetico di prossimità mantenendo una distanza minima (15 cm) tra i trasmettitori a radiofrequenza e PX3150. PX3150 è stato sottoposto a test al seguente livello di conformità (C) per il livello test (T) richiesto per l'immunità a campi elettromagnetici di prossimità.

Frequenza di test	Modulazione	Livello di test (T) (A/m)	Livello di conformità (C) (A/m)
30 kHz	CW (onda continua)	8	8
134,2 kHz	Modulazione a impulsi* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Modulazione a impulsi* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ L'onda portante è modulata con un segnale di onda quadra con ciclo di lavoro al 50%.

Per altri apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori), mantenere una distanza minima tra l'apparecchio di comunicazione a radiofrequenza portatile e mobile (trasmettitori) e PX3150 come indicato di seguito e rispettare la potenza di uscita massima dell'apparecchiatura di comunicazione.

Potenza di uscita massima del trasmettitore (W)	Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)		
	150 kHz–80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz–800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz–2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Per trasmettitori con una potenza di uscita massima stimata non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata "d" in metri (m) può essere determinata tramite l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove "P" indica la potenza di uscita massima del trasmettitore in Watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore del trasmettitore.

Nota
- A 80 MHz e 800 MHz deve essere applicata la distanza di separazione per una gamma di frequenze superiore. - Queste linee guida relative alle interferenze condotte indotte da campi di radiofrequenza o campi di radiofrequenza irradiata non si applicano in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N712AZ
IFU-PX3150