



# Kullanma Talimatları

## RadiForce® MS236WT-A

**Dokunmatik Panelli Renkli LCD Monitör**

### **Önemli**







**Kullanmadan önce Kullanma Talimatlarını ve Kurulum Kılavuzunu  
lütfen mutlaka okuyun.**

- Monitör ayarları ve düzenlemeleri için Kurulum Kılavuzuna bakın.
- Kullanma Talimatları dahil en son ürün bilgilerini web sitemizde bulabilirsiniz.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

# GÜVENLİK SİMGELERİ

Bu kılavuzda ve bu üründe aşağıdaki güvenlik simgeleri kullanılmaktadır. Bu simgeler önemli bilgileri belirtir. Lütfen bunları dikkatle okuyun.

 <b>UYARI</b>	UYARI bölümündeki bilgilere uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir ve ölüm tehlikesine yol açabilir.
 <b>DİKKAT</b>	DİKKAT bölümündeki bilgilere uyulmaması orta seviyede yaralanmalara ve/veya mal ya da ürün hasarına neden olabilir.
	Bir uyarı veya dikkat açıklamasını belirtir. Örneğin  , "elektrik çarpması" tehlikesini gösterir.
	Yasaklanmış bir eylemi belirtir. Örneğin  , "Parçalarına ayırmayın" anlamına gelir.

Bu ürün, başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır. Bu bölge dışında kullanılması halinde ürün, özellikler bölümünde belirtildiği gibi çalışmayabilir.

EIZO Corporation'ın önceden yazılı izni alınmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü herhangi bir biçimde, herhangi bir yöntemle elektronik, mekanik veya başka şekilde veya herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, bir geri çağırma sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz. EIZO Corporation'ın söz konusu bilgileri almasından önce bu yönde düzenleme yapılmaması halinde, EIZO Corporation'ın gönderilen materyalleri ya da bilgileri gizli tutma zorunluluğu yoktur. Bu kılavuzun güncel bilgiler vermesini sağlamak için her türlü girişim yapılırsa da, lütfen EIZO ürün özelliklerinin önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.


# ÖNLEMLER

## Önemli

Bu ürün, başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır. Bu bölge dışında kullanılması halinde ürün, özellikler bölümünde belirtildiği gibi çalışmayabilir.

Kişisel güvenlik ve uygun bakım işlemleri için lütfen "ÖNLEMLER" bölümünü ve monitördeki dikkat açıklamalarını dikkatlice okuyun.

## Dikkat Açıklamasının Yeri





**WARNING**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.














**WARNING**  
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告  
触电危険、请勿打开后盖。

警告  
感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.  
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.  
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.  
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.  
设备必须连接到接地的电源插座。  
電源コードのアースは必ず接地してください。

## Cihaz üzerindeki simgeler

Simge	Bu simgenin anlamı
	Şebeke güç anahtarı: Monitörün şebeke gücünü kapatmak için basın.
	Şebeke güç anahtarı: Monitörün şebeke gücünü açmak için basın.
	Güç düğmesi: Monitörü açıp kapatmak için basın.
	Alternatif akım
	Elektrik çarpması tehlikesi uyarısı
	DİKKAT: Bkz. <a href="#">GÜVENLİK SİMGELERİ [P 2]</a>
	WEEE işareti: Ürün ayrı olarak atılmalıdır; materyaller geri dönüştürülebilir.
	CE işareti: Konsey Direktifi ve/veya Yönetmelik (AB) hükümleri gereğince AB uyumluluk işareti.
	Üretici
	Üretim tarihi
	Dikkat: Federal yasalar (ABD) uyarınca bu aygıt yalnızca ruhsat sahibi bir sağlık uzmanı tarafından veya uzmanın tavsiyesi doğrultusunda satılabilir.
	AB'de tıbbi cihaz
	AB'deki ithalatçı

## ÖNLEMLER

---

Simge	Bu simgenin anlamı
<b>UK CA</b>	BK yönetmelikleriyle uyumluluęu belirten iřaret
UK Responsible Person	BK Sorumlu Kiřisi
CH REP	İsviçre'deki yetkili temsilci
EC REP	Avrupa Topluluęu'ndaki yetkili temsilci

**UYARI** **UYARI**

**Cihazdan duman çıkmaya başlarsa, yanık kokusu gelirse ya da cihaz tuhaf sesler çıkarırsa tüm güç bağlantılarını derhal kesin ve öneri için EIZO temsilcinize başvurun.**

Arızalı bir cihazı kullanmayı denemek yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

 **UYARI**

**Cihazı parçalarına ayırmayın veya cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.**

Kabinin açılması, yüksek gerilimli veya yüksek sıcaklığa sahip parçalardan kaynaklı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Cihaz üzerinde değişiklik yapılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

 **UYARI**

**Tüm servis işlemlerini kalifiye servis personeline yaptırın.**

Kapakların açılması veya çıkarılması yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabileceğinden cihazın servisini kendiniz yapmaya çalışmayın.

 **UYARI**

**Yabancı cisimleri ya da sıvıları cihazdan uzak tutun.**

Kazara kabin içine düşen/dökülen metal parçalar, tutuşabilir malzemeler veya sıvılar, yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

Kabin içine bir cisim ya da sıvı düşerse/dökülürse derhal cihazın fişini çekin. Tekrar kullanmadan önce cihazı kalifiye bir servis mühendisine kontrol ettirin.









 **UYARI**












**Cihazı sağlam ve dengeli bir yere koyun.**

Yeterli olmayan bir yüzeye koyulan cihaz düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Cihaz düşerse gücü hemen kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı bir cihazı kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

## ÖNLEMLER

 <b>UYARI</b>	
<p><b>Cihazı uygun bir yerde kullanın.</b></p> <p>Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya ekipman hasarına neden olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dış mekana koymayın.</li><li>• Herhangi bir taşıma sistemine koymayın (gemi, uçak, tren, otomobil vb.).</li><li>• Tozlu ya da nemli yerlere koymayın.</li><li>• Ekran su sıçrama ihtimali olan yerlere koymayın (banyo, mutfak vb.)</li><li>• Ekran doğrudan buhar temas eden yerlere koymayın.</li><li>• Isı veren cihazların ya da nem aygıtlarının yakınına koymayın.</li><li>• Ürünün doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere koymayın.</li><li>• Tutuşabilir gaz içeren ortamlara koymayın.</li><li>• Korozif gazlar (örneğin sülfür dioksit, hidrojen sülfür, nitrojen dioksit, klorür, amonyak ve ozon) içeren ortamlara yerleştirmeyin.</li><li>• Toz, atmosferde korozyonu hızlandıran bileşenler (örneğin sodyum klorür ve sülfür), iletken metaller vb. içeren ortamlara yerleştirmeyin.</li></ul>	
 <b>UYARI</b>	
<p><b>Plastik ambalaj torbalarını bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.</b></p> <p>Plastik ambalaj torbaları boğulmaya neden olabilir.</p>	
 <b>UYARI</b>	
<p><b>Ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanarak ürünü ülkenizdeki standart elektrik prizine bağlayın.</b></p> <p>Güç kablosunun belirlenmiş voltajı dahilinde kullanıldığından emin olun. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.</p> <p>Güç beslemesi: 100-240 Vac 50/60 Hz</p>	
 <b>UYARI</b>	
<p><b>Güç kablosunun bağlantısını kesmek için fişi sıkıca tutun ve çekin.</b></p> <p>Kabloya asılmak hasar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.</p>	
 <b>UYARI</b>	
<p><b>Ekipman, topraklı bir prize bağlanmalıdır.</b></p> <p>Aksi halde yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.</p>	

 <b>UYARI</b>	
<b>Doğru voltajı kullanın.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cihaz yalnızca belirli bir voltajda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu "Kullanma Talimatları"nda belirtilenden başka bir voltaja bağlantı, yangına, elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Güç beslemesi: 100-240 Vac 50/60 Hz</li> <li>• Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç devrenizi aşırı yüklemeyin.</li> </ul>	
 <b>UYARI</b>	
<b>Güç kablosunu dikkatle tutun.</b>	
Güç kablosunun üzerine ağır nesnelere koymayın, bunları çekmeyin veya bağlamayın. Hasarlı bir güç kablosunun kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.	
 <b>UYARI</b>	
<b>Operatör ürüne dokunurken hastaya dokunmamalıdır.</b>	
Bu ürün, hastalarla temas etmek üzere tasarlanmamıştır.	
 <b>UYARI</b>	
<b>Gök gürültüsü başlaması halinde fişe ve güç kablosuna asla dokunmayın.</b>	
Bunlara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.	
 <b>UYARI</b>	
<b>Bir kol ayaklığı takarken lütfen kol ayaklığının Kullanıcı Kılavuzu'na bakın ve cihazı emniyetli bir şekilde takın.</b>	
<p>Aksi takdirde cihaz yerinden çıkarak yaralanmaya ve/veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.</p> <p>Kurulum öncesi kol standının takılacağı masaların, duvarların ve diğer yerlerin uygun mekanik güce sahip olduğundan emin olun.</p> <p>Cihaz düşerse gücü hemen kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı bir cihazı kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğim ayaklığını tekrar takarken aynı vidaları kullanın ve bunları iyice sıkın.</p>	
 <b>UYARI</b>	
<b>Hasar görmüş bir LCD panele çıplak ellerle doğrudan dokunmayın.</b>	
Cildinizin herhangi bir kısmı panele doğrudan temas ederse lütfen iyice yıkayın.	
Sıvı kristal gözlerinize veya ağızınıza girerse hemen bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım isteyin. Aksi takdirde toksik reaksiyon gösterebilirsiniz.	
 <b>UYARI</b>	
<b>Yüksek yerlere kurulum için bir uzmandan yardım isteyin.</b>	
<p>Monitörü yüksek bir yere kurarken ürünün veya parçalarının düşerek yaralanmaya neden olma riski söz konusudur. Monitörün kurulumu sırasında, monitör kurulumu öncesi ve sonrasında ürünün hasar veya deformasyon bakımından kontrol edilmesi dahil olmak üzere, bizden veya inşaat işleri konusunda deneyimli bir uzmandan yardım isteyin.</p>	

## DİKKAT

### ⚠ DİKKAT

#### **Kullanmadan önce çalışma durumunu kontrol edin.**

Görüntülenen görüntüde hiçbir sorun olmadığından emin olduktan sonra kullanmaya başlayın.  
Birden fazla cihaz kullanıldığında görüntülerin uygun şekilde görüntülediğinden emin olduktan sonra kullanmaya başlayın.

### ⚠ DİKKAT

#### **Sabitleme özelliği olan kabloları/kordonları sıkıca sabitleyin.**

Sıkıca sabitlenmeyen kablolar/kordonlar ayrılabilir, ardından görüntüler kesilebilir ve işlemlerinizi kesintiye uğrayabilir.

### ⚠ DİKKAT

#### **Cihazı taşıırken kabloların bağlantısını kesin ve aksesuarları çıkarın.**


Aksi takdirde, kablolar veya aksesuarlar taşıma sırasında yerinden çıkarak yaralanmaya neden olabilir.

### ⚠ DİKKAT

#### **Cihazı belirtilen doğru yöntemlerle taşıyın veya yerleştirin.**

- Ürünü taşıırken, monitörün tabanını sıkıca tutun.
- 30 inç ve üzerindeki monitörler ağırdır. Monitörü paketinden çıkarırken ve/veya taşıırken en az iki kişi çalışın.
- Monitörünüzün arkasında bir tutacak varsa, monitörün tabanını ve tutacağı sıkıca tutun.

Cihazın düşürülmesi yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



### ⚠ DİKKAT

#### **Ellerinizi sıkıştırmamaya dikkat edin.**

Monitöre yüksekliğini veya açısını ayarlamak için aniden kuvvet uygularsanız elleriniz sıkışabilir ve yaralanabilir.











### ⚠ DİKKAT

#### **Kabin üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.**

- Havalandırma deliklerinin üzerine herhangi bir cisim koymayın.
- Cihazı kötü havalandırmaya veya yetersiz alana sahip bir yere kurmayın.
- Cihazı yatık ya da ters şekilde kullanmayın.

Havalandırma deliklerini kapatmak, uygun hava akışını önler ve yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



 <b>DİKKAT</b>
<p><b>Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.</b> Bunlara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.</p> 

 <b>DİKKAT</b>
<p><b>Elektrik fişinin etrafına herhangi bir nesne koymayın.</b> Bunun amacı, yangını veya elektrik çarpmasını önlemek adına, bir sorun olduğunda elektrik fişini ayırmayı kolaylaştırmaktır.</p>

 <b>DİKKAT</b>
<p><b>Elektrik fişinin etrafındaki bölgeyi ve monitörün havalandırma deliğini düzenli olarak temizleyin.</b> Bu alana tutunan toz, su veya yağ yangına neden olabilir.</p>
 <b>DİKKAT</b>
<p><b>Temizlemeden önce cihazın fişini çekin.</b> Cihazın elektrik prizine takılı haldeyken temizlenmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.</p>
 <b>DİKKAT</b>
<p><b>Cihazı uzun bir süre kullanmadan bırakmayı planlıyorsanız güvenlik ve enerji tasarrufu nedeniyle güç anahtarını kapattıktan sonra elektrik fişini prizden çekin.</b></p>
 <b>DİKKAT</b>
<p><b>Bu ürünü, ikamet ettiğiniz bölge ya da ülkenin yasalarına uygun olarak imha edin.</b></p>
 <b>DİKKAT</b>
<p><b>AEA bölgesi ve İsviçre'deki kullanıcılar için:</b> Cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylar, Üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin Yetkili Makamlarına bildirilmelidir.</p>

## Bu monitör için uyarı

### Kullanım Endikasyonları

Bu ürün klinik incelemeye uygundur. Teşhis için mamografi görüntülerinin görüntülenmesini desteklemez.

#### Dikkat

- Bu ürün, yukarıdaki amaca yönelik kullanıldığında yatay moda ayarlanmalıdır.
- Bu ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışında başka amaçlarla kullanımı garanti kapsamında olmayabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen özellikler yalnızca ürünle birlikte verilen güç kabloları ve EIZO tarafından belirtilen sinyal kabloları kullanıldığında geçerlidir.
- Bu ürünle birlikte yalnızca EIZO tarafından belirtilen EIZO aksesuar ürünlerini kullanın.

### Kullanım Önlemleri

- Uzun süre aynı görüntü görüntüledikten sonra ekran görüntüsü değiştirildiğinde ardıl görüntü kalabilir. Aynı görüntünün uzun süre görüntülenmesinden kaçınmak için ekran koruyucu veya güç tasarruf işlevini kullanın. Görüntülenen görüntüye bağlı olarak, kısa bir süre geçmiş olsa bile ardıl görüntü belirebilir. Böyle bir durumu önlemek için, görüntüyü değiştirin veya gücü birkaç saat kapalı tutun.
- Monitör ekranının dengelenmesi yaklaşık 30 dakika sürer. Monitör açıldıktan veya güç tasarruf modundan çıkarıldıktan sonra lütfen 30 dakika veya daha fazla bekleyin ve ardından monitörü ayarlayın.
- Monitör, uzun süre boyunca sürekli görüntüleme yaparsa lekeler veya ekran yanması görülebilir. Monitörün ömrünün mümkün olduğunca uzatılması için, monitörün düzenli olarak kapatılmasını öneririz.
- LCD panelin arka aydınlatması sabit bir kullanım ömrüne sahiptir. Uzun süre sürekli kullanmak gibi kullanım davranışlarına bağlı olarak, arka aydınlatmanın ömrü kısalabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekran kararmaya veya titremeye başladığında lütfen yerel EIZO temsilcinize başvurun.
- Ekran kusurlu pikseller veya az sayıda ışık noktaları olabilir. Bu, LCD panelin kendi özelliklerinden kaynaklanmaktadır; ürünün arızalandığını göstermez.
- LCD panelin hasar görmesine neden olabileceğinden, LCD paneli keskin bir nesne ile çizmeyin veya üzerine bastırmayın. Paneli çizebileceğinden, kağıt mendil ile ovmaya çalışmayın.
- Soğuk bir odaya getirildiğinde, sıcaklık aniden yükseldiğinde veya soğuk bir odadan ılık bir odaya taşındığında, bu ürünün yüzeyinde veya iç kısmında çiy yoğunlaşması meydana gelebilir. Bu durumda ürünü açmayın. Çiy yoğunlaşması kaybolana kadar bekleyin; aksi takdirde ürün hasar görebilir.
- (Dokunmatik Panel Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar)  
Dokunmatik işlem sırasında  
Aşağıdaki noktalara dikkat edin. Aksi takdirde monitörde hasar meydana gelebilir.
  - Dokunmatik panele kuvvetlice bastırmayın, paneli çizmeyin veya itmeyin.
  - Dokunmatik panele tükenmez kalem veya metal gibi sert nesnelere temas etmeyin.

## Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçin

### Temizleme

- Ürünün yeni görünmesi ve kullanım ömrünün uzaması için periyodik olarak temizlenmesi önerilir.
- Ürünün üzerindeki lekeler, suyla veya ScreenCleaner ürünümüz kullanılarak nemlendirilmiş yumuşak bir bez parçasıyla nazikçe silinerek çıkarılabilir.

### Dikkat

- Sıvıların ürünle doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Temas etmesi halinde hemen silerek giderin.
- Ürünün boşluklarına veya içine sıvı girmesine izin vermeyin.
- Temizleme ve dezenfeksiyon için kimyasal kullanıldığında, alkol ve dezenfektan gibi kimyasallar, üründe parlaklık değişikliğine, kararmaya, renk atmasına ve ayrıca görüntülenen görüntünün kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Kimyasalları sık kullanmayın.
- Ürüne zarar verebileceğinden asla tiner, benzen, cila ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Temizlik ve dezenfeksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemize bakın. Kontrol edilmesi: [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com) sitesin erişin ve sitenin arama kutusuna "disinfect" yazarak arayın

### Kimyasallarla dezenfeksiyon

- Ürünleri dezenfekte ederken tarafımızca test edilmiş kimyasalların kullanılmasını öneririz (aşağıdaki tabloya bakın). Bu kimyasalların kullanılmasının, ürünün hasar görmeyeceğini veya bozulmayacağını garanti etmediğini unutmayın.

Kategori	Kimyasal tip	Ürün örneği
Alkol bazlı	Ovmak için kullanılan etanol (etil alkol)	Etanol
Alkol bazlı	İzopropanol	İzopropil alkol (IPA)
Klorür	Sodyum hipoklorit	Purelox
Biguanid	Klorheksidin glukonat	Hibitan çözeltisi
Alkol bazlı	Benzalkonyum klorür	Welpas
Aldehit bazlı	Glutaral	Sterihyde
Aldehit bazlı	Glutaral	Cidex Plus28
Amfoterik sürfaktan	Alkildiaminoetilglisin hidroklorür	Satenidin çözeltisi

### Monitörü Rahatça Kullanmak İçin

- Aşırı karanlık veya parlak ekran gözlerinize zarar verebilir. Monitör parlaklığını çevresel koşullara göre ayarlayın.
- Monitöre uzun bir süre bakmak gözlerinizi yorar. Saat başı 10 dakika dinlenin.
- Ekranı uygun bir mesafeden ve uygun bir açıyla bakın.

### Siber Güvenlik Uyarıları ve Sorumluluklar

- Üretici yazılımı güncellemesi, EIZO Corporation veya dağıtıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- EIZO Corporation veya dağıtıcısı üretici yazılımının güncellenmesini isterse derhal güncelleyin.

# İÇERİK

<b>ÖNLEMLER</b> .....	<b>3</b>
Önemli .....	3
Dikkat Açıklamasının Yeri .....	3
Cihaz üzerindeki simgeler .....	3
<b>Bu monitör için uyarı</b> .....	<b>10</b>
Kullanım Endikasyonları .....	10
Kullanım Önlemleri .....	10
Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçin .....	11
Temizleme .....	11
Kimyasallarla dezenfeksiyon .....	12
Monitörü Rahatça Kullanmak İçin .....	12
Siber Güvenlik Uyarıları ve Sorumluluklar .....	12
<b>1 Giriş</b> .....	<b>15</b>
1.1 Özellikler .....	15
1.1.1 Tamamen Düz Tasarım .....	15
1.1.2 Dokunma Kolaylığı Sağlayan Stand Mekanizması .....	15
1.1.3 10 Noktalı Çoklu Dokunma Desteği .....	15
1.2 Ambalaj İçeriği .....	16
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk İçeriği .....	16
1.3 Kontroller ve İşlevler .....	17
1.3.1 Ön .....	17
1.3.2 Arka .....	18
<b>2 Kurulum / Bağlantı</b> .....	<b>19</b>
2.1 Kurulumdan önce .....	19
2.1.1 Kurulum koşulları .....	19
2.2 Kurulum .....	19
2.3 Kabloların Bağlanması .....	19
2.4 Gücü Açma .....	21
2.5 Ekran Açısını Ayarlama .....	22
2.6 Dokunmatik Kalem Tutucusunun Monte Edilmesi .....	22
2.7 Dokunmatik Panel Kurulumu .....	22
<b>3 Görüntü Yok Sorunu</b> .....	<b>24</b>
<b>4 Özellikler</b> .....	<b>26</b>
4.1 Özellikler Listesi .....	26
4.1.1 LCD Panel .....	26
4.1.2 Dokunmatik Panel .....	26
4.1.3 Video Sinyalleri .....	26

4.1.4	USB.....	26
4.1.5	Ses.....	27
4.1.6	Güç.....	27
4.1.7	Fiziksel Özellikler.....	27
4.1.8	Çalışma Ortamı Gereksinimleri.....	27
4.1.9	Taşıma / Depolama Koşulları.....	27
4.2	Uyumlu Çözünürlükler.....	28
4.3	Aksesuarlar.....	28
<b>Ek Bölüm</b>	.....	<b>29</b>
	Tıbbi Standart.....	29
	Ekipman Sınıflandırması.....	29
	EMC Bilgileri.....	30
	Amaçlanan Kullanım Ortamları.....	30
	Teknik Açıklamalar.....	31


# 1 Giriş

Bir EIZO renkli LCD monitör tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

## 1.1 Özellikler


### 1.1.1 Tamamen Düz Tasarım

Düz çerçeveli, tamamen düz bir tasarım benimsenmiştir. Ekranın kenarına kadar düzgün bir şekilde dokunabilirsiniz.



### 1.1.2 Dokunma Kolaylığı Sağlayan Stand Mekanizması


Eğim açısı kademe olmadan ayarlanabilir. Monitörü kullanma şeklinize, örneğin ofis işi mi yaptığınıza veya çoklu dokunma içeren işlemler mi gerçekleştirdiğinize göre, çalışmanızı kolaylaştırmak için ekran konumunu rahatça değiştirebilirsiniz.




### 1.1.3 10 Noktalı Çoklu Dokunma Desteği

Çoklu dokunma şlevi, yakınlaştırma/uzaklaştırma ve döndürme için kullanılabilir. Ekran hafif dokunuşlara yanıt verir, böylece hızlı kaydırma ve sürükleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebilir.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma



Döndürme



## 1.2 Ambalaj İçeriği

Pakette aşağıdaki tüm parçaların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bunlardan herhangi biri eksik veya hasarlıysa, bayiniz veya ekteki sayfada listelenen yerel EIZO temsilcinizle temasa geçin.

### Not

- Kutu ve ambalaj malzemelerini, bu ürünün taşıma veya nakliyesinde kullanmak üzere saklamanız önerilir.

- Monitör
- Güç kablosu




- Dijital sinyal kablosu (DisplayPort - DisplayPort): PP300 x 1



- HDMI kablosu (HDMI - HDMI) HH300PR x 1



- USB kablosu: UU300SS x 1



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Kullanma Talimatları
- Temizleme bezi x 1
- Dokunmatik kalem x 1
- Dokunmatik kalem tutucusu x 1
- Dokunmatik kalem tutucusu montaj vidası x 1
- Vida deliği kapatma levhası x 2
- Tuturma bandı (itmeli türde) x 1

### 1.2.1 EIZO LCD Utility Disk İçeriği


CD-ROM aşağıdaki öğeleri içerir. Yazılım çalıştırma prosedürleri veya dosya başvurusu prosedürleri için diskteki "Readme.txt" dosyasına bakın.







- Readme.txt dosyası
- Dokunmatik panel sürücüsü (DMT-DD)
- Dokunmatik panel hassasiyet ayarlama yazılımı (TPOffset)
- Kullanıcı Kılavuzları
  - Bu monitörün Kullanma Talimatları
  - Monitör Kurulum Kılavuzu
  - Dokunmatik panel sürücüsünün Kullanıcı Kılavuzu
  - Dokunmatik panel hassasiyet ayarlama yazılımının Kullanıcı Kılavuzu
- Dış Boyutlar



## 1.3 Kontroller ve İşlevler


### 1.3.1 Ön



1. <b>Güç Göstergesi</b>	Monitörün çalışma durumunu belirtir. Mavi: Ekran görüntüsü Turuncu: Güç tasarruf modu Kapalı: Şebeke gücü/güç kapalı
2.  <b>düğmesi</b>	Dokunmatik paneli etkinleştirir/devre dışı bırakır ve hassasiyetini ayarlar.
3.  <b>düğmesi</b>	Görüntülenen giriş sinyallerini değiştirir.
4.  <b>düğmesi</b> <sup>*1</sup>	Ayar menüsünde gösterilen öğeleri seçer, işlevleri belirler veya ayarını yapar ve parlaklık ayarı ekranını görüntüler.
5.  <b>düğmesi</b> <sup>*1</sup>	Ayar menüsünde gösterilen öğeleri seçer, işlevleri belirler veya ayarını yapar ve hacim ayarı ekranını görüntüler.
6.  <b>düğmesi</b>	Ayar menüsünü görüntüler, her bir menünün ayar öğelerini doğrular ve ayar sonuçlarını kaydeder.
7.  <b>düğmesi</b>	Gücü açar ya da kapatır.

\*1 Bu kılavuzda  düğmesi  olarak gösterilebilir,  düğmesi ise  olarak gösterilebilir.

## 1.3.2 Arka



1. Şebeke güç anahtarı	Şebeke gücünü açar veya kapatır.   : Açık, o: Kapalı
2. Güç konektörü	Güç kablosunu bağlar.
3. Dokunmatik kalem tutucusu montaj deliği	Dokunmatik kalem tutucusunun monte edilmesi için. (Bkz. 2.6 Dokunmatik Kalem Tutucusunun Monte Edilmesi [► 22])
4. Güvenlik kilidi yuvası	Kensington MicroSaver güvenlik sistemiyle uyumludur.
5. Hoparlörler	Ses çıkışı sağlar.
6. Stand (kablo tutucusuyla)	Açının ayarlanmasını sağlar.
7. Tutturma bandı montaj deliği	HDMI kablosunun bağlantısının kesilmesini önlemek için bir tutturma bandının takılmasını sağlar.
8. Stereo mini jak	Stereo mini jak kablosu kullanılarak bir harici aygıt bağlandığında monitörden harici ses çıkışı sağlanabilir.
9. D-Sub15 pimli (mini) konektör	Bir bilgisayarı D-Sub çıkışına bağlar.
10. HDMI konektörü	Bir bilgisayarı HDMI çıkışına bağlar.
11. DisplayPort konektörü	Bir bilgisayarı DisplayPort çıkışına bağlar.
12. USB-A konektörü (aşağı yönlü)	Bir çevre birim USB aygıtına bağlanır.
13. USB-B konektörü (yukarı yönlü)	Monitör bir dokunmatik panelli monitör olarak kullanılıyorsa veya USB hub işlevi kullanılıyorsa bir USB kablosuna bağlanır.

## 2 Kurulum / Bağlantı

### 2.1 Kurulumdan önce

**ÖNLEMLER** [► 3] sayfasını dikkatlice okuyun ve her zaman talimatlara uyun.

Bu ürünü lake kaplı bir masa üzerine yerleştirirseniz kauçuğun yapısı nedeniyle renk ayaklığın alt kısmına nüfuz edebilir. Kullanmadan önce masa yüzeyini kontrol edin.

#### 2.1.1 Kurulum koşulları


Monitörü bir raf üzerine kurarken, monitörün yanlarında, arkasında ve üstünde yeterli boş alan olduğundan emin olun.

##### Dikkat

- Monitörü, ekranla parazit yapacak bir ışığın alınmayacağı şekilde yerleştirin.

### 2.2 Kurulum

Yumuşak bir bez veya benzer malzemeyi sabit bir masa üzerine yerleştirin ve tık sesi gelene kadar standı açın.



##### Dikkat

- Monitörü paketten çıkarılmadan önce kullanmayın.  
Ambalajlı haldeyken stand kapalıdır, bu nedenle monitörün devrilme riski vardır.

### 2.3 Kabloların Bağlanması

##### Dikkat


- Bağlamadan önce monitör, bilgisayar ve çevre birimlerin kapalı olduğundan emin olun.
- Mevcut monitörü bu monitör ile değiştirirken, bilgisayara bağlamadan önce çözünürlük ve dikey tarama frekansına yönelik bilgisayar ayarlarını bu monitör için kullanılan ayarlarla değiştirmek üzere [4.2 Uyumlu Çözünürlükler](#) [► 28] bölümüne bakın.

## 1. Sinyal kablolarını bağlayın.

Konektörlerin şeklini kontrol edin ve kabloları bağlayın. Bir HDMI kablosunu bağlarken, kabloyu sağlanan kablo bağı ile sabitleyin. Bir D-Sub mini 15 pimli kabloyu bağlarken, konektörü sabitlemek için sabitleyicileri sıkıştırın.

Monitörü bir dokunmatik panel monitörü olarak kullanırken USB kablosunu bağlayın. Bunun bağlanması, USB hub işlevini etkinleştirecektir.

Stereo mini jak kablosu, bağlantı için D-Sub mini 15 pimli kablo kullanıldığında monitör hoparlörlerinden ses almak istediğinizde kullanılır.


**Dikkat**

- Birden fazla bilgisayara bağlayacağınız zaman giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).


**Not**

- Kablolar zor takılıyorsa ekranın açısını ayarlayın.

2. Güç kablosunu bir elektrik prizine ve monitördeki güç konektörüne takın.  
Güç kablosunu monitöre tam olarak takın.




## 2.4 Gücü Açma

1. Şebeke güç anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin.
2. Monitörün gücünü açmak için  ögesine basın.  
Monitörün güç anahtarı göstergesi mavi renkte yanar.  
Gösterge yanmazsa bkz. [3 Görüntü Yok Sorunu \[► 24\]](#).
3. Bilgisayarı açın.  
Ekran görüntüsü görüntülenir.  
Bir görüntü görünmezse daha fazla öneri almak için [3 Görüntü Yok Sorunu \[► 24\]](#) kısmına bakın.

<b>Dikkat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilgisayar ayarlarına bağlı olarak, ekran düzgün görünmeyebilir veya uygun ölçekte olmayabilir. Gerekirse bilgisayarın ayarlarını kontrol edin.</li> <li>• Maksimum güç tasarrufu için Güç düğmesinin kapatılması önerilir. Monitör kullanılmadığı zaman, ana güç beslemesini kapatabilir veya gücü tamamen kesmek için elektrik fişini çekebilirsiniz.</li> </ul>
<b>Not</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parlaklık bozulmasını engelleyerek monitörün kullanım ömrünü maksimize etmek ve güç tüketimini azaltmak için aşağıdakileri uygulayın: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bilgisayarın veya monitörün güç tasarruf işlevini kullanın.</li> <li>– Kullandıktan sonra monitörü kapatın.</li> </ul> </li> </ul>

## 2.5 Ekran Açısını Ayarlama

Monitörün sol ve sağ kenarlarını her iki elinizle tutun ve ekranın eğimini görevleri gerçekleştirmek için optimum konuma ayarlayın.




### Dikkat

- Ayarlama bittikten sonra, kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.

## 2.6 Dokunmatik Kalem Tutucusunun Monte Edilmesi


Dokunmatik kalem tutucusunu monitörün arka tarafının solundaki ve sağındaki deliklerden birine monte edin. Tutucuyu monte etmek için, dokunmatik kalem tutucusu montaj vidasını kullanın.



## 2.7 Dokunmatik Panel Kurulumu

USB kablосunu bağlayın ve kurulumu tamamladıktan sonra, hassasiyet ayarlama yazılımı TPOffset'i çalıştırın.

TPOffset, EIZO LCD Utility Disk'te (CD-ROM) bulunur.



#### Not

- TPOffset ayrıca web sitemizden indirilebilir.  
([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))
- Gerekirse ařaęıdaki durumlarda TPOffset'i alıřtırın:
  - alıřma ortamı önemli ölçüde deęiřtięinde,
  - alıřma karakteristięinin öncekinden farklı olduęunu düřündüęünüzde
  - İmle hizasızlıęı veya imle atlaması gibi dokunmatik iřlemde bir sorun olduęunda.

## 3 Görüntü Yok Sorunu

### Güç anahtarı göstergesi yanmıyor.

- Güç kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Şebeke güç anahtarını açın.
- ⏻ öğesine basın.
- Şebeke gücünü kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.

### Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Mavi

- Ayar menüsünde "Brightness", "Contrast" veya "Gain" değerlerini artırın. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).

### Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Turuncu


- Giriş sinyalini değiştirmek için ⇨ ögesini kullanın.
- "Administrator Settings" menüsünde "Compatibility Mode" ayarını "On" olarak yapın. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).
- Fareyi hareket ettirin veya klavyede herhangi bir tuşa basın.
- Dokunmatik panele dokununuz.
- Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
- Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.

### Güç anahtarı göstergesi yanıp sönüyor: Turuncu

- Bu işaret, bilgisayar DisplayPort konektörüne bağlandığında meydana gelebilir. Bağlantı için tarafımızca önerilen sinyal kablosunu kullanın. Monitörü kapatıp açın.
- Monitöre bağlı USB çevre birim aygıtlarının bağlantısını ve durumunu kontrol edin.

### Ekranında "No Signal" mesajı görüntüleniyor.

Örnek:




- Bazı bilgisayarlar güç açıldıktan hemen sonra sinyal çıkışı vermediği için yukarıda gösterilen mesaj belirebilir.
- Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
- Sinyal kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sinyal kablolarını ilgili giriş sinyali konektörlerine bağlayın.
- Giriş sinyalini değiştirmek için ⇨ ögesini kullanın.
- Şebeke gücünü kapatın ve daha sonra tekrar açın.
- "Administrator Settings" menüsündeki "Auto Input Detection" ayarını "Off" olarak yapıp giriş sinyalini manuel olarak değiştirerek deneyin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).



## Ekranada "Signal Error" mesajı görüntüleniyor.

Örnek:



- Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekans gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (bkz. [4.2 Uyumlu Çözünürlükler \[► 28\]](#)).
- Bilgisayarı yeniden başlatın.
- Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. Ayrıntılar için grafik kartının Kullanım Kılavuzuna bakın.

## 4 Özellikler

### 4.1 Özellikler Listesi

#### 4.1.1 LCD Panel

Tip	IPS (Parlama Önleyici)
Arka Aydınlatma	LED
Boyut	23,0 inç (58,4 cm)
Çözünürlük	1920 nokta x 1080 çizgi
Ekran Boyutu (Y x D)	509,2 mm x 286,4 mm
Piksel Aralığı	0,265 mm x 0,265 mm
Ekran Renkleri	8 bit renk: 16,77 milyon renk
Görüntüleme Açısı (Y / D, tipik)	178° / 178°
Kontrast Oranı (tipik)	1000:1
Tepki süresi (tipik)	11 ms (orta ton alanı)

#### 4.1.2 Dokunmatik Panel

Yüzey işlemi	Yansıma önleyici
Yüzey sertliği	5 H
İletişim yöntemi	USB tabanlı aktarım
Algılama yöntemi	Öngörülen kapasitif teknolojisi
Desteklenen işletim sistemi* <sup>1</sup>	Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 10 (32 bit / 64 bit) Microsoft Windows 8.1 (32 bit / 64 bit)
Aynı anda dokunma noktası sayısı	Maks. 10 nokta

\*<sup>1</sup> EIZO desteği, işletim sistemi satıcısının sağladığı destek sona erdiğinde bitecektir.

#### 4.1.3 Video Sinyalleri

Giriş Terminalleri	DisplayPort (HDCP 1.3 uyumlu) x 1, HDMI (HDCP 1.4 uyumlu)* <sup>1</sup> x 1, D-Sub 15 pim (mini) x 1	
Dijital Tarama Frekansı (Y / D * <sup>2</sup> )	DisplayPort	31 kHz-68 kHz / 59 Hz-61 Hz, 69 Hz-71 Hz (720 x 400'de)
	HDMI	31 kHz-68 kHz / 49 Hz-51 Hz, 59 Hz-61 Hz, 69 Hz-71 Hz (720 x 400'de)
Analog Tarama Frekansı (Y / D * <sup>2</sup> )	D-Sub	31 kHz ila 81 kHz / 55 Hz ila 76 Hz
Çerçeve Senkronizasyon Modu	49 Hz-61 Hz	
Maks. Saat Frekansı	148,5 MHz	

\*<sup>1</sup> HDMI CEC (veya ortak kontrol) desteklenmez.

\*<sup>2</sup> Desteklenen dikey tarama frekansı çözünürlüğe bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için bkz. [4.2 Uyumlu Çözünürlükler](#) [► 28].

#### 4.1.4 USB

Port	Yukarı yönlü	USB-B x 1
	Aşağı yönlü	USB-A x 2
Standart	USB Özellikleri Rev. 3.1 Gen 1	

İletişim Hızı	5 Gbps (süper), 480 Mbps (yüksek), 12 Mbps (tam), 1,5 Mbps (düşük)	
Besleme Akımı	Aşağı yönlü (USB-A)	Maks. 900 mA/port

#### 4.1.5 Ses

Ses Giriş Formatı	DisplayPort	2 kanallı doğrusal PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)
	HDMI	2 kanallı doğrusal PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)
Hoparlörler	1 W + 1 W	
Giriş Terminalleri	Stereo mini jak x 1 DisplayPort x 1, HDMI x 1 (her biri video sinyali ile paylaşılır)	

#### 4.1.6 Güç

Giriş	100-240 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz 0,80-0,45 A
Maksimum Güç Tüketimi	47 W veya daha az
Güç Tasarruf Modu	0,5 W veya daha az <sup>*1</sup>
Bekleme Modu	0,3 W <sup>*1</sup>

\*1 USB yukarı yönlü port bağlı değildir, "Administrator Settings" - "Compatibility Mode" "Off" konumdadır, hiçbir harici yük bağlı değildir ve varsayılan ayarlar korunur.

#### 4.1.7 Fiziksel Özellikler

Boyutlar (G x Y x D)	556,7 mm x 143,9 mm x 401,3 mm (Eğim: 70°)
	556,7 mm x 353,9 mm x 216,3 mm (Eğim: 15°)
Boyutlar ( G x Y x D ) (Stand Olmadan)	556,7 mm x 339,2 mm x 54,0 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 6,6 kg
Net Ağırlık (Monitör)	Yaklaşık 6,0 kg
Eğim	15°-70°

#### 4.1.8 Çalışma Ortamı Gereksinimleri

Sıcaklık	5°C-35°C
Nem	%20-%80 B.N. (çiy yoğuşması yok)
Hava Basıncı	540 hPa-1060 hPa

#### 4.1.9 Taşıma / Depolama Koşulları

Sıcaklık	-20°C-60°C
Nem	%10-%92 B.N. (çiy yoğuşması yok)
Hava Basıncı	200 hPa-1060 hPa

## 4.2 Uyumlu Çözünürlükler

Monitör aşağıdaki çözünürlükleri destekler:

✓: Desteklenir, -: Desteklenmez

Çözünürlük	Dikey tarama frekansı (Hz)	DisplayPort	HDMI	D-Sub
640 x 480	59,940	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	✓	✓	-
640 x 480	72,809	-	-	✓
640 x 480	75,000	-	-	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	✓	✓	-
720 x 480	60,000	✓	✓	-
720 x 576	50,000	-	✓	-
800 x 600	56,250	-	-	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓
800 x 600	72,188	-	-	✓
800 x 600	75,000	-	-	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓
1024 x 768	70,069	-	-	✓
1024 x 768	75,029	-	-	✓
1280 x 720	50,000	-	✓	-
1280 x 720	59,940	✓	✓	-
1280 x 720	60,000	✓	✓	✓
1280 x 960	60,000	✓	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓
1280 x 1024	75,025	-	-	✓
1680 x 1050	59,883	✓	✓	✓
1680 x 1050	59,954	✓	✓	✓
1920 x 1080 <sup>*1</sup>	50,000	-	✓	-
1920 x 1080 <sup>*1</sup>	59,940	✓	✓	-
1920 x 1080 <sup>*1</sup>	60,000	✓	✓	✓

\*1 Önerilen çözünürlük

Not
• Tarama Formatı için yalnızca aşamalı olan desteklenir.

## 4.3 Aksesuarlar

İsteğe bağlı aksesuarlar hakkındaki en son bilgiler için ve en yeni uyumlu grafik kartı hakkındaki bilgiler için web sitemize bakın.

([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))

## Ek Bölüm

### Tıbbi Standart

- Son sistemin IEC60601-1 gereksinimleriyle uyumlu olması gerekir.
- Güç beslemeli cihazlar, monitörü etkileyebilen, sınırlayabilen ya da arızalanmasına neden olabilen elektromanyetik dalgalar yayabilir. Cihazı, böyle etkilerin önlendiği denetimli bir ortama kurun.

### Ekipman Sınıflandırması

- Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: Sınıf I
- EMC sınıfı: IEC60601-1-2 Grup 1 Sınıf B
- Tıbbi cihaz sınıflandırması (AB): Sınıf I
- Çalışma şekli: Sürekli

## EMC Bilgileri

RadiForce serisi, tıbbi görüntüleri düzgün şekilde görüntüleyebilir.

### Amaçlanan Kullanım Ortamları

RadiForce serisi aşağıdaki ortamlarda kullanıma yöneliktir

- Klinikler veya hastaneler gibi profesyonel sağlık bakım tesisi ortamları

RadiForce serisinin aşağıdaki ortamlarda kullanılması uygun değildir:

- Evdeki sağlık bakım ortamları
- Elektrocerrahi bıçaklar gibi yüksek frekanslı cerrahi ekipmanların yakınında
- Kısa dalga tedavi ekipmanlarının yakını
- MRI için RF korumalı tıbbi ekipman sistemleri odası
- Korumalı yerde Özel ortamlar
- Ambulanslar dahil araçlarda kurulu olarak
- Diğer özel ortamlar

#### UYARI

- RadiForce serisi EMC ile ilgili özel önlemler gerektirir ve bunlara göre kurulmalıdır. Bu belgedeki EMC bilgilerini ve "ÖNLEMLER" bölümünü dikkatle okumanız ve ürünü kurarken ve çalıştırırken aşağıdaki talimatlara uymanız gereklidir.

#### UYARI

- RadiForce serisi cihazlar, diğer cihazlarla bitişik halde veya üst üste konumda kullanılmamalıdır. Bitişik veya üst üste konumda kullanım zorunluysa, cihaz veya sistem, kullanılacağı konfigürasyonda normal çalıştığını doğrulamak için gözlenmelidir.

#### UYARI


- Taşınabilir bir RF iletişim ekipmanı kullanırken, RadiForce serisinin kablolar dahil her parçasından 30 cm (12 inç) veya üzeri uzaklıkta tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında bozulma meydana gelebilir.

#### UYARI

- Bir kişi bir tıbbi sistemi ayarlarken sinyal giriş kısmı veya sinyal çıkış kısımlarına ek bir ekipman bağlarsa sistemin IEC60601-1-2 gereksinimleriyle uyumlu olmasından bu kişi sorumludur.

#### UYARI

- RadiForce serisini kullanırken sinyal giriş/çıkış konektörlerine dokunmayın. Yoksa gösterilen görüntü etkilenebilir.

 <b>UYARI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürüne takılı veya EIZO tarafından önerilen kabloları kullandığınızdan emin olun. Bu ekipmanda EIZO tarafından önerilenin dışında kabloların kullanılması, bu ekipmanın elektromanyetik emisyonlarının artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve yanlış çalışmaya neden olabilir.</li> </ul>

Kablo	EIZO Tarafından Belirtilen Kablolar	Maks. Kablo Uzunluğu	Koruma	Ferit Çekirdek
Sinyal kablosu (DisplayPort)	PP300 / PP200	3 m	Korumalı	Ferit Çekirdekli
Sinyal kablosu (HDMI)	HH300PR / HH200HS	3 m	Korumalı	Ferit Çekirdekli
Sinyal kablosu (D-Sub)	V55 / MD-C87	1,8 m	Korumalı	Ferit Çekirdekli
USB kablosu	UU300SS / UU200SS	3 m	Korumalı	Ferit Çekirdekli
Güç kablosu (topraklama teli ile)	-	3 m	Korumasız	Ferit Çekirdeksiz

## Teknik Açıklamalar

### Elektromanyetik emisyonlar

RadiForce serisi aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanıma yöneliktir.

RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Emisyon testi	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam - Yönlendirme
RF emisyonları CISPR11	Grup 1	RadiForce serisi cihazlar, RF enerjisini yalnızca dahili çalışması için kullanır. Bu yüzden RF emisyonları çok düşük düzeydedir ve yakındaki elektronik cihazlarda herhangi bir enterferansa neden olması muhtemel değildir.
RF emisyonları CISPR11	Sınıf B	RadiForce serisi, evsel tesisatlar ve evsel amaçlarla kullanılan binalara güç sağlayan kamuya ait düşük gerilimli güç beslemesi ağına doğrudan bağlı olan tesisatlar dahil olmak üzere tüm tesisatlarda kullanıma uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC61000-3-2	Sınıf D	
Gerilim dalgalanmaları / titreme emisyonları IEC61000-3-3	Uyumludur	


**Elektromanyetik bağışıklık**

RadiForce serisi, IEC60601-1-2'de belirtilen profesyonel sağlık bakım tesisi ortamlarında test gereksinimlerine (T) göre aşağıdaki uyumluluk seviyelerinde (C) test edilmiştir.

RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık testi	Test seviyesi (T)	Uyumluluk seviyesi (C)	Elektromanyetik ortam - Yönlendirme
Elektrostatik boşalma (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV kontak boşalması ±15 kV hava boşalması	±8 kV kontak boşalması ±15 kV hava boşalması	Zeminler ahşap, beton veya fayans olmalıdır. Zeminler sentetik malzemeyle kaplıysa, bağıl nem en az %30 olmalıdır.
Elektriksel hızlı geçici rejimler / patlamalar IEC61000-4-4	±2 kV güç hatları ±1 kV giriş / çıkış hatları	±2 kV güç hatları ±1 kV giriş / çıkış hatları	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır.
Ani Gerilim Yükselmeleri IEC61000-4-5	±1 kV hattan hatta ±2 kV hattan toprağa	±1 kV hattan hatta ±2 kV hattan toprağa	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır.
Güç beslemesi giriş hatlarındaki gerilim düşüşleri, kısa kesintiler ve gerilim değişiklikleri IEC61000-4-11	%0 $U_T$ ( $U_T$ 'de %100 düşüş) 0,5 döngü ve 1 döngü %70 $U_T$ ( $U_T$ 'de %30 düşüş) 25 döngü / 50 Hz %0 $U_T$ ( $U_T$ 'de %100 düşüş) 250 döngü / 50 Hz	%0 $U_T$ ( $U_T$ 'de %100 düşüş) 0,5 döngü ve 1 döngü %70 $U_T$ ( $U_T$ 'de %30 düşüş) 25 döngü / 50 Hz %0 $U_T$ ( $U_T$ 'de %100 düşüş) 250 döngü / 50 Hz	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır. RadiForce serisi kullanıcısının, şebeke güç kesintileri esnasında çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, RadiForce serisi cihaza bir kesintisiz güç beslemesi veya pilden güç sağlanması tavsiye edilir.
Güç frekansı manyetik alanları IEC61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari mekan veya hastane ortamındaki tipik bir konuma özgü seviyelerde olmalıdır. Ürün, kullanım sırasında güç frekansı manyetik alanları kaynağından en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.



Bağışıklık testi	Test seviyesi (T)	Uyumluluk seviyesi (C)	Elektromanyetik ortam - Yönlendirme
RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalar IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz arası 6 Vrms 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM bantları <sup>*1</sup>	3 Vrms 6 Vrms	Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, kablolar dahil olmak üzere RadiForce serisinin herhangi bir parçasına, vericinin frekansı için geçerli olan denklemden hesaplanan, önerilen ayırma mesafesinden daha yakın mesafede kullanılmamalıdır. Önerilen ayırma mesafesi $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Yayılan RF alanları IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz–2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ , 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ , 800 MHz–2,7 GHz Burada "P", verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum nominal çıkış gücüdür ve "d", metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayırma mesafesidir. Bir elektromanyetik saha çalışmasıyla <sup>*2</sup> belirlenen, sabit RF vericilerden gelen alan kuvvetleri, her bir frekans aralığındaki <sup>*3</sup> uyumluluk seviyesinden düşük olmalıdır. Aşağıdaki simgeyle işaretlenmiş ekipmanların yakınında enterferans meydana gelebilir. 

**Not**

- $U_T$ , test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.
- 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.
- RF alanları veya yayılan RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalarla ilgili bu yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesnelere ve insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansıtımdan etkilenir.

\*1 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6,765 MHz ile 6,795 MHz, 13,553 MHz ile 13,567 MHz, 26,957 MHz ile 27,283 MHz ve 40,66 MHz ile 40,70 MHz'dir.

\*2 Telsiz (hücreli/kablosuz) telefonlar için olan baz istasyonları ve kara mobil radyolar, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri, teorik olarak hassasiyetle tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik saha çalışması düşünülmelidir. RadiForce serisi cihazın kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıda verilen geçerli RF uyumluluk seviyesini aşıyorsa, normal çalışmasını doğrulamak için RadiForce serisi cihaz gözlenmelidir. Anormal çalışma gözlemlenirse, RadiForce serisi cihazın yönünü veya konumunu değiştirmek gibi ek önlemler gerekebilir.

\*3 150 kHz–80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'den daha düşük olmalıdır.

### Taşınabilir veya mobil RF iletişim cihazları ile RadiForce Serisi cihazlar arasındaki tavsiye edilen ayırma mesafeleri

RadiForce serisi, yayılan RF bozulmalarının kontrol altında tutulduğu bir elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. RadiForce serisinin müşterisi veya kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) ile RadiForce serisi cihazlar arasında minimum bir mesafe (30 cm) bırakarak elektromanyetik enterferansı bastırabilir. RadiForce serisi, aşağıdaki RF iletişim hizmetlerinde elektromanyetik yakınlık alanı bağımsızlık testi seviyesi gereksinimleri (T) için aşağıdaki uyumluluk seviyesinde (C) test edilmiştir.

Test frekansı (MHz)	Bant genişliği <sup>*1</sup> (MHz)	Servis <sup>*1</sup>	Modülasyon <sup>*2</sup>	Test seviyesi (T) <sup>*3</sup> (V/m)	Uyumluluk seviyesi (C) (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Darbe modülasyonu <sup>*2</sup> 18 Hz	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz sapma 1 kHz sinüs	28	28
710	704–787	LTE Bandı 13, 17	Darbe modülasyonu <sup>*2</sup> 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800–960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE Bandı 5	Darbe modülasyonu <sup>*2</sup> 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Bandı 1, 3, 4, 25; UMTS	Darbe modülasyonu <sup>*2</sup> 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400–2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Bandı 7	Darbe modülasyonu <sup>*2</sup> 217 Hz	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Darbe modülasyonu <sup>*2</sup> 217 Hz	9	9
5500					
5785					

\*1 Bazı hizmetler için, yalnızca yukarı bağlantı frekansları dahildir.

\*2 Taşıyıcı %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilir.

\*3 Test seviyeleri maksimum güç ve 30 cm ayırma mesafesi ile hesaplanmıştır.

RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, RF vericiler ile RadiForce serisi arasında minimum bir mesafe (15 cm) bırakarak manyetik yakınlık alanlarından kaynaklanan enterferansı bastırır. RadiForce serisi, manyetik yakınlık alanı bağışıklık testi seviyeleri gereksinimleri (T) için aşağıdaki uyumluluk seviyelerinde (C) test edilmiştir.

Test frekansı	Modülasyon	Test seviyesi (T) (A/m)	Uyumluluk seviyesi (C) (A/m)
134,2 kHz	Darbe modülasyonu* <sup>1</sup> 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Darbe modülasyonu* <sup>1</sup> 50 kHz	7,5	7,5

\*1 Taşıyıcı %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilir.

Diğer taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) için, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı (vericiler) ile RadiForce serisi arasındaki minimum mesafe, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerilmiştir.

Vericinin maksimum nominal çıkış gücü (W)	Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi (m)		
	150 kHz–80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz–800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz–2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Maksimum nominal çıkış gücü yukarıdaki listede verilmeyen vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi "d", vericinin frekansı için geçerli olan denklem kullanılarak tahmin edilebilir; burada "P", verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum nominal çıkış gücüdür.

Not
<ul style="list-style-type: none"> <li>80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı için olan ayırma mesafesi uygulanmalıdır.</li> <li>RF alanları veya yayılan RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalarla ilgili bu yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesnelere ve insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansıtmadan etkilenir.</li> </ul>




**EIZO Corporation**   
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

**EIZO GmbH**   
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

**艺卓显像技术(苏州)有限公司**  
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

**EIZO Limited**   
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,  
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

**EIZO AG**   
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N310AZ  
IFU-MS236WT-A